


Dispositivo de acceso a pacientes para personal clínico



Los Dispositivos de acceso a pacientes para personal clínico están diseñados para permitir la prestación de servicios temporales, como colocación de tubos de la bomba de infusión, líneas y cables de control del paciente y cables de extensión relacionados que se extienden desde las habitaciones de los pacientes a través de las paredes hacia el pasillo. Cada dispositivo cuenta con juntas de caucho de silicona autosellantes que garantizan que las líneas y los cables permanezcan sellados para restringir el flujo de aire, los contaminantes y el ruido. El dispositivo no tiene bordes afilados que puedan perforar o cortar las líneas insertadas. Sencillamente, entregue el servicio temporal a través del dispositivo y este se sellará en forma rápida y automática.

Los Dispositivos de acceso a pacientes para personal clínico permiten al personal clínico evitar quitarse el Equipo de protección personal (EPP) al desplazar los equipos de atención de pacientes a los pasillos. Esto permite implementar algunas prácticas habituales de atención de pacientes en la seguridad del pasillo y reducir la frecuencia de la interacción entre el personal y los pacientes, como durante la pandemia de COVID-19, que llevó a numerosas organizaciones de cuidado de la salud a implementar esta estrategia. Además, los dispositivos permiten al personal de enfermería evitar la necesidad de extender líneas y cables a través de aberturas de puertas, por lo que se elimina el posible riesgo de tropiezos, daño en las líneas de cuidado de pacientes y la necesidad de cerrar con rapidez la puerta en caso de emergencia. Los dispositivos no requieren ningún sello ni cubierta adicional mientras no se están usando.



Los Dispositivos de acceso a pacientes para personal clínico poseen un diseño compacto que se instala al ras de las superficies de la pared y no sobresale en el pasillo ni en la habitación del paciente, lo que garantiza su cumplimiento integral de las directrices de la Americans with Disabilities Act (ADA, Ley para Estadounidenses con Discapacidades). La estructura termoplástica moldeada y las juntas de caucho de silicona integradas se pueden desinfectar fácilmente siguiendo los protocolos de limpieza habituales. Se comprobó que los dispositivos mantienen clasificaciones para transmisión de sonido (STC) para cumplir con los requisitos de Facility Guideline Institute para fines acústicos y también cumplen con la norma ASTM E814 (ANSI/UL1479) para uso en paredes de pasillos con clasificación de resistencia al fuego en 1/2 hora según NFPA 101 (Life Safety Code®).

Especificaciones

Portales clínicos para pasar líneas de cuidado de pacientes a través de paredes de pasillo con clasificación de 1/2 hora hacia las habitaciones de los pacientes. El portal clínico incorporará un diseño autosellante libre de mantenimiento que no requiere apertura ni cierre manual durante la adición o remoción de servicios para los pacientes. El portal clínico también contará con una clasificación STC mayor o igual a la clasificación acústica de la construcción subyacente específica según la norma ASTM E90.

Divisiones especificadas

División 9	09 80 00	Tratamientos acústicos
División 26	26 00 00	Eléctrico
División 27	27 00 00	Comunicaciones

Instalación

Los Servicios de atención a pacientes se pueden agregar o quitar fácilmente en cualquier momento sin quitar ni volver a instalar el sello contra humo y acústico. Los cables se pueden agregar individualmente o en grupos. Envolver los extremos con una cinta de baja fricción facilita la inserción de los cables. El paso de cables que se ajusta automáticamente se adapta para que quepa el mazo de cables a medida que pasa a través del conducto.

Dispositivo de acceso a pacientes para personal clínico



PROPIEDADES FÍSICAS Y RENDIMIENTO

Composición de la carcasa	No halogenada, copolímero V-0, ABS/PC y acero galvanizado
Sello	Silicona de poco humo
Área de carga para servicios temporales	84,154 cm ²
Llenado permitido	0 (vacío) a 100 % visible
Temperatura en servicio	-34°C a 54°C (-30°F to 130°F)
Temperatura de almacenamiento	54°C (<130°F)
Vida útil	Ninguno
Conforme con NFPA 101 para pasillos con clasificación de 1/2 hora	Sí (cumple con la norma ASTM E814 (ANSI/UL1479))
Clasificaciones de fugas de aire	Sí (cumple con la norma ANSI/UL1479 para clasificaciones L)
Clasificaciones acústicas (STC)	Sí (cumple con la norma ASTM E90; hasta 50 STC dependiendo del tipo de construcción y la clasificación de la pared)
Conforme con la ADA	Sí (cumple con las directrices de la ADA 2010, sin sobresalir en el pasillo)



Características y ventajas

- Ofrece al personal de enfermería acceso a las habitaciones de los pacientes desde el pasillo.
- Autosellante; no requiere intervención para el sellado reductor de flujo de aire, contaminantes o ruido.
- Ajustable; se adapta a un grosor de pared de pasillo de 102 a 203 mm (4" a 8").
- No requiere mantenimiento
- Conforme con la ADA
- Cumple la norma NFPA 101 para uso en paredes de pasillo con clasificación de 1/2 hora
- Gracias a su apariencia depurada, combina muy bien con la estética del lugar

Limitaciones

Este producto fue diseñado para un uso seguro con plásticos. Este se ha utilizado ampliamente y con éxito junto con diversos tipos de tuberías, tubos y aislamientos de cable plásticos. Sin embargo, las variaciones en estos materiales impiden garantizar la compatibilidad. STI recomienda encarecidamente al usuario que consulte al fabricante de las tuberías, tubos o cables sobre cualquier sensibilidad conocida o posibles restricciones antes de aplicar este producto.

Mantenimiento

Normalmente no se requiere mantenimiento del conducto. Los sellos exteriores del dispositivo se deben inspeccionar antes y después de cualquier modificación al mazo de cables.

Productos de limpieza/desinfección

1. Desinfecte cualquier tubo de extensión utilizado para la infusión de medicamentos y líquidos al paciente, cables de alimentación, otros tubos, cables, etc., antes de pasarlos por el Dispositivo de acceso a pacientes para personal clínico (DAPPC).
2. Durante y después de usar los sellos de silicona, la herramienta de inserción y el marco plástico en la pared dentro de la habitación del paciente y en el otro lado de la pared en el pasillo, solo debe limpiar/desinfectar cuando haya contaminación o suciedad visibles.
 - a. Los sellos de las juntas de silicona y el marco del DAPPC son compatibles con los siguientes desinfectantes de superficies: cloro diluido, compuestos de amonio cuaternario, alcohol (incluso alcohol isopropílico), peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético.
 - b. Debe aplicar los desinfectantes conforme con las instrucciones de uso de los fabricantes de los mismos y la política y los procedimientos del recinto.
3. Cuando el paciente esté listo para el traslado o el alta desde la habitación donde se usa el DAPPC, siga estos pasos:
 - a. Limpie todos los tubos, cables y cables de alimentación con el desinfectante que usa para equipos de atención a pacientes o superficies ambientales de acuerdo con la política y los procedimientos antes de extraerlos del DAPPC.
 - b. Los tubos de extensión utilizados para la infusión de líquidos o medicamentos se deben tapar o pinzar antes de extraerlos del DAPPC para evitar fugas de líquido hacia las superficies internas del DAPPC.
 - c. Después de quitar todos los tubos y cables, puede limpiar con desinfectante la superficie exterior de los sellos de las juntas de silicona y la herramienta de inserción.

Dispositivo de acceso a pacientes para personal clínico



Información de precaución

Precaución: El personal clínico que usa el DAPPC para conectar equipos de atención a pacientes donde se necesitan tubos de gran extensión debe seguir las instrucciones de uso del fabricante y la orientación proporcionada, así como garantizar que los responsables del cuidado clínico conozcan y se preparen para el efecto del uso de tubos extensos en este tipo de instalación. Procure consultar también otros recursos para situaciones en que la intención es colocar los equipos de atención de pacientes fuera de la habitación como una medida de precaución en caso de enfermedades contagiosas. El ISMP y otras organizaciones han publicado documentos de orientación importantes; consúltelos a continuación.

- Large-Volume Infusion Pumps—Considerations When Used with Long Extension Sets outside Patient Rooms to Help Reduce Staff PPE Use; ECRI; 4/1/2020; obtenido de <https://bit.ly/3kHUINg>.
- Institute for Safe Medication Practices (ISMP). Clinical Experiences Keeping Infusion Pumps Outside the Room for COVID-19 Patients; 4.3.2020; obtenido de <https://bit.ly/37O1bx5>.
- Society of Critical Care Medicine (SCCM). Configuring ICUs during the COVID-19 Era. 2020, accedido el 19/10/2020 (<https://bit.ly/3jBPD2n>).
- Puede encontrar el informe de limpieza completo aquí: <https://bit.ly/2lflfhA>

Selección del sistema

Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite <https://systems.stifirestop.com/> para usar la Búsqueda de sistemas y generador de presentaciones. También puede visitar el [Directorio en línea de certificaciones UL/iQ™ de productos de UL](#) para ver listados completos. (Sistemas cortafuego).

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Información preventiva

El uso de este dispositivo está sujeto a los códigos locales, regionales y nacionales. Consulte al funcionario a cargo del código de construcción o la autoridad que tenga jurisdicción respecto de cualquier requisito regional o local que pueda influir en la selección o el uso de este producto. Nota: Solo para uso en construcciones sin resistencia a incendios.

Descargo de responsabilidad

Para que el dispositivo DAPPC mantenga sus clasificaciones contra incendios, humo, fugas de aire y emisiones acústicas, las juntas de neopreno del dispositivo pueden causar que un tubo de ventilación que pasa a través del dispositivo colapse en forma parcial o total. Antes de instalar un tubo de ventilación a través del DAPPC, le recomendamos consultar a los especialistas clínicos/respiratorios de la institución para determinar si el tubo es lo suficientemente resistente para soportar la durabilidad de la junta. Este texto se proporciona exclusivamente con fines informativos y no pretende establecer un estándar de cuidado ni ofrecer asesoría médica o legal.

Disponibilidad

Los productos están disponibles con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Descripción	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (Cada uno)
CPAD4K	730573009353	Un paso clínico a través del dispositivo para paredes de pasillo con clasificación de 30 minutos, con herramienta de inserción	1	1	1,72 kg (3,8 lbs)
CPADIT	730573009369	Herramienta de inserción para uso con el Dispositivo de acceso a pacientes para personal clínico	1	10	0,192 kg (0,425 lbs)

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. - © 2021 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

