



DOC023.46.03230

UVAS sc

دليل المستخدم

الإصدار 5، 2023/01

5.....	القسم 1 المواصفات
7.....	القسم 2 معلومات عامة
7.....	2.1 معلومات الأمان
7.....	2.1.1 معلومات المخاطر في هذا الدليل
7.....	2.1.2 ملصقات التحذير
8.....	2.2 الاستخدامات
8.....	2.3 مبدأ القياس
11.....	القسم 3 التركيب
11.....	3.1 نظرة عامة على التركيب
12.....	3.2 جهاز الاستشعار
15.....	3.3 تركيب كبل جهاز الاستشعار
15.....	3.4 معلومات السلامة لتوصيل الأسلاك
16.....	3.4.1 توصيلات جهاز الاستشعار وأسلاكه
17.....	القسم 4 التشغيل
17.....	4.1 تشغيل وحدة تحكم SC
17.....	4.2 إعداد جهاز الاستشعار
17.....	4.3 مسجل بيانات جهاز الاستشعار
18.....	4.4 بنية القائمة
18.....	4.4.1 حالة جهاز الاستشعار
18.....	4.4.2 إعداد جهاز الاستشعار
21.....	4.5 المعايرة
22.....	4.5.1 التحقق
22.....	4.5.2 معايرة النقطة الصفرية
23.....	4.5.3 المعايرة أحادية النقطة
24.....	4.6 تعديل القيم المقیسة
24.....	4.6.1 تعديل النقطة الصفرية
24.....	4.6.2 إعداد المعامل
25.....	4.7 التحويل إلى معايير كلية أخرى
27.....	القسم 5 الصيانة
27.....	5.1 جدول الصيانة
27.....	5.2 تنظيف مسار القياس
28.....	5.3 تغيير المقطع الجانبي للممسحة
30.....	5.4 تغيير الغطاء (إصدار bypass)
30.....	5.4.1 UVAS plus sc
31.....	القسم 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
31.....	6.1 رسائل الخطأ
31.....	6.2 التحذيرات
33.....	القسم 7 قطع الغيار
35.....	الملحق «أ» معلومات سجل ModBUS

تخضع المواصفات للتعبير دون إشعار. المنتج يحتوي فقط على الموافقات المدرجة والتسجيلات والشهادات والإعلانات المقدمة رسميًا مع المنتج. لا توافق الشركة المصنعة على استخدام هذا المنتج في تطبيق غير مسموح به.

الجدول 1 وحدات استشعار الخزانات UVAS plus sc

UVAS plus sc	
قياس معدل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية (آلية ثنائية الإشعاع)، بدون مواد كاشفة	آلية القياس
DIN 38404 C3 مع SAC 254 بما يتفق مع	طريقة القياس
1 و 2 و 5 و 50 مم	مسار القياس
0.01-60 مم ¹ (50 مم) 0.1-600 مم ¹ (5 مم) 0-1500 مم ¹ (2 مم) 2-3000 مم ¹ (1 مم) يمكن معايرتها وفق المعيار الإجمالي للحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) وفقًا للاستخدام	نطاق القياس
550 نانومتر	التعويض
≤ 1 دقيقة	الفواصل الزمني للقياس (≤ دقيقة)
10 م (33 قدمًا) قياسي تتوفر كبلات تمديد اختيارية 5، 10، 15، 20، 30، 50 م إجمالي الحد الأقصى للطول: 60 م (196 قدمًا)	طول الكبل
PID، التحكم في الوقت، وحدة تحكم ثنائية النقاط (مع 100 sc)	وظيفة التحكم
الحد الأقصى 0,50.5 بار	حد ضغط المجس
2+ إلى 40+ درجة مئوية	درجة الحرارة المحيطة
حوالي 70 مم x 333 مم	الأبعاد العرض x الطول
حوالي 3,63.6 كجم	الكتلة
6 شهور	الفواصل الزمني للفحص
1 ساعة / شهر، نموذجيًا	صيانة المستخدم

الجدول 2 وحدات استشعار التحويل UVAS plus sc

UVAS plus sc (في وضع التحويل)	
2 و 5 و 50 مم	مسار القياس
0.01-60 مم ¹ (50 مم) 0.1-600 مم ¹ (5 مم) 0-1500 مم ¹ (2 مم) يمكن معايرتها وفق المعيار الإجمالي للحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) وفقًا للاستخدام	نطاق القياس مع محاليل NO ₃ -N القياسية
10 م (33 قدمًا) قياسي تتوفر كبلات تمديد اختيارية 5، 10، 15، 20، 30، 50 م إجمالي الحد الأقصى للطول: 60 م (196 قدمًا)	طول الكبل
0,50.5 لتر/ساعة على الأقل	معدل تدفق العينة
الحد الأقصى 0,50.5 بار	حد الضغط
خرطوم ID 4 مم / OD 6 مم	توصيل العينة
2+ إلى 40+ درجة مئوية	درجة حرارة العينة
راجع الشكل 4 في الصفحة 14	الأبعاد

الجدول 3 مواد وحدة الاستشعار UVAS plus sc

المادة	المكون
صلب مقاوم للصدأ 1.4571 صلب مقاوم للصدأ 1.4571 صلب مقاوم للصدأ 1.4305 صلب مقاوم للصدأ 1.4310 صلب مقاوم للصدأ 1.4581	المجس تجويف المجس محور الممسحة الوصلة عارضة المقطع الجانبي 2 مم ذراع الممسحة 5 مم / 50 مم
سيلكون SUPRASIL (كأس السيليكا) سيلكون PVDF SEMOFLEX (PUR)	المقطع الجانبي للممسحة نافذة القياس سدادة التجويف سدادة الوصلة كيل المجس
صلب مقاوم للصدأ 1.4308 صلب مقاوم للصدأ 1.4301	القدرة الزراعية محول المجس القدرة الزراعية
PVC EPDM PVDF PVC	التحويل خلية القياس السدادات الوصلات أنبوبة

2.1 معلومات السلامة

يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل تفريغ محتويات العبوة أو إعداد هذا الجهاز أو تشغيله. انتبه جيدًا لجميع بيانات الخطر والتنبيه. فإن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إصابة خطيرة تلحق بالمشغل أو تلف بالجهاز. لتجنب أية أضرار تلحق بميزات سلامة الأجهزة، يجب عدم استخدامه أو تركيبه بأية طريقة بخلاف تلك الموضحة في هذا الدليل.

خطر 

تجنب استخدام المجس في منطقة خطرة.

2.1.1 معلومات الخطر في هذا الدليل

خطر 

يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

تحذير 

يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

تنبيه 

يشير إلى موقف خطير محتمل يمكن أن يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.



إنذار

يشير إلى موقف، إذا لم يتم تجنبه، يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز. معلومات تتطلب تأكيدًا خاصًا.

ملاحظة: معلومات تكمل نقاطًا في النص الأساسي.

2.1.2 ملصقات التحذير

اقرأ جميع الملصقات والإنذارات المرفقة بالجهاز. فمن الممكن أن تحدث إصابة شخصية أو يتلف الجهاز في حالة عدم الانتباه لها. سيظهر أي رمز على الجهاز بجانب بيان تنبيه في الدليل.

هذا الرمز إذا تمت ملاحظته على الجهاز، فإنه يشير إلى دليل المستخدم لمعرفة معلومات التشغيل و/أو السلامة.	
يشير هذا الرمز، عند ملاحظته على حاوية المنتج أو الغلاف، إلى وجود خطر يتعلق بصدمة كهربائية و/أو الوفاة بسبب صدمة كهربائية.	
قد يظهر هذا الرمز على المنتج، ويشير إلى الحاجة إلى ارتداء واقى العينين.	
قد يظهر هذا الرمز على المنتج، ويحدد نقطة التوصيل للتوصيل بطرف أرضي معتمد.	
عند ظهور هذا الرمز على المنتج، فإنه يحدد موقع المنصهر أو محدد التيار.	



لا يمكن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي تحمل هذا الرمز في الأنظمة الأوروبية للتخلص من النفايات المحلية أو العامة. لكن يتم إرجاع الجهاز القديم أو منتهي الصلاحية إلى الشركة المصنعة للتخلص منه بدون أن يتحمل المستخدم أي رسوم.



2.2 الاستخدامات

وحدة UVAS plus sc:

يتم غمسه مباشرة في الوسيط، دون ضخ العينة أو تحضيرها، وتقوم وحدة الاستشعار بقياس محتوى المركبات العضوية المتحللة في خزانات الترسيب المنشطة في مصانع معالجة مياه الصرف الصحي المحلية والمياه السطحية والمياه غير المعالجة ومياه الشرب المعالجة. كما يمكن استخدام النظام للتحقق من مخرج مصانع معالجة مياه الصرف الصحي.

ملحقات التحويل لجهاز UVAS plus sc:

يستخدم متغير التدفق النافذ لوحدة استشعار UVAS plus sc عالي الدقة كلما كان القياس المباشر في الوسيط غير ممكن لأسباب تتعلق بالبنية أو أن حمل الوسيط يتطلب قياس عينة مرشحة (محتويات TS عالية للغاية)، مدخل مصنع معالجة مياه الصرف الصحي، ارتشاح مطرح النفايات،...).




إنذار

أي استخدام بخلاف ما يتوافق مع المتطلبات الموضحة في دليل المستخدم يؤدي إلى فقد الحق في المطالبة بالضمان ويمكن أن يؤدي إلى إصابة شخصية وتلف في الممتلكات، وهو الأمر الذي لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤوليته.

2.3 مبدأ القياس

بصفة عامة، تمتص المركبات العضوية المتحللة في الماء الأشعة فوق البنفسجية؛ ولهذا السبب يمثل قياس معدل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية معيارًا إجماليًا مستقلًا للمادة العضوية المتحللة في الماء. في مجال معالجة مياه الشرب، نجد أن هذه الطريقة لتحديد جودة المياه بدون مواد كيميائية باستخدام أجهزة قياس شدة الضوء المعملية والعينات المرشحة هي أسلوب متداول منذ عهد بعيد.

يشترط معيار 38402 C2 للمعهد الألماني للتوحيد القياسي لقياس معدل امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، قياس طول موجي يبلغ 254 نانومتر وتوصيف القيمة المقيسة لعينة مرشحة على أنها معامل امتصاص طيفي يبلغ 254 نانومتر (الاختصار SAC254)، والذي سيتم تحويله إلى نقاط تلالش لكل متر. وبهذه الطريقة، يتم عمل مقارنة دقيقة للنتائج المقيسة من أجهزة قياس شدة الضوء باستخدام درجات كثافة مختلفة للأوعية المعملية الشفافة ويتم الحصول على الوحدات 1/م أو م⁻¹.



مجموعات المواد المقيسة

SAC	.3	COD	.1
TOC	.4	BOD	.2

يمثل مجس UVAS المغمور أداة قياس لمعدل امتصاص الأشعة المتعددة مع تعويض فعال لمعدل العكارة. تتحكم أداة التحكم ذات الصلة في عملية القياس باستخدام أداة قياس شدة الضوء ذات مصباح فلاش والتنظيف الآلي لنافذة القياس بواسطة ممسحة، كما تعرض القيم المقيسة على هيئة SAC254 بوحدات 1/م.

بالنسبة للمعايير الإجمالية الأخرى مثل الحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) أو الكربون العضوي الكلي (TOC) أو غيرها فلا توجد علاقة متبادلة لـ SAC254 من نفس الجودة، كما هو الحال بين الحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) أو الكربون العضوي الكلي (TOC). تُعد ميزات التوفر العالي للقيم المقيسة والحد الأدنى من التكلفة والحد الأدنى من الجهد المبذول للصيانة والترتيب والصيانة الأسباب الرئيسية التي تجعلك تتخذ القرار الصائب لاقتناء وحدة استشعار UVAS إذا كنت تنوي إجراء عملية قياس فورية لمعيار إجمالي.

بالنسبة للوسائط التي تحتوي على مواد صلبة، يجب تكملة قياس SAC باستخدام وحدة UVAS من خلال قياس المواد الصلبة أو نسبة العكارة (ULTRATURB sc ، SOLITAX sc).

يقل الجهد الذي يبذله المستخدم في الصيانة إلى أقل حد ممكن ويقتصر على الفحص الدقيق المباشر كل أسبوع تقريباً، وذلك وفقاً للوسيط المستخدم.


3.1 نظرة عامة على التركيب

تنبيه ⚠

لا يمكن تركيب هذا النظام إلا بواسطة خبراء مؤهلين بما يتوافق مع جميع لوائح السلامة المحلية. راجع ورقة إرشادات التركيب لمزيد من المعلومات.

مثال للتركيب مع ملحقات اختيارية



الشكل 1









3.2 وحدة الاستشعار

مكونات ملحق وحدة الاستشعار


الشكل 2



1. وحدة استشعار UVAS sc	3. المقطع الجانبي للمسحة (5 مم)
2. المقطع الجانبي للمسحة (1 و 2 مم)	4. المقطع الجانبي للمسحة (50 مم)




1. أنبوب التركيب 2,02.0 م	8. مسمار ذو رأس أسطواناني مخدد 40 x 8 M8 (4)
2. محول 90 درجة	9. سدادة لمنع التسرب
3. قاعدة	10. سدادة
4. قامطة نصف (2)	11. حلقة على شكل O من مطاط EPDM
5. قامطة نصف بسن لولبي (2)	12. سدادة مسطحة
6. مسمار ذو رأس أسطواناني مخدد 20 x 5 M5 (6)	13. مسمار برأس غاطس 8 x 6 M6 (2)
7. عروة تثبيت	14. مسمار ذو رأس أسطواناني مخدد 10 x 3 M3 (3)



3. سداة منع التصريف

2. تلقيم العينة

1. نفايات العينة



1. قاعدة	8. مسمار ذو رأس أسطواني مخدد (4) M8 x 40
2. أدوات التثبيت	9. مسمار ذو رأس أسطواني مخدد مع وردة (3) M3 x 10
3. سدادة لمنع التسرب	10. سدادة مسطحة
4. سدادة	11. محول 90 درجة
5. أنبوب التركيب 2,02.0 م	12. مسمار برأس غاطس (2) M6 x 8
6. قامطة احتجاز (2)	13. حلقة على شكل O من مطاط EPDM
7. عروة تثبيت	

3.3 تركيب كبل وحدة الاستشعار

3.4 معلومات السلامة لتوصيل الأسلاك

تحذير ⚠

خطر التعرض لصدمة كهربائية. افصل الطاقة دوماً عن الجهاز عند إجراء أية توصيلات كهربائية.


3.4.1 توصيل وحدة الاستشعار وتوصيل الأسلاك

تنبيه ⚠


قبل توصيل الكهرباء، راجع إرشادات تشغيل وحدة التحكم.

يتم توفير كبل وحدة الاستشعار مع وصلة جاهزة سريعة التوصيل للتوصيل السهل بوحدة التحكم. احتفظ بغطاء الموصل لإغلاق فتحة الموصل في حالة ضرورة إزالة وحدة الاستشعار. يمكن شراء كبلات تمديد اختيارية لتمديد طول كبل وحدة الاستشعار.

الشكل 6 توصيل وحدة الاستشعار باستخدام وصلة التوصيل السريع



الشكل 7 تخصيص سنون وصلة التوصيل السريع



لون السلك	التخصيص	الرقم
بني	+12 فولت تيار مستمر	1
أسود	دائرة مشتركة	2
أزرق	البيانات (+)	3
أبيض	البيانات (-)	4
العزل (سلك رمادي في وصلة التوصيل السريع الموجودة)	العزل	5
	الحز	6

4.1 تشغيل وحدة تحكم SC

يمكن تشغيل وحدة الاستشعار مع جميع وحدات تحكم SC. يتعين عليك الإلمام بوظائف وحدة تحكم SC قبل استخدام وحدة الاستشعار. تعلم كيفية التنقل في القائمة وتنفيذ الوظائف المطابقة.

4.2 إعداد وحدة الاستشعار

عند توصيل وحدة الاستشعار للمرة الأولى، سيظهر الرقم التسلسلي لوحدة الاستشعار على أنه اسم وحدة الاستشعار. يمكن تغيير اسم وحدة الاستشعار على النحو التالي.

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
 2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكد.
 3. حدد وحدة الاستشعار المطابقة، وقم بالتأكد.
 4. حدد CONFIGURE (تكوين)، وقم بالتأكد.
 5. اضغط على EDITED NAME (الاسم المحرر)، وقم بالتأكد.
 6. حرر الأسماء وقم بالتأكد للعودة إلى القائمة CONFIGURE (تكوين).
- أكمل تكوين النظام بنفس الطريقة عن طريق تعريف الإعدادات الخاصة بعناصر القائمة التالية:

- SET PARAMETER (ضبط المعيار)
- MEAS UNIT (وحدة القياس)
- MEAS INTERVAL (الفاصل الزمني للقياس)
- CORRELATION (العلاقة)
- REFERENCE (المرجع)
- MEAS INTERVAL (الفاصل الزمني للقياس)
- RESPONSE TIME (وقت الاستجابة)
- CLEANING (تنظيف)
- WIPER MODE (وضع الممسحة)
- BYPASS (التحويل)
- SET DEFAULTS (تعيين الإعدادات الافتراضية)

4.3 مسجل بيانات وحدة الاستشعار

يتم تقديم وحدة تخزين بيانات ووحدة ذاكرة أحداث لكل وحدة استشعار. تعمل وحدة تخزين البيانات على تخزين بيانات القياس عند فواصل زمنية محددة مسبقاً، بينما تعمل وحدة ذاكرة الأحداث على تخزين الأحداث مثل تغييرات التكوين وظروف التنبيهات والتحذيرات. يمكن لكلتا الودعتين الإخراج بتنسيق CSV (راجع دليل وحدة تحكم SC).

4.4 بنية القائمة

4.4.1 حالة وحدة الاستشعار

حدد وحدة الاستشعار (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)	
الأخطاء	
رسائل الخطأ المحتملة: MOIST (رطوبة)، R < M، DEXT (تلاشي دلتا) > 0.0، W. POS. UNKNOWN (موضع غير معروف)، W. BLOCKED (حظر W)، FLASH FAILURE (فشل الفلاش)، R TOO HIGH (قيمة R مرتفعة للغاية)	
التحذيرات	
التحذيرات المحتملة: EM TOO HIGH (قيمة EM مرتفعة للغاية)، CONC. TOO HIGH (التركيز كبير للغاية)، CHECK KALIBR (تحقق من المعايير)، REPLACE PROFILE (استبدل المقطع الجانبي)، SERVICE REQUIRED (يلزم إجراء صيانة)، REPLACE SEALS (استبدل السدادات)، REPL. MOTOR S (استبدال الموتور S)	

ملاحظة: راجع القسم 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الصفحة 31 للاطلاع على قائمة بجميع رسائل الخطأ والتحذير، فضلاً عن وصف لجميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

4.4.2 إعداد وحدة الاستشعار

حدد وحدة الاستشعار (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)		
المعايرة		
قابل للتعديل من 1,201.20-0,800.80 لمطابقة عمليات قياس المقارنة	FACTOR (المعامل)	
قابلة للتعديل من -250 إلى +250 me لتصحيح نقطة الصفر	OFFSET (الانحراف)	
راجع 4.5.2 معايرة نقطة الصفر، في الصفحة 22	ZERO CAL (معايرة صفرية)	
راجع 4.5.3 معايرة النقطة 1، في الصفحة 23	SAMPLE CAL 1 (معايرة العينة 1)	
راجع 4.6.1 تعديل نقطة الصفر، في الصفحة 24	VERIFY (تحقق)	
سلوك المخرجات أثناء المعايرة أو الضبط لنقطة الصفر	ACTIVE (نشط)	OUTPUT MODE (وضع المخرجات)
	HOLD (تعليق)	
	TRANSFER (نقل)	
	SELECTION (تحديد)	
عداد لمعايرة العميل 30-0 d، الإعداد الافتراضي: d 0	CAL INTERVAL (الفاصل الزمني للمعايرة)	CAL. CONFIG (تكوين المعايرة)
		SET CAL DEFLT (ضبط الإعداد الافتراضي للمعايرة)

4.4.2 إعداد وحدة الاستشعار

حدد وحدة الاستشعار (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)

التكوين

		10 حروف	EDIT NAME (تحرير الاسم)
...	TOCuv ،DOCuv ،CODuv ،CSBuv ،BSBuv ،BODuv ،T/cm ،Abs254 ،Ext254 ،SAC254 ،SAK254		PARAMETER (المعيار)
		مجم/لتر، جزء في المليون	MEAS UNIT (وحدة القياس)
		زوجان من القيم: 1 [م/1] و 1 [مجم/لتر] - 2 [م/1] و 2 [مجم/لتر]	CORRELATION (العلاقة)
		تشغيل/إيقاف تشغيل	REFERENCE (المرجع)
		1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 ثانية، دقيقة 30	MEAS INTERVAL (الفاصل الزمني للقياس)
	الإشارة إلى وقت الاستجابة الفعلي بالدقائق	12-1 x الفاصل الزمني للقياس	RESPONSE TIME (وقت الاستجابة)
		1/القياس، 1، 2، 3، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقيقة، 1، 2، 3، 4، 6، 12 ساعة، 10:00 ساعة	CLEANING (تنظيف)
	الإعداد العادي	SINGLE (مفرد)	WIPER MODE (وضع الممسحة)
	تكرار مزدوج للمسح	DOUBLE A-B-A (A-B-A) (مزدوج)	
	تكرار مزدوج للمسح	DOUBLE B-A-B (B-A-B) (مزدوج)	
	WIPER MODE (وضع الممسحة): B منع «تمديد» الممسحة	نعم/لا	BYPASS (التحويل)
إعادة الضبط إلى تكوين المصنع.	MEAS INTERVAL (الفاصل الزمني للقياس): 5 دقائق RESPONSE TIME (وقت الاستجابة): 15 دقيقة WIPER MODE (وضع الممسحة): B-A-B	ARE YOU SURE? (هل أنت متأكد؟)	SET DEFAULTS (تعيين الإعدادات الافتراضية)

4.4.2 إعداد وحدة الاستشعار

حدد وحدة الاستشعار (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)		
عملية الصيانة		
اسم الجهاز	UVAS plus sc	PROBE INFO (معلومات المجس)
	EDIT NAME (تحرير الاسم)	
	SERIAL NUMBER (الرقم المسلسل)	
الأطوال الموجية للقياس والأطوال الموجية المرجعية	FILTER DATA (بيانات المرشح)	
	RANGE (النطاق)	
عرض مسار القياس	PATHLENGTH (طول المسار)	
رقم الصنف	WIPER P/N (رقم جزء الممسحة)	
رقم الصنف	MODEL NUMBER (رقم الطراز)	
برنامج وحدة الاستشعار	CODE VERSION (إصدار التعليمات البرمجية)	
	DRIVER VERS (إصدار برنامج التشغيل)	
تاريخ الإنتاج	PRODUCTION DATE (تاريخ الإنتاج)	CAL. (معايرة) DATA (بيانات المعايرة)
قابل للتعديل من قائمة CALIBRATION (المعايرة)	OFFSET (الانحراف)	
	FACTOR (المعامل)	
المعامل الداخلي	a	
المعامل الداخلي	b	
تاريخ آخر تعديل للانحراف و/أو المعامل	DATE (التاريخ)	
بيانات المعايرة الداخلية	3000 mE : (قياسي) STD.	
	DEXT 100 %	
	DEXT 50 %	
	DEXT 25 %	
معامل الجهاز	GAIN (اكتساب)	
تاريخ آخر معايرة للمصنع	CAL. (معايرة)	
بيانات المعايرة الداخلية	r	
	m	
	ir	
	im	

4.4.2 إعداد وحدة الاستشعار

حدد وحدة الاستشعار (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)

العدادات		TOTAL TIME (الوقت الإجمالي)	COUNTERS (العدادات)
عداد 50000-0-رقم سالب		REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)	
عداد للفترة الزمنية للاختبار		CHECK CALIBR. (التحقق من المعايير)	
عداد 180-d-رقم سالب	سالب في حالة التمرير	SERVICE (الصيانة)	
عداد 365-d-رقم سالب		SEALS (السدادات)	
عداد 500000-0-رقم سالب		SHAFTSEALS (سدادات العمود)	
العدادات		MOTOR (الموتور)	
العدادات		FLASH (فلاش)	
راجع 5.3 تغيير المقطع الجانبي للممسحة، في الصفحة 28		REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)	
WIPE (عملية المسح)		WIPERTEST (اختبار الممسحة)	
DRIVE OUT WIPER (تمديد المقطع الجانبي للممسحة، منع إصدارات وحدة التحويل: راجع 5.2 تنظيف مسار القياس، في الصفحة 27)			
MOTOR CURRENT (تيار الموتور أثناء عملية المسح)		معلومات OUTPUT MODE (وضع المخرجات)	
متوسط القيمة			
القيم الفردية المقيسة			
القيم الفردية المقيسة لـ AQS (المعامل = 1، الانحراف = 0)			
W.POS (موضع الممسحة)			
DEXT (تلاشي دلتا EM-ER)			
EM (قناة قياس التلاشي)			
ER (القناة المرجعية للتلاشي)			
M (المستوى المقيس)			
R (المستوى المرجعي)			
IM (قناة قياس الكثافة)			
IR (قناة مرجع الكثافة)			
rd (مرجع القيمة المظلمة)			
md (قناة قياس القيمة المظلمة)			
extd (تلاشي القيمة المظلمة)			
MOIST (رطوبة)			
سلوك مخرجات الجهاز عند فتح القائمة Maint.Proc. (عملية الصيانة)		OUTPUT MODE (المخرجات)	

عملية الصيانة

تمت معايرة الجهاز بعناية قبل التسليم ولن تتغير قيم المعايرة لمدة طويلة.




يُوصى بإجراء فحص دوري للمعايرة (4.5.1 التحقق، في الصفحة 22) باستخدام كأس اختبار. وفي حالة وجود انحرافات كبيرة، يجب أولاً إجراء معايرة لنقطة الصفر (4.5.2 معايرة نقطة الصفر، في الصفحة 22) لتعويض معادلة نقطة الصفر، قبل السماح بتغيير درجة الميل باستخدام معايرة النقطة 1 (4.5.2 معايرة النقطة 1، في الصفحة 23).

أثناء المعايرة يتم عرض قيم me فقط. يتم إرجاع تعديل نقطة الضبط إلى وحدة القياس me. يتم تدوين نقطة الضبط هذه على المرشح للتحقق، ويجب قياس معايير السائل باستخدام أداة خارجية لقياس شدة الضوء الطيفي ويتم تحويل القيم المقيسة إلى سُمك طبقة وحدة الاستشعار.

4.5 المعايرة

4.5.1 التحقق

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكيد.
3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكيد.
4. اضغط على CALIBRATION (المعايرة)، وقم بالتأكيد.
5. أخرج وحدة الاستشعار من الخزان واغمر مسار القياس بالماء.
6. اضغط على VERIFY (تحقق)، وقم بالتأكيد. ستخرج الممسحة للخارج.
7. قم بتأكيد الرسالة INSERT FILTER PRESS ENTER TO CONTINUE ... (أدخل المرشح ثم اضغط على ENTER للمتابعة...)
8. قم بتأكيد الرسالة WHEN STABLE PRESS ENTER X.X (عند الاستقرار، اضغط على ENTER X.X)
9. اضغط على CALIBRATION (المعايرة)، وقم بالتأكيد.
10. قم بالتحرير في 1 SAMPLE-CAL (معايرة العينة 1). حيث (X.X) هو تعديل نقطة الضبط وفقاً لكأس الاختبار، ثم قم بالتأكيد.
11. قم بتأكيد FACTOR: X.XX (المعامل: X.XX).
12. يتم عرض القيم المقاسة التي تم تصحيحها. قم بتأكيد الرسالة WHEN STABLE PRESS ENTER X.X (عند الاستقرار، اضغط على ENTER X.X).
13. اضغط على FINISH (إنهاء)، وقم بالتأكيد.
14. قم بتأكيد الرسالة REMOVE FILTER PRESS ENTER (أخرج المرشح، اضغط على ENTER). عندئذٍ تتحرك الممسحة إلى الخارج. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس.
15. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة CALIBRATE (المعايرة).
16. أكد RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
17. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.



4.5.2 معايرة نقطة الصفر

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكيد.
3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكيد.
4. اضغط على CALIBRATION (المعايرة)، وقم بالتأكيد.
5. حدد ZERO CAL (معايرة الصفر)، وقم بالتأكيد.
6. أخرج وحدة الاستشعار من الخزان واغمر مسار القياس بالماء. قم بمحاذاة مسار القياس أفقياً وتعبئته بالماء المقطر حتى آخره. قم بتأكيد الرسالة FILL IN AQUA DEST PRESS ENTER TO CONTINUE (املاً بماء مقطر، ثم اضغط على ENTER للمتابعة).

7. قم بتأكيد الرسالة +/- X.X mE WHEN STABLE PRESS ENTER DEXT: +/- X.X mE (عند الاستقرار ، اضغط على ENTER DEXT: +/- X.X mE).
8. اضغط على CALIBRATION (المعايرة) ، وقم بالتأكيد.
9. حدد OFFSET: X.X mE (الانحراف: X.X mE).
10. قم بتأكيد الرسالة +/- X.X WHEN STABLE PRESS ENTER +/- X.X (عند الاستقرار ، اضغط على ENTER +/- X.X).
11. اضغط على FINISH (إنهاء) ، وقم بالتأكيد.
12. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة CALIBRATE (المعايرة).
13. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس وأكد على RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
14. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.

4.5.3 معايير النقطة 1

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار) ، وقم بالتأكيد.
3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار) ، وقم بالتأكيد.
4. اضغط على CALIBRATION (المعايرة) ، وقم بالتأكيد.
5. حدد 1 SAMPLE CAL (معايرة العينة 1) ، ثم قم بالتأكيد.
6. أخرج وحدة الاستشعار من الخزان واغمر مسار القياس بالماء. قم بمحاذاة مسار القياس أفقيًا واملاه بالعينة المرجعية حتى آخره. قم بتأكيد الرسالة ENTER CAL STANDARD PRESS ENTER (ملاً معيار المعايرة ، ثم اضغط على ENTER).
7. قم بتأكيد الرسالة X. X WHEN STABLE PRESS ENTER ENTER X. X (عند الاستقرار ، اضغط على ENTER X. X).
8. اضغط على CALIBRATION (المعايرة) ، وقم بالتأكيد.
9. قم بالتحرير في 1 SAMPLE-CAL (معايرة العينة 1). حيث (x.x+) هو تعديل نقطة الضبط وفقًا للعينة المرجعية ، ثم قم بالتأكيد.
10. قم بتأكيد FACTOR: X.XX (المعامل: X.XX).
11. قم بتأكيد الرسالة X.X WHEN STABLE PRESS ENTER X.X (عند الاستقرار ، اضغط على ENTER X.X).
12. اضغط على FINISH (إنهاء) ، وقم بالتأكيد.
13. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة CALIBRATE (المعايرة).
14. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس وأكد على RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
15. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.

4.6 تعديل القيم المقيسة

إذا لم تقدم قياسات المقارنة في المعمل نتائج متوافقة بشكل كافٍ مع القيم المقيسة من المجس، فيمكن إجراء تعديل للقيم المقيسة إلكترونياً (نقطة الصفر والمعامل) كمقياس مؤقت حتى موعد الزيارة التالية لخدمة العملاء.

يجب عدم إجراء الإعدادات إلا عندما يكون التحقق من نقطة الصفر بعد تنظيف نافذة القياس والتحقق غير مرضيين.

4.6.1 تعديل نقطة الصفر

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكيد.
3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكيد.
4. اضغط على CALIBRATION (المعايرة)، وقم بالتأكيد.
5. اضغط على OFFSET (الانحراف)، وقم بالتأكيد.
6. قم بإجراء معادلة نقطة الصفر يدوياً عن طريق تحرير xx mE، ثم قم بالتأكيد.
7. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة CALIBRATE (المعايرة).
8. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس وأكد على RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
9. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.

4.6.2 إعداد المعامل

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكيد.
3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكيد.
4. اضغط على CALIBRATION (المعايرة)، وقم بالتأكيد.
5. اضغط على FACTOR (المعامل)، وقم بالتأكيد.
6. قم بتحرير المعامل x.xx، وقم بالتأكيد. يتم ضرب القيمة المقيسة حالياً في المعامل، من 0,800.80-1.201.20، قبل ظهورها كقيمة محسوبة على الشاشة.
7. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة CALIBRATE (المعايرة).
8. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس وأكد على RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
9. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.

4.7 التحويل إلى معايير إجمالية أخرى

يُعد SAC 254 معيارًا إجماليًا مستقلًا للمحتوى المائي العضوي المتحلل، وتبلغ قيمته جزءًا من حمل الماء، شأنه شأن جميع المعايير الأخرى. وعلى الرغم من التشابهات الكبيرة، إلا أن المعايير الإجمالية لا يمكن تحويلها إلا من واحدة لأخرى ضمن قيود محددة. ومع ذلك، إذا وجدت علاقة متبادلة بين SAC 254 ومعياري إجماليين آخرين، فيمكن عرض القيم المقاسة المحولة من مجسات UVAS على هيئة TOCuv أو CSBuv/مجم/لتر أو غيرها.

لتحديد العلاقة المتبادلة، يجب أولاً إجراء قياس لمنحنى SAC على مدار بضعة أيام. يقدم المنحنى اليومي المنتظم الذي يتضمن أوقات تحميل منخفضة وعالية معلنة، كما هو الحال مع مياه الصرف الصحي، أساساً جيداً لإجراء تحويل مرضٍ دون غيره.

في أوقات النهار، تم اكتشاف مستويات منخفضة ومرتفعة للحمل

- يجب أخذ عينة تمثيلية في موقع مجس UVAS،
- يجب قراءة قيمة SAC ذات الصلة
- يجب إجراء قياس معلمي للمعيار المطلوب الارتباط به.

مثال:

عينة 1 SAC 254: 105 م/1؛ الكربون العضوي الكلي (TOC): 150 مجم/لتر؛
عينة 2 SAC 254: 35 م/1؛ الكربون العضوي الكلي (TOC): 38 مجم/لتر؛

		إعداد وحدة الاستشعار
		التكوين
TOCuv	SET PARAMETER (ضبط المعيار)	
مجم/لتر	MEAS UNIT (وحدة القياس)	
الزوج 1 $105 = [1/1]$ 1 [مجم/لتر] الزوج 2 $35 = [1/1]$ 2 [مجم/لتر]	CORRELATION (العلاقة)	

يجب التحقق من العلاقة المتبادلة التي تم إدخالها بشكلٍ منتظم عن طريق عمليات القياس المقارنة في المعمل.

تنبيه

خطر الانضغاط. يجب عدم إجراء المهام الموضحة في هذا القسم من الدليل إلا بواسطة الفنيين المؤهلين فقط.

تُعد نظافة نافذتي القياس في مسار قياس وحدة الاستشعار أمرًا ضروريًا للحصول على نتائج قياس صحيحة!

يجب فحص نوافذ القياس أسبوعيًا للتأكد من عدم وجود رواسب عالقة بها، ويجب فحص المقطع الجانبي للممسحة للتأكد من عدم تأكلها.

إنذار

يجب استبدال السدادات سنويًا بواسطة خدمة العملاء التابعة للشركة المصنعة. إذا لم يتم تغيير السدادات بانتظام، فقد تدخل المياه إلى رأس المجس وتتسبب في حدوث تلف بالغ بالجهاز!

5.1 جدول الصيانة

مهمة الصيانة	
الفحص بالعين	أسبوعي
فحص المعايرة	قياس بفرض المقارنة كل أسبوع (وفقًا للظروف المحيطة)
الفحص	سنة شهور (العداد)
تغيير السدادة	سنويًا (العداد)
تغيير المقطع الجانبي للممسحة	حسب العداد

الأجزاء المستهلكة		
الرقم	التخصيص	متوسط العمر الافتراضي*
1	مجموعات الممسحة	عام واحد
1	موتور الممسحة	5 أعوام
1	مجموعة السدادة	عام واحد
1	مصباح فلاش	10 أعوام
2	نوافذ القياس	5 أعوام
1	مجموعة المرشح	5 أعوام
2	وحدة التدفق النافذ على شكل O	عام واحد

* عند التشغيل وفقًا لإعدادات المصنع والاستخدام الصحيح

5.2 تنظيف مسار القياس**خطر**

خطر محتمل ينتج عن ملامسة العناصر الكيميائية/البيولوجية. يمكن أن ينطوي التعامل مع العينات والمعايير والمواد الكاشفة الكيميائية على خطورة. كن ملهمًا بإجراءات السلامة الضرورية والتعامل الصحيح مع المواد الكيميائية قبل الاستخدام، وقرأ جميع تقارير بيانات السلامة ذات الصلة واتبعها بعناية.

قد يتطلب التشغيل الطبيعي لهذا الجهاز استخدام مواد كيميائية أو عينات غير آمنة من الناحية البيولوجية.

- لذا يجب الانتباه لجميع المعلومات التحذيرية المطبوعة على حاويات المحاليل الأصلية وتقارير بيانات السلامة قبل استخدامها.
 - تخلص من جميع المحاليل المستخدمة وفقاً للوائح والقوانين المحلية والقومية.
 - حدد نوع الجهاز الواقي المناسب لمعدل تركيز المواد الخطرة المستخدمة وكميتها.
- إذا تم تعيين الفترة الفاصلة للمسحة على نحو صحيح وتم تغيير المقطع الجانبي للمسحة في الوقت المناسب، فإنه لا يلزم إجراء تنظيف إضافي لمسار القياس.

1. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).

2. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكد.

3. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكد.

4. اضغط على DIAG/TEST (تشخيص/اختبار)، وقم بالتأكد.

5. اضغط على TEST/MAINT (اختبار/صيانة)، وقم بالتأكد.

6. اضغط على SIGNALS (إشارات)، وقم بالتأكد.

7. أخرج وحدة الاستشعار من الخزان. وفقاً لدرجة حرارة الرواسب وطبيعتها، احرص على التنظيف باستخدام مادة تنظيف النوافذ أو مزيج الشحوم أو حمض هيدروكلوريك بتركيز 5% (يمكن أن يساعد تشغيل ذراع المسحة باستخدام مفتاح Enter في عملية التنظيف).

وبعد تركه ينغمس لمدة 5 إلى 10 دقائق، يجب تنظيف مسار القياس بعناية بماء مقطر.
الهدف: [ER] و [EM] > 500

تأكيد WIPE=ENTER (مسح).

8. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة SIGNALS (إشارات).

9. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة TEST/MAINT (اختبار/صيانة). أكد RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).

10. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.


5.3 تغيير المقطع الجانبي للمسحة

⚠ تنبيه




اتبع لوائح منع الحوادث المتبعة محلياً. يُنصح بارتداء قفازات واقية عند الضرورة أثناء تغيير مطاط المسحة.

ملاحظة: ملاحظة لإصدار وحدة التحويل: حرك أولاً وحدة الاستشعار خارج خلية التدفق النافذ حتى يصبح مسار القياس مرئياً ويمكن تمديد المسحة دون مقاومة!

1. ولهذا الغرض، من القائمة SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، CONFIGURATION (التكوين)، اضبط BYPASS (التحويل) على «no» (لا)!




2. افتح MAIN MENU (القائمة الرئيسية).
3. اضغط على SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، وقم بالتأكد.
4. اضغط على SELECT SENSOR (تحديد وحدة الاستشعار) (في حالة وجود أكثر من وحدة استشعار)، وقم بالتأكد.
5. اضغط على DIAG/TEST (تشخيص/اختبار)، وقم بالتأكد.
6. اضغط على TEST/MAINT (اختبار/صيانة)، وقم بالتأكد.
7. اضغط على REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)، وقم بالتأكد.
8. ارفع سير الاحتجاز (1) وأكد على REMOVE CAP (إزالة الغطاء).
ملاحظة: فقط في إصدارات الأجهزة ذات مسار القياس البالغ 1 أو 2 مم.
9. أكد REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)، PUT ON CAP (وضع الغطاء). ستتحرك الممسحة (2) إلى الخارج تلقائيًا.
10. اضغط على زر العودة للخلف للخروج من القائمة REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي).
11. اغمس وحدة الاستشعار في موقع القياس وأكد على RETURN PROBE TO PROCESS (إعادة المجس للعمل).
12. أكد READY (جاهز). قم بإجراء مسح تلقائي والعودة إلى عمليات القياس.



5.4 تغيير السداة (إصدار وحدة التحويل)

UVAS *plus* sc 5.4.1



6.1 رسائل الخطأ

يتم عرض رسائل الخطأ المحتملة لوحدة الاستشعار بواسطة وحدة تحكم SC.

الجدول 4 رسائل الخطأ

التصحيح	رسالة الخطأ المعروضة
	NONE (بلا)
تحقق من قيمة MOIST (رطوبة) في القائمة SENSOR SETUP (إعداد وحدة الاستشعار)، و TEST/MAINT (اختبار/صيانة)، و MAINT.PROC (عملية الصيانة)، و SIGNALS (إشارات). أخرج وحدة الاستشعار من الخزان واتصل بالصيانة	MOIST (رطوبة)
اتصل بالصيانة	R < M
تحقق من المعايير، واتصل بالصيانة	DEXT < 0.0
تحقق من مسار القياس، واتصل بالصيانة	W.POS. UNKNOWN (قيمة W.POS. غير معروفة)
تحقق من مسار القياس، واتصل بالصيانة	W. BLOCKED (قيمة W. محظورة)
اتصل بالصيانة	FLASH FAILURE (فشل الفلاش)
اتصل بالصيانة	R TOO HIGH (قيمة R مرتفعة للغاية)

6.2 التحذيرات

يتم عرض رسائل التحذير المحتملة لوحدة الاستشعار بواسطة وحدة تحكم SC.

الجدول 5 التحذيرات

التصحيح	السبب	التحذير المعروض
	عملية قياس صحيحة	NONE (بلا)
تحقق من القياس في المعمل	مستوى العكارة أو المحتوى العضوي أو تركيز النترات مرتفع للغاية، وتم تجاوز نطاق القياس نتيجة لذلك	EM TOO HIGH (قيمة EM مرتفعة للغاية)
تحقق من القياس في المعمل	تركيز النترات مرتفع للغاية، وتم تجاوز نطاق القياس نتيجة لذلك	CONC. TOO HIGH (التركيز مرتفع للغاية)
فحص المعايير	انقضى الفاصل الزمني للاختبار	CHECK KALIBR. (تحقق من المعايير)
قم بتغيير المقطع الجانبي للممسحة	انقضى العداد	REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)
اتصل بالصيانة	انقضى العداد	SERVICE REQUIRED (يلزم إجراء صيانة)
اتصل بالصيانة	انقضى العداد	REPLACE SEALS (استبدال السدادات)
اتصل بالصيانة	انقضى العداد	SHAFT SEALS REPL. (استبدال سدادات العمود)

LXV418.00.10001	UVAS plus sc (1 مم)
LXV418.00.20001	UVAS plus sc (2 مم)
LXV418.00.50001	UVAS plus sc (5 مم)
LXV418.00.90001	UVAS plus sc (50 مم)
DOC023.xx.03230	دليل المستخدم (xx=كود اللغة)

الملحقات

LZX437	مجموعة تمديد الكبل (5 م)
LZX438	مجموعة تمديد الكبل (10 م)
LZX439	مجموعة تمديد الكبل (15 م)
LZX440	مجموعة تمديد الكبل (20 م)
LZX462	مجموعة تمديد الكبل (30 م)
LZX462	مجموعة تمديد الكبل (50 م)
LZX512	مجموعة تمديد الكبل (100 م)

LZX414.00.10000 رف وحدة الاستشعار يتضمن محول 90 درجة. يتضمن:

ATS010	قاعدة
HPL061	عروة تثبيت
LZX200	قامطة احتجاز (2x)
BRO060	أنبوبة تثبيت 2 م
LZX416	أجهزة HS

BRO062	أنبوب التمديد 1,81.8 م
BRO061	أنبوب التمديد 1.01.0 م
BRO068	أنبوب التمديد 1.351.35 م
LZX456	نقطة التثبيت الثانية (تتضمن قاطمة احتجاز)
AHA034	محول مجس 90 درجة
LZX417	الأجهزة، تثبيت وحدة الاستشعار
ATS011	قاعدة 90 درجة

الأجزاء المستهلكة

LZX148	المقطع الجانبي للممسحة 1 مم (5 قطع)
LZX012	المقطع الجانبي للممسحة 2 مم (5 قطع)
LZX117	المقطع الجانبي للممسحة 5 مم (5 قطع)
LZX119	المقطع الجانبي للممسحة 50 مم (10 قطع)

الجدول 6 سجلات ModBUS لوحدة الاستشعار

الوصف	R/W	الطول	نوع البيانات	رقم السجل	اسم المجموعة
قيمة القياس المعروضة	R	2	قيمة عائمة	40001	القياس
الوحدة: مجم/لتر = 0: جم/لتر = 1	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40003	الوحدة
المعيار	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40004	المعيار
الفاصل الزمني للقياس	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40005	الفاصل الزمني للقياس
التصحيح	R/W	2	قيمة عائمة	40006	التصحيح
الانحراف	R/W	2	قيمة عائمة	40008	الانحراف
التكامل، دائماً 1	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40010	التكامل
الفاصل الزمني للتنظيف	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40011	الفاصل الزمني للتنظيف
وضع الممسحة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40012	وضع الممسحة
حالة الممسحة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40013	حالة الممسحة
وقت الاستجابة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40014	وقت الاستجابة
إصدار بنية برنامج التشغيل	R	1	عدد صحيح غير موقع	40015	drv_struct_ver
إصدار البرنامج الثابت لبرنامج التشغيل	R	1	عدد صحيح غير موقع	40016	drv_firmw_ver
إصدار محتوى برنامج التشغيل	R	1	عدد صحيح غير موقع	40017	drv_cont_ver
الموقع	R/W	5	سلسلة	40018	الموقع
طول المسار	R	2	قيمة عائمة	40023	طول المسار
عداد المقطع الجانبي	R	2	عدد صحيح	40025	المقطع الجانبي
دورات الموتور	R	2	عدد صحيح	40027	motor_cycles
عداد فلاش	R	2	عدد صحيح	40029	flash_counter
عداد السدادة	R	2	عدد صحيح	40031	sealing_counter
عداد الخدمة	R	2	عدد صحيح	40033	service_counter
ساعات التشغيل	R	2	عدد صحيح	40035	operating_hours
عداد مانع تسرب العمود	R	2	عدد صحيح	40037	shaft_sealing_counter
صمام إعادة ضبط المقطع الجانبي	R/W	2	عدد صحيح	40039	صمام إعادة ضبط المقطع الجانبي
صمام إعادة ضبط السدادات	R/W	2	عدد صحيح	40041	صمام إعادة ضبط السدادات
صمام إعادة ضبط الخدمة	R/W	2	عدد صحيح	40043	صمام إعادة ضبط الخدمة
صمام إعادة ضبط مانع تسرب العمود	R/W	2	عدد صحيح	40045	صمام إعادة ضبط مانع تسرب العمود
قيمة القياس المطلوبة	R	2	قيمة عائمة	40047	des_measurement
القيمة المفردة للقياس	R	2	قيمة عائمة	40049	meas_single_value
تلاشي دلنا	R	2	قيمة عائمة	40051	dext
m - التلاشي	R	2	قيمة عائمة	40053	EM
r - التلاشي	R	2	قيمة عائمة	40055	ER
m	R	2	قيمة عائمة	40057	M
r	R	2	قيمة عائمة	40059	R
m - الكثافة	R	2	قيمة عائمة	40061	intensity_mes
r - الكثافة	R	2	قيمة عائمة	40063	intensity_ref
الرطوبة النسبية - الرئيسية	R	2	قيمة عائمة	40065	humidity_main
تركيز بدون تصحيح	R	2	قيمة عائمة	40067	conc_blank
وقت المعايرة وتاريخها	R	2	وقت	40069	cal_date
وقت وتاريخ معايرة المستخدم	R	2	وقت	40071	user_cal_date
المعيار S3	R	2	قيمة عائمة	40073	std_s3

الجدول 6 سجلات ModBUS لوحدة الاستشعار

الوصف	R/W	الطول	نوع البيانات	رقم السجل	اسم المجموعة
نقطة المعايرة 1	R	2	قيمة عائمة	40075	cal_L1
وضع المعايرة 2	R	2	قيمة عائمة	40077	cal_L2
وضع المعايرة 3	R	2	قيمة عائمة	40079	cal_L3
m - المعايرة	R	2	قيمة عائمة	40081	cal_mes
r - المعايرة	R	2	قيمة عائمة	40083	cal_ref
الكثافة m - المعايرة	R	2	قيمة عائمة	40085	cal_intensity_mes
الكثافة r - المعايرة	R	2	قيمة عائمة	40087	cal_intensity_ref
التلاشي - المعايرة	R	2	قيمة عائمة	40089	cal_ext
سجل العلمية	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40091	العملية
حالة القائمة	R	1	عدد صحيح غير موقع	40092	القائمة
بايت منخفض = اكتساب قناة مرجعية، بايت مرتفع = الغطاء الثاني. تشغيل/إيقاف تشغيل	R	1	عدد صحيح	40093	gain_ref
بايت منخفض = اكتساب قناة القياس، بايت مرتفع = الغطاء الثاني. تشغيل/إيقاف تشغيل	R	1	عدد صحيح	40094	gain_mes
حد الممسحة أ	R	1	عدد صحيح	40095	wiper_lim_a
حد الممسحة ب	R	1	عدد صحيح	40096	wiper_lim_b
حد الممسحة للخارج	R	1	عدد صحيح	40097	wiper_lim_out
إصدار البرنامج	R	4	سلسلة	40098	prg_vers
الرقم المسلسل	R	2	عدد صحيح	40102	ser_no
وضع مخرجات المعايرة	R	1	عدد صحيح	40104	cal_out_cfg
الفاصل الزمني لمعايرة المستخدم	R/W	1	عدد صحيح	40105	user_cal_int
شدة تيار موتور الممسحة بالملي أمبير	R	1	عدد صحيح	40106	wiper_current
وقت الاستجابة بالدقائق	R	1	عدد صحيح	40107	resp_time_min
فلاش لكل مرشح	R	2	عدد صحيح	40108	flash_per_fil
غطاء القياس 1	R/W	2	قيمة عائمة	40110	cm1
غطاء القياس 2	R/W	2	قيمة عائمة	40112	cm2
الغطاء المرجعي 1	R/W	2	قيمة عائمة	40114	cr1
الغطاء المرجعي 2	R/W	2	قيمة عائمة	40116	cr2
قياس لامدا	R/W	2	قيمة عائمة	40118	lambda_m
مرجع لامدا	R/W	2	قيمة عائمة	40120	lambda_r
قياس معدل الإرسال	R/W	2	قيمة عائمة	40122	transm_m
مرجع الإرسال	R/W	2	قيمة عائمة	40124	transm_r
قائمة المعايرة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40126	cal_menu
قائمة الممسحة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40127	wiper_menu
قائمة الصيانة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40128	maint_menu
قائمة الخدمة	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40129	service_menu
سؤال استبدال الفلاش	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40130	flash_repl
قائمة التحرير	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40131	edit_menu
قائمة افتراضية	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40132	def_menu
قائمة بيانات المرشح	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40133	filter_data_menu
تاريخ الإنتاج	R	2	وقت	40134	prod_date
نوع وحدة الاستشعار	R/W	8	سلسلة	40136	sensor_type
مجموعة المرشح	R/W	3	سلسلة	40144	filter_set
عداد معايرة المستخدم	R	1	عدد صحيح	40147	user_cal_counter
تمكين مخرج الموضوع	R/W	1	عدد صحيح غير موقع	40148	pos_out_en

HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois
1222 Vérenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

