




DOC023.46.03231

ULTRATURB *seawater sc*

دليل المستخدم

الإصدار 10، 05/2024



جدول المحتويات


القسم 1 المواصفات.....	5
1.1 الأبعاد.....	6
القسم 2 معلومات عامة.....	7
2.1 معلومات السلامة.....	7
2.1.1 استخدام معلومات الخطر.....	7
2.1.2 الملصقات الوقائية.....	8
2.2 التطبيقات.....	9
2.3 مبدأ القياس.....	9
2.4 التعامل.....	9
2.5 العناصر المرفقة.....	10
2.6 فحص الوظائف.....	10
القسم 3 التركيب.....	11
3.1 التجميع.....	11
3.1.1 الموصلات.....	12
3.2 مخطط الجهاز.....	13
3.3 توصيل كبل جهاز الاستشعار.....	14
القسم 4 التشغيل.....	15
4.1 تشغيل وحدة تحكم SC.....	15
4.2 إعداد جهاز الاستشعار.....	15
4.3 مسجل بيانات جهاز الاستشعار.....	15
4.4 بنية القائمة.....	15
4.4.1 SENSOR DIAG (تشخيص جهاز الاستشعار).....	15
4.4.2 SENSOR SETUP (إعداد جهاز الاستشعار).....	15
4.5 المعايرة بالمطول المعياري.....	18
4.6 التحقق باستخدام معيار التحقق.....	19
4.7 ضبط النقطة الصفيرية.....	19
القسم 5 الصيانة.....	21
5.1 جدول الصيانة.....	21
5.2 تنظيف غرفة القياس.....	21
5.3 استبدال المقاطع الجانبية للممسحة.....	22
5.4 استبدال المجفف.....	23
5.5 مراقبة معدات الاختبار.....	24
5.5.1 تحضير مطول الفورمازين وفقاً للمواصفة القياسية ISO 7027-1:2016.....	24
القسم 6 الأعطال والأسباب والتصحيح.....	25
6.1 رسائل الخطأ.....	25
6.2 تحذيرات.....	25
القسم 7 قطع الغيار والملحقات.....	27
7.1 خيارات جهاز الاستشعار.....	27
7.2 قطع الغيار.....	27
7.3 الملحقات.....	27

تخضع المواصفات للتغيير من دون إخطار بذلك.

المكونات	ل ULTRATURB sc مجس تجاوز التعكر الذي يتحكم فيه المعالج الدقيق عكارة منخفضة جداً إلى متوسطة مع تشخيص ذاتي شامل
آلية القياس	ISO 7027:2016 تقنية الضوء المتناثر بالأشعة تحت الحمراء بزواوية 90 درجة وفقاً للمعيار
نطاق القياس	يمكن برمجتها حسب الحاجة (0.0001-1000 FNU (TE/F، NTU، NTU، FTU) (0.0001-250 EBC = 2500 جزء في المليون من SiO2)
الدقة	0.0001-0.9999 / 1.00-9.99 / 10.0-99.9 / 100-1000 FNU
الدقة	±0.008 FNU (0-10 FNU) أو ±1% من القيمة المقیسة
قابلية التكرار	±0.003 FNU (0-2 FNU) أو ±0.5% من القيمة المقیسة
وقت الاستجابة	من 1 إلى 60 ثانية (يمكن برمجتها حسب الطلب)
تعويض الفقاعات الهوائية	الرياضيات الفيزياء
المعايرة	مضبوطة بشكل دائم في المصنع (التحقق باستخدام الفورمازين، ستابل كال)
معدل تدفق العينة	الحد الأدنى 0.2 لتر/دقيقة، بحد أقصى 1 لتر/دقيقة، بحد أقصى. 6 بار (عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت))
درجة حرارة العينة	الحد الأقصى 50 درجة مئوية (50 درجة مئوية كحد أقصى. 122 درجة فهرنهايت)
محتوى الملح في المسبار	تم اختباره حتى 65 جم/لتر (بحد أقصى)
درجة الحرارة المحيطة	درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية (+ 36 درجة فهرنهايت إلى +104 درجة فهرنهايت) +2
توصيل العينة	PVC تركيبات أنابيب مكونات نظام) أو وصلة ثابتة (م 13 ID) أنابيب
التنظيف التلقائي لغرفة القياس	التنظيف التلقائي للمسحة والتحكم في الوقت وحسب الحاجة
المواد	نافذة القياس: ربع جالون
	حجرة القياس: GFN2 حجرة القياس: نوريل
	محور المسحة: الفولاذ المقاوم للصدأ 1.4571
	ذراع المسحة: سبائك التيتانيوم
التجويف	محور المسحة: سيليكون
	IP55: تصنيف الضميمة ASA مبيت بلاستيكي
الفاصل الزمني للفحص	سنتان (بحد أدنى)
الأبعاد	(العرض × الطول × العمق) 110 × 240 × 250 مم
الكتلة	كجم تقريباً 1.5
صيانة المستخدم	ساعة لكل شهر، نموذجياً 0.5
الشهادات	CE
الضمان	سنة (الاتحاد الأوروبي: 2 سنة) 1

1.1 الأبعاد

الشكل 1 أبعاد ULTRATURB sc



لن تتحمل الشركة المصنعة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أي استخدام غير صحيح للمنتج أو عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في الدليل. وتحفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات على هذا الدليل والمنتجات الموضحة به في أي وقت، دون إشعار أو التزام مسبق. يمكن العثور على الإصدارات التي تمت مراجعتها على موقع الشركة المصنعة على الويب.

2.1 معلومات السلامة

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي أضرار تنتج عن سوء استخدام هذا المنتج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة والعرضية واللاحقة، وتخلي مسؤوليتها عن مثل هذه الأضرار إلى الحد الكامل المسموح به وفق القانون المعمول به. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن تحديد مخاطر الاستخدام الحرجة وتركيب الآليات المناسبة لحماية العمليات أثناء أي قصور محتمل في تشغيل الجهاز.

يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل تفريغ محتويات العبوة أو إعداد هذا الجهاز أو تشغيله. انتبه جيدًا لجميع بيانات الخطر والتنبيه. فإن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إصابة خطيرة تلحق بالمشغل أو تلف بالجهاز.

تأكد أن الحماية التي يوفرها هذا الجهاز لم تضعف. تجنب استخدام هذا الجهاز أو تركيبه بأية طريقة بخلاف الموضحة في هذا الدليل.

2.1.1 استخدام معلومات الخطر



خطر

يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



تحذير

يشير إلى موقف خطير محتمل أو وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



تنبيه

يشير إلى حالة خطيرة محتملة يمكن أن تؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

إحفظ

بلطتت تامول عم. زاهجلا فلتت على يدوي نأ نكمي، هينجت متي مل اذا، فقوم على ري شي. أصاخ اديكأت.

2.1.2 الملصقات الوقائية

اقرأ جميع الملصقات والعلامات المرفقة بالجهاز. فمن الممكن أن تحدث إصابة شخصية أو يتعرض الجهاز للتلف في حالة عدم الانتباه لها. ويُشار في الدليل إلى كل رمز على الجهاز من خلال بيان وقائي.

	هذا هو رمز تنبيه السلامة. التزم بجميع رسائل السلامة التي تتبع هذا الرمز لتجنب الإصابة المحتملة. إذا كان موجودًا على الجهاز، فراجع دليل الإرشادات لمعرفة كيفية التشغيل أو معلومات السلامة.
	لا يمكن التخلص من الأجهزة الكهربائية التي تحمل هذا الرمز في الأنظمة الأوروبية للتخلص من النفايات المحلية أو العامة. لكن يتم إرجاع الجهاز القديم أو منتهي الصلاحية إلى الشركة المصنعة للتخلص منه بدون أن يتحمل المستخدم أي رسوم.
	يشير هذا الرمز إلى وجود خطر يتعلق بصدمة كهربائية و/أو الوفاة بسبب صدمة كهربائية.

2.2 التطبيقات

عبارة عن أجهزة قياس ابتكارية لقياس مستويات العكارة تم تطويرها ULTRATURB sc أجهزة استشعار عبور باستخدام أحدث الاكتشافات التقنية.

لاستخدامات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب. وتم ULTRATURB sc وقد تم تطوير أجهزة استشعار عبور تطوير إصدار ؟؟؟؟؟؟؟ النشاط جدًا خصوصًا لاستخدامات مياه البحر بتركيزات عالية من الملح (مثل مراقبة واستخراج مياه الشرب من مياه البحر أو مزارع الأسماك أو (EGCS) مياه الغسل في أنظمة تنظيف غاز العادم (الأحواض المائية لمياه البحر).

من 0.0001 إلى 1000 ويتم عرضها في شكل أبجدي رقمي (NTU) (FNU) يتم قياس مستويات العكارة في نطاق باستخدام وحدة تحكم. - تعمل هذه الدقة العالية على تسهيل تمييز الاختلاف الدقيق، حتى بالنسبة للسوائل فائقة النقاء.

على ضمان الحد من التكاليف (LED) يعمل مصدر النبض ذو العمر الافتراضي الطويل للأشعة تحت الحمراء.

وفقًا لـ ULTRATURB sc تم تصميم أجهزة استشعار التعكر

ويتم معيارتها بشكل دائم قبل مغادرة المصنع. يتم ضبط جميع البيانات الرئيسية إلى القيم ISO 7027-1:2016 القياسية العملية.

الأجهزة جاهزة للاستخدام فورًا بعد التوصيل بالتيار الكهربائي وتزويد عينة المياه. يتم تعديل نطاق القياس وجميع مخرجات البيانات لتناسب مع المتطلبات باستخدام القوائم الموجودة في وحدة التحكم.

يتم تركيب جميع المجموعات الضوئية والإلكترونية داخل تجاويف تتميز ببنية قوية للغاية ومقاومة شديدة لتدفقات المياه.

أيضًا على تنظيف تلقائي للمساحات يمنع بشكل موثوق اتساخ ULTRATURB sc تحتوي غرف القياس في الأنظمة البصرية عندما يبدأ في التراكم ويقال بشكل كبير من صيانة المستخدم. يتم إجراء عملية التنظيف في مدة زمنية يمكن تحديدها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية. يتم ضبط المدة الزمنية لتناسب مع المستوى المتوقع من التلوث أثناء عملية اختبار الجهاز قبل توصيله بالطاقة. يستطيع المستخدم تغيير المدة الزمنية بشكل مباشر في وقت إعداد جهاز (SENSOR SETUP لاحق). يمكن مراجعة عدد عمليات التنظيف التي تمت بالفعل في قائمة (COUNTER الاستشعار) باستخدام الأمر.

2.3 مبدأ القياس

تقنية الضوء المتناثر التوربيني هي تقنية تستخدم لتحديد مستويات العكارة في السوائل من المنخفضة جدًا إلى المتوسطة والتي يمكن مقارنتها في جميع أنحاء العالم.

° باستخدام هذه التقنية، يتم قياس معدلات الضوء المتناثر على الجوانب عن طريق جزيئات العكارة بزوايا قدرها 90° ينتج حد الاكتساب المنخفض لهذه التقنية إمكانية تمييز جزيئات العكارة حتى في المياه المقطرة بطريقة موثوق بها. تم مصممة وفقًا لمتطلبات هذا ULTRATURB sc أجهزة استشعار ISO 7027-1:2016 تعريف هذه التقنية في المعيار.

2.4 التعامل

يحتوي جهاز الاستشعار على مجموعات ضوئية وإلكترونية عالية الجودة. ولهذا السبب، يؤخذ في الاعتبار التأكد من عدم تعرض جهاز الاستشعار لأية طرق ميكانيكية حادة. ولا توجد مكونات في جهاز الاستشعار يمكن للمستخدم صيانتها - باستثناء عملية التنظيف اليدوي لغرفة القياس واستبدال المقطع الجانبي للممسحة والمجفف.

2.5 العناصر المرفقة

- جهاز استشعار ULTRATURB sc
- كبل توصيل (الطول حسب الطلب)
- دليل المستخدم
- شهادة اختبار المصنع
- مجموعة الملحقات LZP816
- مجموعة الممسحة (لعدد 4 تغييرات) LZV275

2.6 فحص الوظائف

بعد تفريغ العبوة، يجب فحص جميع المكونات للتأكد من عدم وجود أي تلف أثناء النقل، ويجب إجراء فحص قصير للوظائف قبل التركيب.

ولهذا الغرض يتم توصيل جهاز الاستشعار بوحدة التحكم ويتم توصيل وحدة التحكم بالتيار الكهربائي. وبعد توصيل وحدة التحكم بفترة وجيزة، يتم تنشيط وحدة التحكم ويحول الجهاز إلى عرض القياسات. وفي هذه الحالة، لا تكون هناك فائدة للقيمة التي يتم قياسها في الهواء.

!من الممكن فقط فحص نقطة الصفر التشغيلية باستخدام مياه على درجة عالية جدًا من النقاء: **ملاحظة**

إذا لم تظهر أي رسائل على وحدة التحكم، فعندئذٍ يكون فحص الوظائف قد اكتمل.



خطر
لا يمكن التركيب إلا بواسطة خبراء مؤهلين بما يتوافق مع جميع لوائح السلامة المحلية.

3.1 التجميع

اختر مكان التركيب المناسب للجهاز لضمان


- التركيب الآمن
- التشغيل الآمن
- الصيانة بدون مشكلات

التخطيط المسبق لكيفية وضع الكبلات والخراطيم ومسارها. ضع الخراطيم وكبلات البيانات وكبلات الطاقة مع التأكد من عدم وجود انثناء بها. يُسمح فقط باستخدام قطع الغيار والملحقات الأصلية الخاصة بالشركة المصنعة.

تأكد أن التركيب يشتمل على سعة تحمل كافية. يجب أن تكون مسامير التثبيت منتقاة ومعتمدة ومتوافقة مع حالة الحائط. لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية في حالة تركيب الجهاز بطريقة غير صحيحة.

ثبت الجهاز في وضع أفقي.

الشكل 2 التجميع



3.1.1 الموصلات

من الممكن أن يتعرض الجهاز للتلف في حالة تركيب الموصلات و/أو صواميل الوصل بإحكام شديد: **ملاحظة مهمة** (SW 22) أحكم ربط الصواميل باليد فقط بالنسبة لتركيبات الخرطوم. وإن لزم الأمر، فأمسك الموصلات بأداة

أو وصلة ثابتة (تركيبات أنبوبية (مم ID 13) يمكن دمج جهاز القياس في عملية القياس والتحليل باستخدام أنبوب (متوافقة مع صامولة الوصل مقاس 1 بوصة، PVC لمكونات نظام

الموصلات: الجدول 1

سن لولبي خارجي	DIN ISO 228. سن أنابيب متوافق مع معيار
كبير	G1A
صغير	G½A

3.1.1.1 اختيار قرص الاحتجاز

مع العينات التي تصدر منها غازات، قد تتكون فقاعات في غرفة القياس. مما قد يتسبب في حدوث تذبذب شديد في قيم القياس. في حالة حدوث تذبذب شديد في قيم القياس، استبدل قرص الاحتجاز الموجود في موصل الصرف


لاحظ كمية التدفق واتجاه تدفق العينة الوارد بالبيانات التقنية: **ملاحظة**

تحديد قرص الاحتجاز مسبقاً: الجدول 2

ضغظ/كمية التدفق	قرص الاحتجاز
كبيرة	فتحة كبيرة
متوسطة	فتحة متوسطة
صغيرة	فتحة صغيرة

3.2 مخطط الجهاز

الشكل 3 تخطيط الأداة ULTRATURB sc



1. غطاء قلاووظ	8. لوحة الحجاب الحاجز * (إذا لزم الأمر) 1.2 مم 1.2 مم 2 مم 3 مم
2. سداة غرفة القياس	9. حلمة الأنبوب* (قطر 13 مم)
3. عجلة القابض، LZV842	10. "صامولة الوصل* 1 بوصة 1"
4. مقبس السداة	11. الصرف
5. حلقة منع التسرب (مسيقة التجميع)	12. التغذية
6. الوصلة (مسيقة التجميع)	13. مقبس كبل جهاز الاستشعار
7. حلقة منع تسرب *	14. حامل الممسحة، LZV842

LZP816 مرفق مع طقم الملحقات (التوصيل)*

3.3 توصيل كبل جهاز الاستشعار




تحذير

ضع دائماً الكبلات والخرطوم بطريقة لا تشكل خطراً بالتعثر فيها.


1. فك الأغطية الواقية من مقيس وحدة التحكم وقابس الكبل واحتفظ بها.
2. لاحظ جيداً الدليل الموجود في القابس، ثم أدخل القابس في المقيس.
3. أحكم ربط الصواميل باليد.

كبلات التمديد متوفرة بأطوال متنوعة (راجع القسم 7, قطع الغيار والملحقات, page 27): ملاحظة الحد الأقصى لطول الكبل 100 متر (328 قدماً).

الشكل 4 توصيل قابس جهاز الاستشعار بوحدة التحكم



الشكل 5 تعيين سنون موصل وحدة الاستشعار



الرقم	الوصف	لون الكبل
1	فولت تيار مستمر +12	بني
2	أرضي	أسود
3	(+) البيانات	أزرق
4	(-) البيانات	أبيض
5	الشاشة	الشاشة (رمادي)
6	الحز	-

4.1 تشغيل وحدة تحكم SC

قبل استخدام جهاز الاستشعار، تعرف بنفسك على مبادئ SC. يمكن تشغيل جهاز الاستشعار مع جميع وحدات تحكم تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك. تعلم كيفية التنقل في القائمة وتنفيذ الوظائف المطابقة.

4.2 إعداد جهاز الاستشعار

عند توصيل وحدة الاستشعار للمرة الأولى، سيظهر الرقم التسلسلي لوحدة الاستشعار على أنه اسم وحدة الاستشعار. يمكن تغيير اسم وحدة الاستشعار على النحو التالي:

1. القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح.
2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر.
3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة.
4. (التهيئة) ثم اقبل القيمة المعروضة CONFIGURE اختر.
5. (الاسم المعدل) ثم اقبل القيمة المعروضة EDITED NAME اختر.
6. (إعداد جهاز الاستشعار) عدل الاسم ثم اقبل القيمة المعروضة للرجوع إلى قائمة.

وبنفس الطريقة أكمل عملية تهيئة النظام باستخدام الأوامر التالية:

- MEAS UNITS (وحدات القياس)
- CLEAN INTERVAL (تنظيف) (المدة الزمنية للمعايرة)
- RESPONSE TIME (وقت الاستجابة)
- LOGGER INTERVAL (المدة الزمنية للمسجل)
- RESOLUTION (الدقة)
- SET DEFAULTS (ضبط الإعدادات الافتراضية)

4.3 مسجل بيانات جهاز الاستشعار

في الوقت الذي يتم فيه حفظ SC. ذاكرة البيانات وذاكرة الأحداث لكل جهاز استشعار متوفرة من خلال وحدة تحكم البيانات التي تم قياسها في ذاكرة البيانات على الفترات الزمنية المقررة، تجمع ذاكرة الأحداث عددًا كبيرًا من الأحداث CSV. مثل تغييرات التهيئة وحالات الإنذارات والتحذير. يمكن قراءة كل من ذاكرة البيانات وذاكرة الأحداث بصيغة. لمزيد من المعلومات حول كيفية تحميل البيانات، برجاء الرجوع إلى دليل وحدة التحكم.

4.4 بنية القائمة

4.4.1 (تشخيص جهاز الاستشعار) SENSOR DIAG

ERROR LIST (قائمة الأخطاء)	
رسائل الخطأ المحتملة: موضع المساحات، الصمام ج، الكسب مرتفع جداً	
WARNING LIST (قائمة التحذيرات)	
تحذيرات محتملة: عداد الملف الشخصي، الرطب، الفاصل الزمني لعيار المستخدم	

في القسم 6, 25 page ستجد أيضاً وصفاً لجميع الإجراءات الضرورية جنباً إلى جنب مع قائمة بكافة رسائل الخطأ: ملاحظة والتحذيرات.


4.4.2 (إعداد جهاز الاستشعار) SENSOR SETUP

WIPE (مسح)		تبدأ عملية المسح
------------	--	------------------

VERIFY (التحقق)		Verification (التحقق)	
CALIBRATE (المعايرة)			
STANDARD (المعيار)	الاختيار حسب CAL. CONFIG (تكوين المعايرة) OUTPUT MODE (وضع المخرجات)	المعايرة بالمحلل المعياري	الإجراءات المتبعة أثناء المعايرة، استنادًا إلى القائمة
OFFSET (الانحراف)	الاختيار حسب CAL. CONFIG (تكوين المعايرة) OUTPUT MODE (وضع المخرجات)	ضبط النقطة الصفرية	إعدادات النقطة الصفرية، استنادًا إلى القائمة
CAL. FAKTORS (العوامل)	FAC (العامل) STANDARD (المعيار)		من 0.50 إلى 2.00
	OFFSET (الانحراف)		0.100+ من -0.100 TRBFNU
CAL. CONFIG (تكوين المعايرة)	OUTPUT MODE (وضع المخرجات)	HOLD (تعليق) ACTIVE (نشط) TRANSFER (نقل) CHOICE (خيار النقل)	سلوك النواتج أثناء المعايرة أو أثناء إعداد النقطة الصفرية
	CAL. INTERVAL (المدة الزمنية للمعايرة)		قابلة للتعديل من 0 إلى 365 يومًا
SET CAL DEFLT (ضبط الإعدادات الافتراضية للمعايرة)			إعادة ضبط المعايرة الافتراضية
CONFIGURE (التهيئة)			
EDITED NAME (الاسم المعدل)		ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) رقم الجهاز	اسم محتمل مكون من 16 حرفًا بحد أقصى
MEAS UNITS (وحدات القياس)	مجم/لتر، FNU، NTU، TE/F، EBC	ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) FNU	
CLEAN (تنظيف) INTERVAL (المدة الزمنية للمعايرة)		ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) 12 h	دقائق، أو 20 دقيقة، أو 30 دقيقة 10 أو ساعتان، أو 6 ساعات، أو 12 ساعة أو مرة واحدة كل يوم في الساعة 10:00 صباحًا
RESPONSE TIME (وقت الاستجابة)		ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) 15 s	من 0 إلى 60 ثانية
LOGGER INTERVAL (المدة الزمنية للمسجل)		ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) 10 دقائق	من 1 إلى 30 دقيقة
RESOLUTION (الدقة)		ضبط (SET DEFAULTS) الإعدادات الافتراضية) 0.xxx	0.xxx 0) ?? .xxxx (<1 FNU
SET DEFAULTS (ضبط الإعدادات الافتراضية)	مطالبة التأكيد		إعادة ضبط التهيئة الافتراضية لجميع أوامر القائمة المدرجة أعلاه.


TEST/MAINT (اختبار/الصيانة)				
PROBE INFO (معلومات المجس)	ULTRATURBsc	اسم الجهاز		
	EDITED NAME (الاسم المعدل)			
	SERIAL NUMBER (الرقم المسلسل)			
	RANGE (النطاق)	وحدة حرارية 0.001 ... 1000 وطنية		
	MODEL NUMBER (رقم الطراز)	رقم الصنف المستشعر		
	SOFTWARE VERS (إصدار البرنامج)	إصدار البرنامج		
	DRIVER VERS (إصدار برنامج التشغيل)			
CAL. DATA (البيانات)	CAL. DATE (التاريخ)	تاريخ آخر معايرة		
	FACTOR (العامل)	الإعداد الافتراضي 1.00		
	OFFSET (الانحراف)	الإعداد الافتراضي 0.000 TRBFNU		
COUNTER (العداد)	TOTAL TIME (الوقت الكلي)			
	PROFILE (الشكل)			
	MOTOR (المحرك)			
MAINT PROC (عملية الصيانة)	CLN MEAS CHAMB (تنظيف غرفة القياس)	OUTPUT MODE معلومات (وضع المخرجات)	الإجراءات المتبعة أثناء عملية التنظيف	
	REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي)	OUTPUT MODE معلومات (وضع المخرجات)	الإجراءات المتبعة أثناء عملية تغيير الممسحة	
	WIPE (مسح)	RESOLUTION (الدقة)	تبدأ عملية المسح	
	SIGNALS (الإشارات)	أفر	متوسط القيمة	
		S. فال..:	القيمة المقاسة الفردية	
		M:	المستوى المقيس	
		R:	المستوى المرجعي	
		Q:	M/R حاصل قسمة	
		MOIST (رطوبة)	(%) الرطوبة النسبية بالنسبة المئوية	
	OUTPUT MODE (وضع المخرجات)	ACTIVE (نشط) HOLD (تعليق) TRANSFER (نقل) CHOICE (خيار النقل)	MAINT سلوك مخرجات الجهاز في قائمة PROC (عملية الصيانة) .	

4.5 المعايرة بالمحلول المعياري



1. القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح.
2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر.
3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة.
4. (التهيئة) ثم اقبل القيمة المعروضة CONFIGURE اختر.
5. (قياسي) ثم اقبل القيمة المعروضة STANDARD اختر.
6. (إيقاف تشغيل مدخل العينة) TURN OFF SAMPLE INLET أغلق مفتاح التغذية ثم اقبل القيمة.
7. يجب صرف المياه الموجودة في غرفة القياس عن طريق وصلة التغذية السفلية. اقبل القيمة المعروضة DRAIN MEAS CHAMBER (صرف المياه من غرفة القياس).
8. (صرف المياه من غرفة القياس) POUR STD INTO MEAS CHAMBER اقبل القيمة المعروضة.
9. (الضغط على) PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU اقبل القيمة المعروضة (مستقرة x.xxx TRBFNU عندما تكون قيمة ENTER مفتاح الإدخال).
10. أدخل تركيز المحلول القياسي. قبول المعايرة (x.xxx TRBFNU).
11. إزالة) REMOVE CALIBRATION SYRINGE عليك بإزالة حقنة المعايرة ثم اقبل القيمة المعروضة (حقنة المعايرة).
12. توصيل مدخل) CONNECT SAMPLE INLET أعد توصيل وحدة التغذية ثم اقبل القيمة المعروضة (العينة).
13. المعايرة جاهزة لفتح) CAL READY OPEN INLET افتح وحدة التغذية ثم اقبل القيمة المعروضة (المدخل).
14. (مخرجات نشطة) OUTPUT ACTIVE اقبل القيمة المعروضة.

4.6 التحقق باستخدام معيار التحقق



1. القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح.
2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر.
3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة.
4. (التحقق) ثم اقبل القيمة المعروضة VERIFY اختر.
5. واقبل OUTPUTS ON HOLD اختر.
6. أغلق تدفق العينة واقبل إيقاف تشغيل مدخل العينة.
7. يجب صرف المياه الموجودة في غرفة القياس عن طريق وصلة التغذية السفلية. اقبل القيمة المعروضة DRAIN MEAS CHAMBER (صرف المياه من غرفة القياس).
8. POUR قم بتوصيل محقنة التحقق بوحدة التغذية (انظر الشكل) وأضف معيار التحقق. اقبل القيمة المعروضة STD INTO MEAS CHAMBER (صرف المياه من غرفة) (غرفة) CHAMBER صب المعيار داخل) (القياس).
9. PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU اقبل القيمة المعروضة (الضغط على) (مستقرة x.xxx TRBFNU عندما تكون قيمة ENTER مفتاح الإدخال).
10. ENTER لاحظ تركيز المحلول القياسي للتحقق. اضغط على.
11. DRAIN MEAS.CHAMBER أزل محقنة التحقق واقبل.
12. أعد توصيل التغذية واقبل توصيل مدخل العينة.
13. افتح التغذية واقبل المدخل المفتوح الجاهز.
14. OUTPUT ACTIVE (مخرجات نشطة) اقبل القيمة المعروضة.

4.7 ضبط النقطة الصفرية

1. القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح.
2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر.
3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة.
4. (التهيئة) ثم اقبل القيمة المعروضة CONFIGURE اختر.
5. (الإزاحة) ثم اقبل القيمة المعروضة OFFSET اختر.
6. بوحدة تغذية (LZV325) أغلق وحدة تغذية غرفة القياس وقم بصرف المياه منها. عليك بتوصيل مرشح الغشاء POUR 0 STD INTO MEAS غرفة القياس. افتح وحدة التغذية ثم اقبل القيمة المعروضة CHAMBER (صرف المياه من غرفة القياس) (غرفة) CHAMBER صب المعيار داخل).
7. PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU اقبل القيمة المعروضة (الضغط على) (مستقرة x.xxx TRBFNU عندما تكون قيمة ENTER مفتاح الإدخال).
8. CALIBRATE (معايرة) (x.xxx TRBFNU) ضبط النقطة الصفرية ثم اقبل القيمة المعروضة.
9. CAL READY OUTPUT ACTIVE (المعايرة جاهزة للمخرج النشط) اقبل القيمة المعروضة.

من الممكن الحد من مهام الصيانة التي يقوم بها المستخدم بحيث تصل إلى عدد قليل جداً من الإجراءات. تم بوضوح تلخيص هذه الإجراءات في جدول ووصفها بالتفصيل في الأقسام التالية، ويمكن القيام بها بسرعة وبشكل مباشر عن طريق موظفين مؤهلين.

5.1 جدول الصيانة

مهمة الصيانة	المدّة
تنظيف غرفة القياس:	وفقاً للمواد الموجودة بالماء
استبدال المقطع الجانبي للممسحة	بعد 1200 دورة (شهرًا تقريباً في الإعدادات الافتراضية 18)
استبدال المجفف	كل سنتين
التحقق من نقطة الصفر	وفقاً للمواد الموجودة بالماء
فحص التدرج	مرة في العام (بحد أدنى) أو حسبما يلزم ملاحظة: بالنسبة للتطبيقات البحرية، بما في ذلك أنظمة تنظيف مرة واحدة كل عامين (بحد أدنى). (EGCS) غاز العادم

5.2 تنظيف غرفة القياس


تنظيف غرفة القياس أمر ضروري للحصول على نتائج قياس صحيحة. تشتمل غرفة القياس الضوئية الأسطوانية هذه على ممسحة دوارة ذات ثلاثة مقاطع جانبية للممسحة؛ مما يمنع التلوث المعتاد للنظام الضوئي عندما تبدأ الملوثات في التراكم. مع الرواسب التي على درجة عالية لمقاومة الانصهار، يُنصح بالتنظيف اليدوي بمادة تنظيف مناسبة (مثل حامض الستريك).



تحذير

يجب الالتزام بلوائح السلامة وارتداء ملابس السلامة اللازمة

- نظارات السلامة
 - قفازات
 - بدل الورشة
1. القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح
 2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر
 3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة
 4. (اختبار/الصيانة) ثم اقبل القيمة المعروضة TEST/MAINT اختر
 5. (عملية الصيانة) ثم اقبل القيمة المعروضة MAINT. PROC اختر
 6. (تنظيف غرفة القياس) ثم اقبل القيمة المعروضة CLN. MEAS CHAMB اختر
 7. (إيقاف تشغيل مدخل العينة) TURN OFF SAMPLE INLET أغلق مفتاح التغذية ثم اقبل القيمة
 8. DRAIN يجب تصريف المياه الموجودة في غرفة القياس عن طريق وصلة التغذية السفلية ثم اقبل القيمة (صرف المياه من غرفة القياس) CHAMBER تصريف المياه من) MEAS CHAMBER





9. OPEN MEAS CHAMBER عليك بإزالة رأس المسمار ومقيس مانع التسرب الخاص بغرفة القياس ثم اقبل القيمة (صرف المياه من غرفة القياس) (فتح CHAMBER).
10. REMOVE WIPER HOLDER (إزالة حامل الممسحة) ثم اقبل القيمة.
11. CLN. MEAS CHAMB. (تنظيف غرفة القياس) ثم اقبل القيمة المعروضة.
12. REPLACE WIPER HOLDER (استبدال حامل الممسحة) أعد تركيب حامل الممسحة ثم اقبل القيمة.
13. CLOSE MEAS CHAMBER عليك بسد غرفة القياس مرة أخرى بسدادة المقيس ورأس المسمار، ثم اضغط على (إغلاق) CHAMBER (صرف المياه من غرفة القياس).
14. TURN OFF SAMPLE INLET (إيقاف تشغيل مدخل العينة) افتح تغذية العينة ثم اقبل القيمة المعروضة (العينة).
يتم إجراء المسح التلقائي.

5.3 استبدال المقاطع الجانبية للممسحة

يتوقف العمر الافتراضي للمقطع الجانبي للممسحة من جهة على عدد إجراءات التنظيف التي يتم إجراؤها، ومن جهة أخرى على نوع الرواسب التي تتم إزالتها. وبالتالي يختلف العمر الافتراضي للمقطع الجانبي للممسحة من حالة لأخرى.

المقطع الجانبي للممسحة المرفقة مع الجهاز كافية لتغطية المتطلبات لمدة سنة في المتوسط.




1. (القائمة الرئيسية) MAIN MENU افتح.
2. (إعداد جهاز الاستشعار) ثم اقبل القيمة المعروضة SENSOR SETUP اختر.
3. اختر جهاز الاستشعار ذا الصلة ثم اقبل القيمة المعروضة.
4. (اختبار/الصيانة) ثم اقبل القيمة المعروضة TEST/MAINT اختر.
5. (عملية الصيانة) ثم اقبل القيمة المعروضة MAINT. PROC اختر.
6. (استبدال المقطع الجانبي للممسحة) ثم اقبل القيمة المعروضة REPLACE PROFILE اختر.
7. (إيقاف تشغيل مدخل العينة) TURN OFF SAMPLE INLET أغلق مفتاح التغذية ثم اقبل القيمة.
8. DRAIN يجب تصريف المياه الموجودة في غرفة القياس عن طريق وصلة التغذية السفلية ثم اقبل القيمة (صرف المياه من غرفة القياس) CHAMBER تصريف المياه من).
9. OPEN MEAS CHAMBER عليك بإزالة رأس المسمار ومقيس مانع التسرب الخاص بغرفة القياس ثم اقبل القيمة (صرف المياه من غرفة القياس) (فتح CHAMBER).
10. REMOVE WIPER HOLDER (إزالة حامل الممسحة) ثم اقبل القيمة.
11. CLN. MEAS CHAMB. (تنظيف غرفة القياس) ثم اقبل القيمة المعروضة.
12. REPLACE PROFILE (استبدال المقطع الجانبي) جدد المقاطع الجانبية للممسحة ثم اقبل القيمة.
13. REPLACE WIPER HOLDER (استبدال حامل الممسحة) أعد تركيب حامل الممسحة ثم اقبل القيمة.
14. CLOSE MEAS CHAMBER عليك بسد غرفة القياس مرة أخرى بسدادة المقيس ورأس المسمار، ثم اضغط على (إغلاق) CHAMBER (صرف المياه من غرفة القياس).
15. TURN OFF SAMPLE INLET (إيقاف تشغيل مدخل العينة) افتح تغذية العينة ثم اقبل القيمة المعروضة (العينة).
يتم إجراء المسح التلقائي.

5.4 استبدال المجفف

على البيئة الرطبة بشكل مستمر. لتوفير الحماية ضد ULTRATURB تتوقف أجهزة استشعار مجزئ التيار الرطوبة، توجد حقيبتان مجفتان بحجم كبير بالقرب من المكونات الضوئية والإلكترونية. للحفاظ على هذه الحماية، تنصح الشركة المصنعة بإجراء عملية الاستبدال أو التجديد كل عامين.

لاستبدال المجفف، افتح المبيت واستبدل كيسي المجفف وحدات (راجع الشكل الشكل 6 البند 1) و0.5 وحدة (راجع الشكل 6 البند 2) حسب الشكل 4

الشكل 6 استبدال المجفف



1. حقيبة المجفف مع 4 وحدات، LZ304

2. حقيبة المجفف مع 0.5 وحدات، LZ303

5.5 مراقبة معدات الاختبار

كجزء من نظام ضمان الجودة لمراقبة معدات الاختبار، من الضروري التحقق من معايرة الأداة؛ ويمكن إجراء ذلك باستخدام ISO 7027-1:2016 باستخدام سلسلة فورمازين القياسية وفقاً للمواصفة القياسية

يمكنك إما إعداد محلول الفورمازين بنفسك وفقاً للتعليمات التالية 5.5.1 تحضير محلول الفورمازين وفقاً للمواصفة (Stabi Cal أو LCW 813) أو شراؤه من الشركة المصنعة ISO 7027-1:2016 القياسية

1. للتحقق من معايرة الجهاز، اغسل غرفة القياس أولاً جيداً باستخدام الماء المقطر.
2. ISO 7027-1:2016 إعداد سلسلة تعكر باستخدام المحاليل المرجعية للفورمازين وفقاً للمواصفة القياسية 1:2016؛ يجب أن تتوافق سلسلة القياس مع نطاق القياس المحدد. على سبيل المثال، اختر المحاليل المرجعية FNU 0-5.0 في نطاق القياس 0.5-1.0-2.0-3.0-4.0 مع FNU 0-5.0.

إذا كانت هناك أية اختلافات في القياسات، فيُصح بقياس إعدادات معايير جديدة قبل تغيير معايرة الجهاز! أوضحت ملاحظة ULTRATURB التجربة أن الاختلاف في إعداد الفورمازين يمكن أن يكون أكبر من الانحراف المحتمل في جهاز

ننصح بتسجيل التاريخ في سجل الجهاز والكشف، GLP أو EN 450901 عند التحقق من الأجهزة وفقاً لمعايير عملياً بوسائل ULTRATURB عن وجود أي انحراف طويل الأمد. كما يمكن إجراء عمليات الفحص على تشغيل ISO أو DIN القياس الموازية بأدوات قياس شدة الضوء لنسبة العكارة والمصممة وفقاً لمعايير

5.5.1 ISO 7027-1:2016 تحضير محلول الفورمازين وفقاً للمواصفة القياسية

المواد الكيميائية

تُستخدم المواد الكيميائية لصحة "التحليل". يجب أن تُخزن المواد الكيميائية في زجاجات مصنوعة من الزجاج الصلد.

المياه

- ضع مرشح غشائي، حجم المسام 0.1 ميكرومتر (للتجارب البكتريولوجية)، لمدة ساعة واحدة في 100 مل من الماء المقطر.
- عليك بتصفية 250 مللي لتر من الماء من خلال هذا المرشح والتخلص من الماء.
- ثم عليك بتصفية 500 مللي لتر من الماء المقطر مرتين من خلال نفس المرشح واستخدم هذا الماء لتحضير المحلول القياسي.

Formazine (C₂H₄N₂) parent solution المحلول الأصل (C₂H₄N₂) الفورمازين

تنبيه

مادة كبريتات الهيدرازين سامة ويمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان



- في الماء بكمية تصل إلى 100 مللي (C₆H₁₂N₄) حلل 10.0 جرام من مركب هيكساميثيلين تيتراامين (A محلول) لتر.
- (B المحلول) في الماء وضخ 100 مل (NH₄SO₄) قم بإذابة 1 جم من كبريتات الهيدرازين.
- B مع 5 مللي لتر من محلول A اخلط 5 مللي لتر من محلول.
- بعد 24 ساعة عند درجة حرارة 25 مئوية (±3 مئوية) (77 درجة فهرنهايت (±5.4 درجة فهرنهايت)) أضف هذا المحلول مع الماء بكمية تصل إلى 100 مللي لتر.

أو وحدات قياس (FAU) نسبة تعكر هذا المحلول الأصل 400، مذكورة في وحدات تخفيف محلول الفورمازين يمكن تخزين هذا المحلول في مكان مظلم في درجة حرارة 25 درجة مئوية (±3 FNU). عكارة الفورمازين درجات مئوية) (77 درجة فهرنهايت (±5.4 درجة فهرنهايت) لمدة 4 أسابيع تقريباً

المحلول المرجعي للفورمازين

عليك بتخفيف تركيز المحلول الرئيسي بواسطة أنابيب ماصة والقيام بقياس القارورات لإنتاج المحاليل المرجعية في النطاق المطلوب. يمكن تخزين هذه المحاليل لفترة محدودة للغاية فقط.

6.1 رسائل الخطأ

رسائل الخطأ المحتملة بجهاز الاستشعار والتي تعرضها وحدة التحكم

رسائل الخطأ: الجدول 3:

رسالة الخطأ المعروضة	السبب	التصحيح
NONE (بلا)	تشغيل صحيح	
WIPER POS (الممسحة ليست في مكانها الصحيح)	لم يبدأ تشغيل الممسحة في وضعها الصحيح	وظيفة الممسحة الأولية، اتصل بالخدمة
LED C (خطأ في المؤشر)	LED عطل في مصابيح	اتصل بالخدمة
GAIN TOO HIGH (الزيادة كبيرة جداً)	التعديل غير صحيح المعايرة القياسية غير صحيحة غرفة القياس متسخة LED عطل في مصابيح	نظف غرفة القياس وقم بإجراء المعايرة واتصل بالخدمة

6.2 تحذيرات

رسائل التحذير المحتملة التي تعرضها وحدة التحكم

تحذيرات: الجدول 4:

رسالة الخطأ المعروضة	السبب	التصحيح
NONE (بلا)	تشغيل صحيح	
PROFILE COUNTER (شكل العداد)	انتهى وقت العداد	قم بتغيير المقطع الجانبي للممسحة
MOIST (رطوبة)	الرطوبة < 10% من معدل الرطوبة النسبية	استبدال المجفف
CAL. INTERVAL (المدة الزمنية للمعايرة)	انتهى وقت العداد	قم بإجراء المعايرة

7.1 خيارات جهاز الاستشعار

الوصف	رقم القط
بدون كبل ULTRATURB seawater sc جهاز استشعار مستويات العكارة	LPV415.99.02001
مزود بكبل 0.35 م (1.1 قدم) ULTRATURB seawater sc جهاز استشعار مستويات العكارة	LPV415.99.12001
مزود بكبل 1 م (3.3 قدم) ULTRATURB seawater sc جهاز استشعار مستويات العكارة	LPV415.99.82001
مزود بكبل 5 م (16.40 قدم) ULTRATURB seawater sc جهاز استشعار مستويات العكارة	LPV415.99.22001
مزود بكبل 10 م (32.81 قدم) ULTRATURB seawater sc جهاز استشعار مستويات العكارة	LPV415.99.32001

7.2 قطع الغيار

الوصف	رقم القط
ضبط المقطع الجانبي للممسحة (لعدد 4 تغييرات)	LZV275
sc مياه البحر ULTRATURB ، حامل ممسحة	LZV842
U حقيبة المجفف 0.5	LZX303
U حقيبة المجفف 4	LZX304
مجموعة الملحقات (توصيل)	LZP816

7.3 الملحقات

الوصف	رقم القط
كابل التمديد 0.35 م (1.15 قدم)	LZX847
كابل التمديد 1 م (3.3 قدم)	6122400
كابل تمديد 5 م (16.40 قدم)	LZX848
كابل تمديد 10 م (32.81 قدم)	LZX849
كابل تمديد 15 م (49.21 قدم)	LZX850
كابل تمديد 20 م (65.62 قدم)	LZX851
كابل تمديد 30 م (98.43 قدم)	LZX852
مستوى عكارة محلول الفورمازين	LCW813
ضبط معايير التعكر للمعايير السائلة	LZV451
مجموعة مرشحات لمعايرة نقطة الصفر (مرشح غشائي 0.2 مم بما في ذلك مادة التوصيل)	LZV325

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vézenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

