



Instructions For Use

Pillow Switch

Issue Date: February 26, 2024

Revision Table:

Revision	Date	Description
1.0	02/26/2024	Issue Date
1.1	05/12/2025	Revision of Reusable section
1.2	08/13/2026	Addition of sharp point risk statement

Model: 58750

UDID: 00186648000180



AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
www.ablenetinc.com



EUCEREP
Roald Dahllaan 33, 5629MC
Eindhoven
The Netherlands
eucerep@eucerep.com

UK Responsible Person

EUCEREP LTD
7 Tibbets Close, Meeting Lane
Alcester, Warwickshire
B49 5QU
England, United Kingdom



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland
Telephone: +41 41 562 01 42

INTENDED PURPOSE

This switch is used to give access to items that are not normally accessible because of issues with cognitive or motor control.

CLINICAL BENEFITS OF THE DEVICE

Allows patients to access technology when they would not have the motor or cognitive skills to operate another device.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONAL

Switch Type: Mechanical

Connection Type: Wired

Cord Length: 5 ft (152 cm)

Activation Type: Pressure

Activation Surface: 3.3-in/8-cm diameter

Activating Force: 6-oz/180-g

Travel Before Activation: 0.1-in/0.2-cm

Feedback: Auditory click, Tactile

Plug Size: 1/8-in/3.5-mm mono

Mounting Plate: Included Velcro and Safety Pin

Product Dimensions: 3.35-in L x 3.35-in W x 0.95-in H (8.6-cm L x 8.6-cm W x 2.5-cm H)

Circuit: Normally Open

Material: Housing - ABS Plastic

Suggested Operating Environment:

Ambient Temperature Range: 32°F - 95°F (0°C - 35°C)

Humidity: 10% - 95% (no condensation on device)

Suggested Transportation and Storage:

Ambient Temperature Range: -25°F - 158°F (-31°C - 70°C)

Humidity: 10% - 95% (no condensation on the device)

RISKS, WARNINGS, AND CONTRA-INDICATIONS

Pillow Switch is neither waterproof nor completely water resistant. Do not immerse Pillow Switch in water or any other liquid. Make sure that no liquids are spilled on Pillow Switch.


Pillow Switch is not recommended to be used as access to a call system.

Pillow Switch contains a functional safety pin with a sharp point. Risk of puncture injury. Adult supervision required when used by children. Inspect before each use and discontinue use if the pin becomes loose or damaged.

DEVICE OVERVIEW



1	Switch Top
2	1/8-in/3.5-mm mono



3	Safety pin and Velcro
4	Pillow Switch Cover Velcro clasp

USE INSTRUCTIONS

First Time Use

1. Plug Pillow Switch into any switch adapted device with a standard, mono 3.5mm switch jack.
2. Once the activation area is pressed, any attached device will activate.

Mounting

Pillow Switch easily fastens to a pillow or wheelchair cushion with safety pin and Velcro.

PREPARATORY TREATMENT

Cleaning and disinfecting your AbleNet assistive technology devices between uses is essential to the health and safety of the user. To help fight against the spread of germs, here are some helpful steps to cleaning and disinfecting your AbleNet device.

Always be sure to wear the appropriate personal protective equipment such as protective gloves and safety glasses.

Cleaning Your Device

Before disinfecting your device, remove any dirt or debris that may be on the device.

1. Turn the device off and remove the batteries.
2. Remove any large chunks, visible heavy dirt, or debris that is attached to the device.
3. Wipe down the device with cleaning wipes.
4. Use a cotton swab soaked with cleaner to get into any tight areas that were not accessible with the cleaning wipes.
5. Let the device completely dry.

Disinfect Your Device

Now that the device is clean, it is time to disinfect it. Changing protective gloves may be required before disinfecting the device to ensure no dirt or debris is transferred back to the device.

1. Make sure the device is still turned off and that the batteries are removed.
2. Use a clean towel or wipes with Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, or Fungicidal to disinfect the surfaces of the device. It is important to note that these chemicals only disinfect when they are wet and should be left wet on the device for at least 4-minutes.
3. Use a cotton swab soaked with Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, or Fungicidal to disinfect the tight areas that were not accessible with the towel or wipes. Make sure the chemical stays wet on the device for at least 4-minutes.
4. Let the device air-dry entirely before using it.

TROUBLESHOOTING

Switch is Non-Responsive

1. Inspect cord for any physical damage.
2. Plug switch into another device that is working with another switch.

PREVENTATIVE AND REGULAR MAINTENANCE

Clean the Pillow Switch if necessary. No scheduled maintenance is required.

REUSABLE

If the device is intended to be reused, it must be cleaned and disinfected between uses in accordance with standard infection control procedures. Reuse is appropriate only if the device remains in good working condition and shows no signs of material degradation.

Cleaning and Disinfection Prior to Reuse

Refer to the PREPARATORY TREATMENT section, above.

Inspection Prior to Reuse

Before each reuse, inspect the device for:

- Physical damage or wear
- Signs of degradation to wiring, battery compartment, or connectors
- Corrosion, cracking, or discoloration of components

Discontinuation of Use

Discontinue use and dispose of the device according to local regulations if:

- Any signs of material degradation are present
- The device fails to operate reliably

Where appropriate, devices may be reused if they are reconditioned by the manufacturer or an authorized representative, in accordance with applicable safety and performance requirements.

DEVICES USED TOGETHER WITH

Switch Adapted Toys

HITCH 2

Blue 2 FT

Powerlink 4

Other adapters or toys that are designed with 3.5mm-mono plug for switch use.

PROPER DISPOSAL

Pillow Switch contains electronic components and should not be disposed of in your normal home or business waste collection. Pillow Switch should be disposed of with a licensed electronics recycler.

WHEN TO CONTACT A HEALTHCARE PROFESSIONAL

If you have difficulty accessing the switches or need assistance with product placement.

Change in your condition.

NOTICE OF SERIOUS INCIDENT

Notice - If any serious incident has occurred while using this device, seek medical attention and then - please report to AbleNet, Inc and your competent authority of the member state in which you are in.



Mode d'emploi

Pillow Switch

Date de publication : 26 février 2024

Tableau de révision :

Révision	Date	Description
1.0.	02/26/2024	Date de publication
1.1.	05/12/2025	Révision de la section Réutilisable
1.2	08/13/2026	Ajout d'un état de risque à pointe tranchante

Modèle : 58750

UDID : 00186648000180



AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
États-Unis
www.ablenetinc.com



EUCEREP
Roald Dahlilaan 33, 5629MC
Eindhoven
Pays-Bas
eucerep@eucerep.com

Personne responsable au
Royaume-Uni

EUCEREP LTD
7 Tibbets Close, Meeting Lane
Alcester, Warwickshire
B49 5QU
Angleterre, Royaume-Uni



MedEnvoy Suisse
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suisse
Téléphone : +41 41 562 01 42

UTILISATION PRÉVUE

Ce commutateur est utilisé pour donner accès à des éléments qui ne sont normalement pas accessibles en raison de problèmes de contrôle cognitif ou moteur.

BÉNÉFICES CLINIQUES DU DISPOSITIF

Permet aux patients d'accéder à la technologie lorsqu'ils n'auraient pas les capacités motrices ou cognitives nécessaires pour utiliser un autre appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Type de commutateur : Mécanique

Type de connexion : Câblée

Longueur du cordon : 5 pi (152 cm)

Type d'activation : Pression

Surface d'activation : 3,3 po (8 cm) de diamètre

Force d'activation : 6 oz (180 g)

Voyage avant l'activation : 0,1 po (0,2 cm)

Retour : Clic auditif, tactile

Taille de la prise : Mono 1/8 po (3,5 mm)

Plaque de montage : Velcro et goupille de sécurité inclus

Dimensions du produit : 3,35 po L x 3,35 po L x 0,95 po H (8,6 cm L x 8,6 cm L x 2,5 cm H)

Circuit : Normalement ouvert

Matériel : Boîtier - Plastique ABS

Environnement d'exploitation suggéré :

Plage de température ambiante : 0°C à 35°C (32°F à 95°F)

Humidité : 10 % à 95 % (pas de condensation sur l'appareil)

Transport et stockage suggérés :

Plage de température ambiante : -31°C à 70°C (-25°F à 158°F)

Humidité : 10 % à 95 % (pas de condensation sur l'appareil)

RISQUES, AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS

Le Pillow Switch n'est ni étanche ni complètement résistant à l'eau. Ne plongez pas le Pillow Switch dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous qu'aucun liquide n'est renversé sur le Pillow Switch.


Le Pillow Switch n'est pas recommandé pour être utilisé comme accès à un système d'appel.

Le Pillow Switch contient une goupille de sûreté fonctionnelle avec une pointe tranchante. Risque de perforation. Surveillance adulte requise lors de l'utilisation par des enfants. Inspectez avant chaque utilisation et arrêtez l'utilisation si la goupille se desserre ou est endommagée.

APERÇU DU DISPOSITIF



1	Dessus du commutateur
2	Mono 1/8 po (3,5 mm)



3	Goupille de sécurité et Velcro
4	Couverture Velcro du Pillow Switch

MODE D'EMPLOI

Première utilisation

1. Branchez le Pillow Switch sur tout appareil adapté doté d'une prise de commutateur standard mono de 3,5 mm.
2. Une fois que vous aurez appuyé sur la zone d'activation, tout appareil branché s'activera.

Montage

Le Pillow Switch se fixe facilement à un coussin d'oreiller ou de fauteuil roulant avec goupille de sécurité et Velcro.

TRAITEMENT PRÉPARATOIRE

Le nettoyage et la désinfection de vos appareils d'assistance technologique AbleNet entre chaque utilisation sont essentiels à la santé et à la sécurité de l'utilisateur. Afin de lutter contre la propagation des germes, voici quelques étapes utiles pour nettoyer et désinfecter votre appareil AbleNet.

Veillez à toujours porter l'équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des lunettes de protection.

Nettoyage de votre appareil

Avant de désinfecter l'appareil, enlevez toute saleté ou tout débris qui pourrait s'y trouver.

1. Éteignez l'appareil et retirez les piles.
2. Retirez les gros morceaux de poussière et les saletés ou les débris visibles qui sont attachés à l'appareil.
3. Essuyez l'appareil avec des lingettes nettoyantes.
4. Utilisez un coton-tige imbibé de nettoyant pour atteindre les zones difficiles d'accès qui n'étaient pas accessibles avec les lingettes nettoyantes.
5. Laissez l'appareil sécher complètement.

Désinfection de votre appareil

Maintenant que l'appareil est propre, il est temps de le désinfecter. Il peut être nécessaire de changer de gants de protection avant de désinfecter l'appareil, afin de s'assurer qu'aucune saleté ou aucun débris n'y est transféré.

1. Assurez-vous que l'appareil est toujours éteint et que les piles sont retirées.
2. Utilisez une serviette ou des lingettes propres contenant un agent virucide, bactéricide, pseudomonacide, tuberculocide ou fongicide pour désinfecter les surfaces de l'appareil. Il est important de noter que ces produits chimiques ne désinfectent que lorsqu'ils sont mouillés et doivent être laissés mouillés sur l'appareil pendant au moins 4 minutes.
3. Utilisez un coton-tige imbibé d'un produit virucide, bactéricide, pseudomonacide, tuberculocide ou fongicide pour désinfecter les zones difficiles d'accès qui n'étaient pas accessibles avec la serviette ou les lingettes. Assurez-vous que le produit chimique reste humide sur l'appareil pendant au moins 4 minutes.
4. Laissez l'appareil sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser.

DÉPANNAGE

Le commutateur ne répond pas

1. Inspectez le cordon pour détecter tout dommage physique.
2. Branchez le commutateur sur un autre appareil qui fonctionne avec un autre commutateur.

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET ENTRETIEN RÉGULIER

Nettoyez le Pillow Switch si nécessaire. Aucune maintenance programmée n'est requise.

RÉUTILISABLE

Si l'appareil est destiné à être réutilisé, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation conformément aux procédures standard de contrôle des infections. La réutilisation n'est appropriée que si l'appareil reste en bon état de fonctionnement et ne présente aucun signe de dégradation matérielle.

Nettoyage et désinfection avant réutilisation

Reportez-vous à la section TRAITEMENT PRÉPARATOIRE ci-dessus.

Inspection avant réutilisation

Avant chaque réutilisation, inspectez l'appareil pour :

- Dommages physiques ou usure
- Signes de dégradation du câblage, du compartiment de la batterie ou des connecteurs
- Corrosion, fissuration ou décoloration des composants

Arrêt de l'utilisation

Cesser d'utiliser l'appareil et le jeter conformément à la réglementation locale si :

- des signes de dégradation du matériau sont présents
- l'appareil ne fonctionne pas de manière fiable

Le cas échéant, les appareils peuvent être réutilisés s'ils sont reconditionnés par le fabricant ou un représentant autorisé, conformément aux exigences de sécurité et de performance applicables.

APPAREILS UTILISÉS CONJOINTEMENT

Jouets adaptés à un commutateur

Hitch 2

Blue2 FT

PowerLink 4

Autres adaptateurs ou jouets conçus avec une prise mono 3,5 mm pour une utilisation avec un commutateur.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE

Le Pillow Switch contient des composants électroniques et ne doit pas être jeté dans votre poubelle habituelle, que ce soit à la maison ou au travail. Le Pillow Switch doit être éliminé avec un recycleur d'électronique agréé.

QUAND CONTACTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Si vous n'arrivez pas à accéder aux commutateurs ou si vous ne savez pas comment placer le produit.

Changement dans votre état.

AVIS D'INCIDENT GRAVE

Avis - En cas d'incident grave survenant lors de l'utilisation de cet appareil, consultez un médecin, puis signalez-le à AbleNet, Inc. et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous vous trouvez.

Gebrauchsanleitung Pillow-Taster

Ausgabedatum: 26. Februar 2024

Revisionstabelle:

Überarbeitung	Datum	Beschreibung
1.0	26.02.2024	Ausgabedatum
1.1	12.05.2025	Überarbeitung des Abschnitts „Wiederverwendbar“
1.2	08.13.2026	Hinzufügung einer Sharp-Point-Risikoaussage

Modell: 58750

UDI: 00186648000180



AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
USA
www.ablenetinc.com



EUCEREP
Roald Dahllaan 33, 5629MC
Eindhoven
Niederlande
eucerep@eucerep.com

Verantwortlich für
Großbritannien

EUCEREP LTD
7 Tibbets Close, Meeting Lane
Alcester, Warwickshire
B49 5QU
England, Vereinigtes Königreich



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 562 01 42

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Taster ermöglicht die Bedienung von Elementen, die ansonsten aufgrund von kognitiven oder motorischen Einschränkungen nicht bedient werden können.

KLINISCHE VORTEILE DES GERÄTS

Es ermöglicht Patienten den Zugang zu Technologien, die Geräte aufgrund ihrer motorischen oder kognitiven Fähigkeiten ansonsten nicht bedienen könnten.

LEISTUNGSMERKMALE UND INFORMATIONEN FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

Tastertyp: Mechanisch

Anschlusstyp: Kabel

Kabellänge: 152 cm (5 Fuß)

Aktivierungsart: Druck

Aktivierungsoberfläche: Durchmesser 8 cm / 3,3 Zoll

Aktivierungskraft: 180 g/6 Unzen

Bewegung vor Aktivierung: 0,2 cm / 0,1 Zoll

Feedback: Akustisches Klicken, fühlbar

Steckergröße: 3,5 mm / 1/8 Zoll Mono

Montageplatte: Inklusive Klettband und Sicherheitsnadel

Produktmaße: L 8,6 cm x B 8,6 cm x H 2,5 cm / L 3,35 Zoll x B 3,35 Zoll x H 0,95 Zoll

Stromkreis: Normalerweise offen

Material: Gehäuse - ABS-Kunststoff

Empfohlene Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (keine Kondensation am Gerät)

Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen:

Umgebungstemperatur : -31 °C - 70 °C (-25 °F - 158 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (keine Kondensation auf dem Gerät)

RISIKEN, WARNHINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Der Pillow-Taster ist weder wasserdicht noch vollkommen wasserfest. Tauchen Sie den Pillow-Taster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten über den Pillow-Taster zu verschütten.


Der Pillow-Taster sollte nicht zum Bedienen einer Rufanlage verwendet werden.

Der Pillow-Taster enthält eine funktionale Sicherheitsnadel mit scharfer Spitze. Risiko einer Einstichverletzung. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn Kinder ihn benutzen. Inspizieren Sie vor jeder Nutzung und beenden Sie die Benutzung, wenn der Stift lockert oder beschädigt wird.

GERÄTEÜBERSICHT



1	Tasteroberfläche
2	3,5 mm / 1/8 Zoll Mono



3	Sicherheitsnadel und Klettband
4	Klettverschluss an Abdeckung des Pillow-Tasters

GEBRAUCHSANLEITUNG

Erste Inbetriebnahme

1. Der Pillow-Taster kann an jedes beliebige adaptierte Gerät mit einer standardmäßigen 3,5 mm Monobuchse angeschlossen werden.
2. Durch Drücken der Aktivierungsfläche wird jedes angeschlossene Gerät aktiviert.

Befestigung

Der Pillow-Taster lässt sich per Sicherheitsnadel und Klettband ganz einfach an einem Kissen oder Rollstuhlsitzkissen befestigen.

VORBEHANDLUNG

Für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers sind die Reinigung und Desinfektion Ihres unterstützenden AbleNet-Geräts zwischen den einzelnen Anwendungen wichtig. Nachfolgend finden Sie einige hilfreiche Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion Ihres AbleNet-Geräts, mit denen Sie die Verbreitung von Keimen verhindern können.

Tragen Sie stets angemessene persönliche Schutzkleidung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Reinigung Ihres Geräts

Entfernen Sie vor der Desinfektion Ihres Geräts jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, die sich auf dem Gerät befinden könnten.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Entfernen Sie alle am Gerät haftenden großen Partikel, sichtbaren starken Verschmutzungen oder Ablagerungen.
3. Wischen Sie das Gerät mit Reinigungstüchern sauber.
4. Verwenden Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Wattestäbchen, um schwer zugängliche und mit Reinigungstüchern nicht erreichbare Stellen zu reinigen.
5. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.

Desinfektion Ihres Geräts

Nach der Reinigung kann das Gerät nun desinfiziert werden. Wechseln Sie vor der Desinfektion des Geräts gegebenenfalls die Schutzhandschuhe, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht erneut verunreinigt wird.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät noch ausgeschaltet ist und keine Batterien eingelegt sind.
2. Verwenden Sie zur Desinfektion der Oberflächen des Geräts ein sauberes Handtuch oder Reinigungstücher mit einem viruziden, bakteriziden, pseudomonaziden, tuberkuloziden oder fungiziden Wirkstoff. Es ist unbedingt zu beachten, dass diese Chemikalien nur in nassem Zustand desinfizieren und daher mindestens 4 Minuten lang nass auf dem Gerät verbleiben sollten.
3. Verwenden Sie ein mit einem viruziden, bakteriziden, pseudomonaziden, tuberkuloziden oder fungiziden Wirkstoff getränktes Wattestäbchen, um schwer zugängliche und mit einem Tuch oder Reinigungstüchern nicht erreichbare Stellen zu reinigen. Sorgen Sie dafür, dass die Chemikalie das Gerät mindestens 4 Minuten lang benetzt.
4. Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.

FEHLERBEHEBUNG

Der Taster reagiert nicht

1. Untersuchen Sie das Kabel auf physische Schäden.
2. Schließen Sie den Taster an ein anderes Gerät an, das mit einem anderen Taster problemlos funktioniert.

PRÄVENTIVE UND REGELMÄSSIGE WARTUNG

Reinigen Sie den Pillow-Taster bei Bedarf. Es ist keine planmäßige Wartung erforderlich.

WIEDERVERWENDBAR

Für eine Wiederverwendung muss das Produkt zwischen den einzelnen Einsätzen gemäß den Standardverfahren zur Infektionsprävention gereinigt und desinfiziert werden. Eine Wiederverwendung ist nur dann zweckdienlich, wenn das Gerät in einem guten Zustand bleibt und keinerlei Materialschädigung aufweist.

Reinigung und Desinfektion vor der Wiederverwendung

Siehe Abschnitt VORBEHANDLUNG oben.

Inspektion vor der Wiederverwendung

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Wiederverwendung auf:

- Physische Schäden oder Verschleiß
- Anzeichen von Materialverschleiß an den Kabeln, dem Batteriefach oder den Anschlüssen
- Korrosion, Rissbildung oder Verfärbung von Komponenten

Außerbetriebnahme

Verwenden Sie das Gerät nicht länger und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften, wenn:

- Sie Anzeichen von Materialverschleiß feststellen
- das Gerät funktioniert nicht zuverlässig

Gegebenenfalls können Geräte nach einer Aufarbeitung durch den Hersteller oder einen autorisierten Vertreter unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen wiederverwendet werden.

KOMPATIBLE GERÄTE

Taster-adaptiertes Spielzeug

HITCH 2

Blue 2 FT

PowerLink 4

Sonstige Adapter oder Spielsachen, die mit einem 3,5 mm-Monostecker für eine Verwendung mit Schaltern ausgestattet sind.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG

Der Pillow-Taster enthält elektronische Komponenten und darf nicht über den normalen Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden. Der Pillow-Taster sollte bei einem für elektronische Geräte lizenzierten Recyclingunternehmen entsorgt werden.

WANN MAN SICH AN MEDIZINISCHES FACHPERSONAL WENDEN SOLLTE

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Handhabung der Taster haben oder Hilfe bei der Platzierung des Produkts benötigen.

Bei einer Veränderung Ihres Zustands.

MELDUNG EINES SCHWERWIEGENDEN ZWISCHENFALLS

Hinweis - Sollte es bei der Verwendung dieses Geräts zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen, suchen Sie bitte einen Arzt auf und melden Sie diesen Zwischenfall AbleNet, Inc. und der zuständigen Behörde ihres des Mitgliedstaats.



Instrucciones de uso

Pillow Switch

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2024

Tabla de revisiones:

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	26/02/2024	Fecha de emisión
1.1	12/05/2025	Revisión de la sección Reutilizable
1.2	08/13/2026	Adición de la declaración de riesgo de punta afilada

Modelo: 58750

Id. único del dispositivo: 00186648000180

 AbleNet, Inc. 2625 Patton Road Roseville, MN 55113 Estados Unidos de América www.ablenetinc.com	EC REP EUCEREP Roald Dahllaan 33, 5629MC Eindhoven Países Bajos eucerep@eucerep.com	Persona responsable del Reino Unido EUCEREP LTD 7 Tibbets Close, Meeting Lane Alcester, Warwickshire B49 5QU Inglaterra, Reino Unido
--	--	---

CH REP MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Suiza Teléfono: +41 41 562 01 42
--

FINALIDAD PREVISTA

Este interruptor se utiliza para dar acceso a elementos a los que normalmente no se puede acceder debido a problemas con el control cognitivo o motor.

BENEFICIOS CLÍNICOS DEL DISPOSITIVO

Permite a los pacientes acceder a la tecnología cuando no tienen las habilidades motoras o cognitivas para operar otro dispositivo.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO E INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Tipo de interruptor: Mecánico

Tipo de conexión: Cableada

Longitud del cable: 5 pies (152 cm)

Tipo de activación: Presión

Superficie de activación: 3,3 in/8 cm de diámetro

Fuerza activadora: 6 oz/180 g

Recorrido antes de activación: 0,1 in/0,2 cm

Feedback: Clic auditivo, táctil

Tamaño del enchufe: Mono de 1/8 in/3,5 mm

Placa de montaje: Incluye velcro e impermeable

Dimensiones del producto: 3,35 in de largo x 3,35 in de ancho x 0,95 in de alto (8,6 cm de largo x 8,6 cm de ancho x 2,5 cm de alto)

Circuito: Normalmente abierto

Material: Carcasa: plástico ABS

Entorno operativo sugerido:

Rango de temperatura ambiente: 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C)

Humedad: 10 % - 95 % (sin condensación en el dispositivo)

Transporte y almacenamiento sugeridos:

Rango de temperatura ambiente: -25 °F - 158 °F (-31 °C - 70 °C)

Humedad: 10 % - 95 % (sin condensación en el dispositivo)

RIESGOS, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

El Pillow Switch no es impermeable ni completamente resistente al agua. No sumerja el Pillow Switch en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de que no se derramen líquidos sobre el Pillow Switch.


No se recomienda utilizar el Pillow Switch como acceso a un sistema de llamada.

El interruptor de almohada contiene un pasador de seguridad funcional con una punta afilada. Riesgo de pinchazo. Se requiere supervisión adulta cuando lo usan niños. Inspecciona antes de cada uso y suspende el uso si el pasador se afloja o se daña.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO



1	Botón del interruptor
2	Mono de 1/8 in/3,5 mm



3	Imperdible y velcro
4	Cierre de velcro para funda del Pillow Switch

INSTRUCCIONES DE USO

Primer uso

1. Conecte el Pillow Switch en cualquier dispositivo adaptado con un interruptor, por medio de un conector mono estándar de 3,5 mm.
2. Una vez que se haya presionado el área de activación, se activará cualquier dispositivo conectado.

Montaje

El Pillow Switch se fija fácilmente a una almohada o al cojín de una silla de ruedas con un imperdible y velcro.

TRATAMIENTO PREPARATORIO

Limpiar y desinfectar los dispositivos de tecnología de asistencia AbleNet entre usos es esencial para la salud y la seguridad del usuario. Estos son algunos pasos útiles para limpiar y desinfectar el dispositivo AbleNet y así prevenir la propagación de gérmenes.

Use siempre el equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas protectoras.

Limpieza del dispositivo

Antes de desinfectar el dispositivo, elimine cualquier suciedad o residuo que pueda haber en él.

1. Apague el dispositivo y retire las pilas.
2. Elimine los fragmentos grandes, la suciedad densa visible o los residuos que estén adheridos al dispositivo.
3. Limpie el dispositivo con toallitas de limpieza.
4. Utilice un bastoncillo de algodón empapado con solución limpiadora para alcanzar las áreas estrechas a las que no puede acceder con las toallitas de limpieza.
5. Deje que el dispositivo se seque completamente.

Desinfección del dispositivo

Ahora que el dispositivo está limpio, es hora de desinfectarlo. Es posible que necesite cambiarse los guantes protectores antes de desinfectar el dispositivo para asegurarse de no transferirle suciedad o residuos.

1. Asegúrese de que el dispositivo siga apagado y que se hayan quitado las pilas.
2. Utilice un paño o una toallita limpios con virucida, bactericida, pseudomonicida, tuberculicida o fungicida para desinfectar las superficies del dispositivo. Es importante tener en cuenta que estos productos químicos solamente desinfectan mientras están húmedos y deben permanecer así en el dispositivo durante al menos 4 minutos.
3. Utilice un bastoncillo de algodón empapado con virucida, bactericida, pseudomonicida, tuberculicida o fungicida para desinfectar las áreas estrechas a las que no puede acceder con el paño o la toallita de limpieza. Asegúrese de que el producto químico permanezca húmedo en el dispositivo durante al menos 4 minutos.
4. Deje que el dispositivo se seque al aire por completo antes de usarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El interruptor no responde

1. Inspeccione el cable para controlar si tiene algún daño físico.
2. Conecte el interruptor a otro dispositivo que funcione con otro interruptor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REGULAR

Limpie el Pillow Switch si es necesario. No se requiere mantenimiento programado.

REUTILIZABLE

Si planea reutilizar el dispositivo, debe limpiarlo y desinfectarlo entre los usos de acuerdo con los procedimientos estándares de control de infecciones. La reutilización es apropiada solo si el dispositivo permanece en buen estado de funcionamiento y no muestra signos de degradación del material.

Limpieza y desinfección antes de la reutilización

Consulte la sección TRATAMIENTO PREPARATORIO más arriba.

Inspección previa a la reutilización

Antes de cada reutilización, controle si el dispositivo presenta lo siguiente:

- Daños físicos o desgaste.
- Signos de degradación en el cableado, el compartimento de la batería o los conectores.
- Corrosión, agrietamiento o decoloración de los componentes.

Interrupción del uso

Interrumpa el uso y deseche el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales en los siguientes casos:

- Se presentan signos de degradación del material.
- El dispositivo no funciona de manera confiable.

Cuando sea apropiado, los dispositivos pueden ser reutilizados si son reacondicionados por el fabricante o un representante autorizado, de acuerdo con los requisitos de seguridad y rendimiento aplicables.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Juguetes adaptados por interruptor

HITCH 2

Blue 2 FT

PowerLink 4

Otros adaptadores o juguetes con un enchufe mono de 3,5 mm para uso con interruptor.

CORRECTA ELIMINACIÓN

El Pillow Switch contiene componentes electrónicos y no debe desecharse en el sistema de recolección de residuos doméstico o comercial habitual. El Pillow Switch debe desecharse en un reciclador de productos electrónicos autorizado.

CUÁNDO PONERSE EN CONTACTO CON UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Si tiene dificultades para acceder a los interruptores o necesita ayuda para la colocación del producto.

Si se produce un cambio en su afección.

AVISO DE INCIDENTE GRAVE

Aviso: Si se ha producido algún incidente grave durante el uso de este dispositivo, busque atención médica y, a continuación, informe a AbleNet, Inc y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre.