

currentbody.com

CurrentBody.com Ltd. Q17, Crossley Road, Stockport, Greater Manchester,
SK4 5BB, United Kingdom.

CurrentBody BV, Naritaweg 2, 1437EL, Rozenburg, Netherlands

Manual Version: V1.0
Issue Date: 2022-03-08



CURRENTBODY | skin™

LED TEETH WHITENING KIT



USER MANUAL

Includes important safety information

Read all instructions prior to use

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE

Welcome to CurrentBody Skin™ LED Teeth Whitening Kit

Established in 2009, CurrentBody is the world's only online retailer dedicated to home-use beauty devices. As the first company to recognise devices as one of the fastest growing trends in the world of beauty, we have unrivalled expertise in selecting at-home devices that are science-backed and clinically proven. We offer our customers the ultimate choice of devices that treat a wide range of concerns, including anti-ageing, cleansing and hair removal.

Underpinning our range of innovative beauty technology is expert education to help our customers choose the right device for them and excellent customer service.

Our highly trained beauty device experts are on hand to offer impartial advice and answer your questions in person, as well as how-to videos and top tips available throughout our website and social media channels.

WHAT IS IN THE BOX

CurrentBody Skin™ LED Teeth Whitening device
User Manual
USB charging cord
Storage bag
Whitening Gel (3 x 5ml syringes)
Teeth shade guide

CONTRAINDICATIONS

Do not use this device if your skin or gums are sensitive to light or you are currently using medication that may cause skin sensitivity to light. Doing so may result in a photosensitive reaction.

If you are unsure whether your medication causes sensitivity to light, confirm with your physician prior to using this device.

Discontinue use immediately if you experience any sensitivity to using this device.

For further information on medication that can cause light sensitivity, please visit
<https://www.currentbody.com/pages/led-contraindications>

WARNINGS

Do not immerse this device. Keep water away from the main body of the device and charging base.

Stop using device immediately if you think it is defective.

Do not attempt to take the device apart. Any modification or attempted service will void the warranty.

Do not store the device in a sunny location with high temperatures as this may cause damage to plastic casing.

Discontinue use and contact Customer Service if device overheats or becomes uncomfortably hot on your skin or gums.

Always unplug the device from the outlet after charging is complete.

Use only the supplied Universal USB charging cord. Use of an incorrect power cord could damage the device.

Do not use if your skin or gums are swollen from a previous treatment.

Do not use the device to treat skin or gums that are painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding.

This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.

This device contains a Lithium Ion Battery. Before disposal, please review your local laws and requirements surrounding Lithium Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is through recycling.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on infants or children.

Do not shine the device lights directly into the eyes. Doing so may cause temporary vision discomfort. This device also contains blue light which can be harmful to eyes - ensure you place the device in the mouth before switching on.

Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

Consult your physician prior to using this device if you:

1. Are pregnant or suspect you may be pregnant.
2. Have suspicious cancerous lesions.

Do not use or charge the device with a power adapter that is damaged or faulty. Do not harshly bend or abuse the USB charging cord.

Do not immerse the device in water and keep water away from the head of the device.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CurrentBody Skin™ LED Teeth Whitening Kit

CurrentBody Skin™ LED Teeth Whitening Kit uses light emitting diodes (LEDs) in the blue, red and infrared spectrums which are clinically proven to increase circulation and enhance gum health.

CHARGING INSTRUCTIONS

1. There are 2 ways to charge the device:

- **From the charging base:**

Place the device on the base, ensuring the charging points on either side are in contact with the base. Plug the USB charging cord into the charging base. Plug the USB charging cord into a Universal USB Power Adapter (not included) and then into a mains outlet. The power indicator light will flash when charging.

- **From the USB charging point on the device:**

Plug USB charging cord into the USB port connector on the device. Plug USB charging cord into a Universal USB Power Adapter (not included).

2. Charge your device for 2-4 hours.

3. Device is fully charged when indicator light is solid white.

LIGHT-SENSITIVITY TEST

Test yourself for light-sensitivity prior to initial treatment:

1. Power on your device.
2. Place device on of the skin on your forearm for three minutes.
3. After 3 minutes, check the area. If area has turned red, and redness lasts for more than 2 hours, your skin is light-sensitive. Please return the device to CurrentBody within 14 days for a full refund.

HOW TO USE

1. Brush your teeth.
2. Using the shade guide, match your teeth to the nearest shade colour.
3. Apply a thin layer of whitening gel to the front of the top and bottom mouth trays, using a quarter of a syringe on each tray (half a syringe in total).
4. Place silicone tray in your mouth. It is important you place the tray in your mouth before you switch the device on.
5. Press and hold the ON button until the light comes on.
6. Use the device for the 20 minute teeth whitening treatment. After 20 minutes the device will automatically switch off. You can switch the device off at any point during the treatment by pressing the ON / OFF button.

7. Rinse your mouth with water after use.
8. Please charge the device after each use. Once fully charged, unplug the device. Leaving the device on charge when not needed will shorten the life of the battery.
9. Place device into protective storage case when not in use.
10. After using for 6 consecutive days, check your teeth against the shade guide to see the improvement. The average improvement is 6 shades over 6 days. If you require further whitening, continue to use daily or use as required for top up sessions.

MAINTENANCE AND CLEANING

Maintenance:

1. This device has no serviceable parts. The battery is not accessible and not serviceable. Users should not attempt to access or service the battery as this will damage the device and void the warranty.
2. Device includes only an ON/OFF button. All settings are set to the factory setting.
3. Charge the device only with the supplied USB power charging cord and a universal USB power adapter (not included).
4. The power indicator light will begin to flash when battery levels are low. This indicates the device should be recharged.
5. Compatible Power Supply: 100V/240V

Cleaning:

1. Turn device off and unplug from any power source.
2. Separate the device from charging base.
3. Wash only the mouth tray in luke warm water. Avoid getting water on the rest of the device. Do not immerse the device in water. Keep water away from the body of the device and base.
4. Ensure the mouth tray is completely dry before storing.
5. To remove stubborn stains from the mouth tray, brush with a small amount of toothpaste and rinse.

TROUBLESHOOTING

System is not turning on:

1. Is the device fully charged? (power indicator light is on and solid)
2. Is the power indicator light illuminated?

System is not charging:

1. Is USB power cord firmly inserted into the device?(does power indicator light turn on?)
2. Try a different wall outlet to determine if there is power to the outlet.

System shuts off abruptly, prior to completion of 20 minute treatment:

1. System is designed to shut off automatically after 20 minutes.
2. System may shut off after multiple repeated uses if the device exceeds desired temperature. Allow the device to cool for several minutes and try again.

Some lights appear turned off:

1. The infrared (IR) light spectrum is not visible to the human eye. These lights will look as if they are not on, but they are operating properly. If the red, visible lights are on, then the device is operating as designed.

CUSTOMER SERVICE

Please email sales@currentbody.com if you have any questions or you need any advice.

WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship. This warranty extends only to the original purchaser. If the product should become faulty within the warranty period, contact CurrentBody.

- CurrentBody reserves the right to repair a defective product.
- CurrentBody reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.
- This warranty does not cover damage caused by the following:
 - Accident, misuse, abuse or alteration
 - Servicing by unauthorised persons
 - Connection to incorrect power sources
 - Use with unauthorised accessories

CurrentBody shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. If the product is defective within the warranty period please contact CurrentBody.

CE QUI SE TROUVE DANS LA BOÎTE

Dispositif de blanchiment des dents CurrentBody Skin™ LED

Manuel de l'utilisateur

Cordon de charge USB

Sac de rangement

Guide de la teinte des dents

Gel blanchissant (pochette contenant 3 seringues de 5ml)

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas cet appareil si votre peau ou vos gencives sont sensibles à la lumière ou si vous prenez actuellement des médicaments qui peuvent entraîner une sensibilité de la peau à la lumière. Cela pourrait entraîner une réaction de photosensibilité.

Si vous n'êtes pas sûr que votre médicament provoque une sensibilité à la lumière, confirmez avec votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous ressentez une sensibilité quelconque.

AVERTISSEMENTS

Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Tenez l'eau éloignée du corps principal de l'appareil et de la base de chargement.

Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux. N'essayez pas de démonter l'appareil. Toute modification ou tentative de réparation annule la garantie.

Ne rangez pas l'appareil au soleil ou dans un endroit où la température est élevée, car cela pourrait endommager le boîtier en plastique.

Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle s'il surchauffe ou devient inconfortablement chaud pour votre peau.

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant une fois la charge terminée.

Utilisez uniquement le cordon de charge USB universel fourni. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incorrect pourrait endommager l'appareil.

Ne pas utiliser si votre peau est rouge ou gonflée à cause d'un traitement précédent.

N'utilisez pas l'appareil pour traiter la peau ou les gencives qui sont douloureuses au toucher, qui sont en relief (plus hautes que la peau environnante), qui présentent des croûtes ou qui saignent. Cela peut être le signe d'une affection plus grave et doit être examiné par votre médecin.

Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. Avant de le mettre au rebut, veuillez consulter les lois et exigences locales concernant la mise au rebut des batteries au lithium-ion. La méthode d'élimination préférée est le recyclage.

INFORMATION IMPORTANTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur des adultes de plus de 18 ans et n'est pas recommandé pour les nourrissons ou les enfants.

Ne dirigez pas les lumières de l'appareil directement dans les yeux. Cela pourrait entraîner une gêne visuelle temporaire.

Contactez votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous :

1. Vous êtes enceinte ou vous pensez l'être.
2. Avoir des lésions cancéreuses suspectes.

N'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil avec un adaptateur d'alimentation endommagé ou défectueux. Ne pliez pas brutalement ou ne maltraitez pas le cordon de charge USB. to use daily or use as required for top up sessions.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Il y a 2 façons de charger l'appareil :

- Depuis la base de chargement :
Placez l'appareil sur la base, en vous assurant que les points de charge de chaque côté sont en contact avec la base. Branchez le cordon de charge USB sur la base de charge. Branchez le cordon de charge USB sur un adaptateur secteur USB universel (non fourni), puis sur une prise secteur. Le voyant d'alimentation devient blanc fixe lorsque la charge est complète.

- Depuis le point de charge USB de l'appareil :
Branchez le cordon de charge USB dans le connecteur du port USB de l'appareil. Branchez le cordon de chargement USB dans un adaptateur d'alimentation USB universel (non inclus), puis dans une prise de courant pour le chargement.

2. Chargez votre appareil pendant 2 à 4 heures.

3. L'appareil est complètement chargé lorsque le témoin lumineux est blanc fixe.

TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE

Faites un test de sensibilité à la lumière avant le traitement initial :

1. Mettez votre appareil sous tension.
2. Placez l'appareil sur la peau de votre avant-bras pendant trois minutes.

3. Après 3 minutes, vérifiez la zone. Si la zone est devenue rouge et que la rougeur dure plus de 2 heures, votre peau est sensible à la lumière. Retournez l'appareil à CurrentBody dans les 14 jours pour un remboursement complet.

MODE D'EMPLOI

1. Utilisez le teintier pour faire correspondre vos dents à la couleur de teinte la plus proche.
2. Appliquez une fine ligne de gel sur l'avant des plateaux supérieur et inférieur (la moitié d'une seringue au total).
3. Placez le plateau en silicone dans votre bouche.
4. Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'allume.
5. Utilisez l'appareil pour le traitement de blanchiment des dents de 20 minutes. Après 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment pendant le traitement en appuyant sur le bouton ON / OFF.
6. Rincez à l'eau ensuite.
7. Veuillez charger l'appareil après chaque utilisation. Une fois complètement chargé, débranchez l'appareil. Laisser l'appareil en charge lorsque vous n'en avez pas besoin réduira la durée de vie de la batterie.

8. Après 6 jours consécutifs d'utilisation, vérifiez vos dents par rapport au teintier pour constater l'amélioration. L'amélioration moyenne est de 6 teintes sur 6 jours. Si vous avez besoin d'un blanchiment supplémentaire, continuez à utiliser le produit tous les jours ou utilisez-le au besoin pour des séances d'appoint.

9. Nettoyez l'appareil en rinçant le plateau buccal à l'eau. Les taches tenaces peuvent être éliminées en brossant légèrement l'appareil avec du dentifrice. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez les projections d'eau sur la tête de l'appareil ou la base de chargement.

10. Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le ranger dans le sac fourni.

WAS IN DER BOX IST

CurrentBody Skin™ LED-Zahnaufhellungsgerät

Benutzerhandbuch

USB-Ladekabel

Aufbewahrungstasche

Farbschlüssel für die Zähne

Whitening Gel (Beutel mit 3 x 5ml Spritzen)

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Haut oder Ihr Zahnfleisch lichtempfindlich sind oder Sie derzeit Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit der Haut verursachen können. Andernfalls kann es zu einer lichtempfindlichen Reaktion kommen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Medikamente Lichtempfindlichkeit verursachen, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie empfindlich auf die Verwendung dieses Geräts reagieren.

WARNUNGEN

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Halten Sie Wasser vom Hauptteil des Geräts und der Ladestation fern.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie glauben, dass es defekt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Jegliche Veränderung oder versuchte Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie.

Lagern Sie das Gerät nicht in der Sonne oder an einem Ort mit hohen Temperaturen, da dies zu Schäden am Kunststoffgehäuse führen kann.

Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß wird.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Universal-USB-Ladekabel. Die Verwendung eines falschen Netzkabels kann das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie es nicht, wenn Ihre Haut von einer früheren Behandlung gerötet oder geschwollen ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Haut oder Zahnfleisch, die sich schmerzhaft anfühlen, erhaben sind (höher als die umgebende Haut), verkrusten oder bluten. Dies kann ein Anzeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von Ihrem Arzt untersucht werden.

Dieses Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Bitte informieren Sie sich vor der Entsorgung über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien. Die bevorzugte Methode der Entsorgung ist das Recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Erwachsenen über 18 Jahren vorgesehen und wird nicht für die Verwendung bei Säuglingen oder Kindern empfohlen.

Richten Sie das Licht des Geräts nicht direkt auf die Augen. Andernfalls kann es zu vorübergehenden Sehschwierigkeiten kommen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie:

1. Sie sind schwanger oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten.

2. Verdächtige krebsartige Läsionen haben.

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder fehlerhaften Netzteil. Biegen Sie das USB-Ladekabel nicht unsanft oder missbräuchlich.

LADEANLEITUNG

1. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen:

- Von der Ladestation aus:

Legen Sie das Gerät auf die Basis und stellen Sie sicher, dass die Ladepunkte auf beiden Seiten mit der Basis in Kontakt sind. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Ladestation. Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen Universal-USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und dann in eine Netzsteckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet weiß, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

- Über den USB-Ladeanschluss des Geräts:

Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss des Geräts. Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen Universal-USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und dann in eine Steckdose zum Aufladen.

2. Laden Sie Ihr Gerät für 2-4 Stunden auf.

3. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn die Anzeigeleuchte weiß leuchtet.

LICHTEMPFLINDLICHKEITSPRÜFUNG

Testen Sie sich vor der ersten Behandlung auf Lichtempfindlichkeit:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
2. Legen Sie das Gerät für drei Minuten auf die Haut Ihres Unterarms.
3. Überprüfen Sie die Stelle nach 3 Minuten. Wenn der Bereich rot geworden ist und die Rötung länger als 2 Stunden anhält, ist Ihre Haut lichtempfindlich. Senden Sie das Gerät innerhalb von 14 Tagen an CurrentBody zurück und Sie erhalten eine volle Rückerstattung.

ANWENDUNGSWEISE

1. Verwenden Sie den Farbschlüssel, um Ihre Zähne der nächstliegenden Farbe zuzuordnen.
2. Tragen Sie eine dünne Linie des Gels auf die Vorderseite der oberen und unteren Schalen auf (insgesamt etwa die Hälfte einer Spritze).
3. Setzen Sie die Silikonschale in Ihren Mund.
4. Halten Sie die Taste ON gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.

5. Verwenden Sie das Gerät für die 20-minütige Zahnaufhellungsbehandlung. Nach 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab. Sie können das Gerät jederzeit während der Behandlung ausschalten, indem Sie die Taste ON / OFF drücken.

6. Mit Wasser spülen.

7. Bitte laden Sie das Gerät nach jedem Gebrauch auf. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, sobald es vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie das Gerät nicht aufladen, wenn Sie es nicht benötigen, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.

8. Nach der Anwendung an 6 aufeinanderfolgenden Tagen überprüfen Sie Ihre Zähne anhand des Farbschlüssels, um die Verbesserung zu sehen. Die durchschnittliche Verbesserung beträgt 6 Nuancen in 6 Tagen. Wenn Sie eine weitere Aufhellung benötigen, fahren Sie mit der täglichen Anwendung fort oder verwenden Sie es nach Bedarf für Auffrischungssitzungen.

9. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie die Mundschale mit Wasser ausspülen. Hartnäckige Flecken lassen sich durch leichtes Bürsten des Geräts mit Zahnpasta entfernen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Vermeiden Sie Wasserspritzer auf den Kopf des Geräts oder die Ladestation.

10. Stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie es in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.

COSA C'È NELLA SCATOLA

Dispositivo di sbiancamento dei denti CurrentBody Skin™ LED

Manuale d'uso

Cavo di ricarica USB

Borsa portaoggetti

Guida alla tonalità dei denti

Gel sbiancante (sacchetto contenente 3 siringhe da 5 ml)

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare questo dispositivo se la tua pelle o le tue gengive sono sensibili alla luce o se stai utilizzando farmaci che possono causare sensibilità cutanea alla luce. Ciò potrebbe provocare una reazione di fotosensibilità.

Se non sei sicuro che il tuo farmaco causi sensibilità alla luce, conferma con il tuo medico prima di usare questo dispositivo.

Interrompere immediatamente l'uso se si sperimenta qualsiasi sensibilità nell'uso di questo dispositivo.

AVVERTENZE

Non immergere questo dispositivo in acqua. Tenere l'acqua lontana dal corpo principale del dispositivo e dalla base di ricarica.

Smettete immediatamente di usare il dispositivo se pensate che sia difettoso. Non tentare di smontare il dispositivo. Qualsiasi modifica o tentativo di manutenzione annulla la garanzia.

Non conservare il dispositivo al sole o in un luogo con temperature elevate, poiché ciò potrebbe danneggiare l'involucro di plastica.

Interrompere l'uso e contattare il servizio clienti se il dispositivo si surriscalda o diventa scomodamente caldo sulla pelle.

Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente al termine della carica.

Utilizzare solo il cavo di ricarica USB universale in dotazione. L'uso di un cavo di alimentazione non corretto potrebbe danneggiare il dispositivo.

Non usare se la tua pelle è rossa o gonfia a causa di un trattamento precedente.

Non utilizzare il dispositivo per trattare la pelle o le gengive che sono dolorose al tatto, sollevate (più alte della pelle circostante), con croste o sanguinanti. Questo può essere un segno di una condizione più seria e dovrebbe essere controllato dal medico.

Questo dispositivo contiene una batteria al litio. Prima dello smaltimento, si prega di controllare le leggi locali e i requisiti che circondano lo smaltimento della batteria al litio. Il metodo di smaltimento preferito è il riciclaggio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni e non è raccomandato per l'uso su neonati o bambini.

Non puntare le luci del dispositivo direttamente negli occhi. Ciò potrebbe causare disturbi temporanei alla vista.

Contatti il suo medico se ha qualsiasi domanda medica relativa all'uso di questo dispositivo.

Consultate il vostro medico prima di usare questo dispositivo se:

1. Siete incinta o sospettate di essere incinta.
2. Avere lesioni cancerose sospette.

Non utilizzare o caricare il dispositivo con un adattatore di alimentazione danneggiato o difettoso. Non piegare bruscamente o maltrattare il cavo di ricarica USB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Ci sono 2 modi per caricare il dispositivo:

- Dalla base di ricarica:
Posizionare il dispositivo sulla base, assicurandosi che i punti di ricarica su entrambi i lati siano in contatto con la base. Inserire il cavo di ricarica USB nella base di ricarica. Inserire il cavo di ricarica USB in un adattatore di alimentazione USB universale (non incluso) e poi in una presa di corrente. La luce dell'indicatore di alimentazione diventerà bianca fissa quando sarà completamente carica.

- Dal punto di ricarica USB del dispositivo:
Inserire il cavo di ricarica USB nel connettore della porta USB del dispositivo. Inserire il cavo di ricarica USB in un adattatore di alimentazione USB universale (non incluso) e poi in una presa per la ricarica.

2. Caricare il dispositivo per 2-4 ore.

3. Il dispositivo è completamente carico quando l'indicatore luminoso è bianco fisso.

TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE

Testate la vostra sensibilità alla luce prima del trattamento iniziale:

1. Accendere il dispositivo.

2. Posizionare il dispositivo sulla pelle dell'avambraccio per tre minuti.

3. Dopo 3 minuti, controlla l'area. Se l'area è diventata rossa e il rossore dura più di 2 ore, la tua pelle è sensibile alla luce. Restituire il dispositivo a CurrentBody entro 14 giorni per un rimborso completo.

COME USARE

1. Usa la guida delle tonalità per abbinare i tuoi denti al colore più vicino.

2. Applicare una linea sottile di gel sulla parte anteriore dei vassoi superiore e inferiore (circa mezza siringa in totale).

3. Mettere il vassoio di silicone in bocca.

4. Tenere premuto il pulsante ON finché la luce non si accende.

5. Utilizzare il dispositivo per il trattamento di sbiancamento dei denti di 20 minuti. Dopo 20 minuti il dispositivo si spegnerà automaticamente. È possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento durante il trattamento premendo il pulsante ON / OFF.

6. Risciacquare con acqua.

7. Si prega di caricare il dispositivo dopo ogni utilizzo. Una volta completamente carico, scollegare il dispositivo. Lasciare il dispositivo in carica quando non è necessario accorcia la vita della batteria

8. Dopo aver usato per 6 giorni consecutivi, controllate i vostri denti rispetto alla guida delle tonalità per vedere il miglioramento. Il miglioramento medio è di 6 tonalità in 6 giorni. Se hai bisogno di un ulteriore sbiancamento, continua ad usarlo quotidianamente o usalo come richiesto per le sessioni di aggiornamento.

9. Pulire l'apparecchio sciacquando il portavoce con acqua. Le macchie ostinate possono essere rimosse spazzolando leggermente il dispositivo con del dentifricio. Non immergere il dispositivo in acqua. Evitare di spruzzare acqua sulla testa del dispositivo o sulla base di ricarica.

10. Assicurarsi che il dispositivo sia asciutto prima di riporlo nella borsa fornita.

YT-12 说明书

成品尺寸:85*110 MM

材质:封面封底200G铜版纸过哑膜,内页100G铜版纸

印刷:四色印刷

装订:骑马钉