




Activate your warranty and meet your product

Scan the QR code **within 7 days** of receiving your product to activate your warranty and experience all the product benefits!



Deep Rhythmic Neck Massager With Heat

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

NMS-S661H | L-05599, Rev. 1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- DO NOT use while bathing or in a shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place in or drop into water or other liquid.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT sit, lie down or step on the device. This will break the device.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the supply cord or use cord as a handle.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs, contact Consumer Relations.
- DO NOT use the device in any other way than specified in this manual.
- NEVER operate on a soft surface, such as a bed or couch where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- DO NOT expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperatures.
- Exposure to fire or temperature above 80°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. Product operating and charging range: 0°C – 40°C.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by

children or incapacitated persons may be dangerous.

- DO NOT use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from massager while in use.
- DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- This product is not intended for medical use.
- Consult your doctor prior to using this product, if:
 - You are pregnant
 - You have a pacemaker
 - You have any concerns regarding your health
- NOT recommended for use by people with diabetes.
- NEVER leave the appliance unattended, especially if children are present.
- NEVER cover the appliance when it is in operation.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- DO NOT use this product before bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- NEVER use this product in automobiles.
- This appliance is intended for household use only.
- This product has an internal, nonreplaceable lithium-ion battery. This battery is not user-serviceable. Please dispose in accordance with local, state, province, and country regulations.
- NEVER use this appliance on or near eyes or other highly sensitive areas.
- All servicing of this unit must be performed by authorized Homedics service personnel only.
- STOP using the device and consult your healthcare provider if you experience an adverse reaction from using the device.
- DO NOT place the device over any open wounds.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Your massager, when opened, may require charging. To charge your massager, plug one side of the USB-C cord into the unit and plug the other end into an adapter. Next, plug the adapter into a 120-volt outlet. Your massager will be fully charged after approximately 4 hours of continuous charging, and the charge will last approximately 3 hours.




Fig.1

NOTE: This device only comes with a USB-C cord, not an adapter. A USB-C phone charger will also charge the unit. The unit will not operate when it is charging. Use a 5V1A charger, but can not be higher than 5V. Use only with Listed/Certified ITE Power Supply.

2. To turn the massager on, press and hold the power button  for 2 seconds. The LED light indicator will illuminate WHITE.
3. By default, Vibration and Heat is OFF. You can press respective function button once to activate desired functions.
4. Press the vibration button to cycle through 6 vibration modes in different LED indicator. White for Mode 1, Blue for Mode 2, Green for Mode 3, Orange for Mode 4, Purple for Mode 5, Teal for Mode 6. The LED light will be off when vibration is off.
5. To activate soothing heat, press the heat button once. Press again to change toggle low, medium, and high heat. The LED light indicator will illuminate GREEN, BLUE and RED accordingly. To turn heat off, cycle through 3 modes; the 4th press turns off the heat and the LED light will be off.
6. To turn the massager off, press and hold the power button  for 2 seconds. The LED light indicator will turn off.

NOTE: This unit is equipped with a 15-minute auto-off feature for your safety.

LED LIGHT INDICATOR (DURING USE AND CHARGING)

Vibration mode	Press the vibration button to cycle through 6 vibration modes different LED indicator. White for Mode 1, Blue for Mode 2, Green for Mode 3, Orange for Mode 4, Purple for Mode 5, Teal for Mode 6. Turns off when vibration is off.
Heat mode	Heat LED illuminate GREEN (low), BLUE (Medium), RED (High). Turns off when heat is off.
Low power	Power LED flashes WHITE. LED light off when power is depleted.
While charging	Power LED breathes WHITE.
Full charging	Power LED illuminate WHITE. Turns off after unplug from charger.

MAINTENANCE

TO CLEAN


- Be sure to unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Use a soft, slightly damp cloth to wipe. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- DO NOT use any other cleaners as they may damage the device.
- DO NOT clean the device while it is turned on or charging.
- NEVER allow water or any liquids to come into contact with the product.

TO STORE:

- Store this unit in its box, storage bag, or a cool, dry place.
- Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface.
- Before each use, with the device switched off, clean following the cleaning instructions above.
- DO NOT hang the unit by the power cord.
- 25°C is the most ideal store and operation temperature.

LOCATION OF PARTS AND CONTROLS

Elevate your calm: Massage + heat delivers a full sensory experience



SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Description: DEEP RHYTHMIC NECK MASSAGER WITH HEAT

Model Number: NMS-S661H

Trade Name: Homedics

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Contact Information

Company: Homedics, LLC.

Address: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8:30am-7:00pm ET Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



1-YEAR LIMITED WARRANTY

Homedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase, or the date of delivery, whichever is later, except as noted below. Homedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

IMPORTANT: To ensure the most efficient processing of your warranty claim and to stay informed about product updates and new offerings, please register your product at www.Homedics.com/product-registration. Registration is quick, easy, and offers benefits such as faster warranty service, product update notifications, and special promotional offers.

Purchase must have been made from an Authorized Retailer (or their web site) or an Authorized Reseller. Authorized Resellers are Amazon.com, Walmart.com and ebay.com, but only if they say "Shipped and/or Sold by Homedics." **PRODUCTS PURCHASED FROM ANY OTHER ONLINE SELLERS WILL VOID THE WARRANTY.** A copy of a sales or gift receipt is required for all warranty claims. This warranty is valid only for the original purchaser or gift recipient from the date of original purchase, or the date of delivery, whichever is later, and is not transferable.

To obtain warranty service on your Homedics product, contact a Consumer Relations representative by email at cservice@Homedics.com or by phone at 1-800-466-3342 (USA) or 1-888-225-7378 (Canada). Please have the product model number available and be prepared to describe the nature of the problem. Our Consumer Relations representatives are available Monday-Friday 8:30am-7:00pm ET (USA) or 8:30am-5:00pm ET (Canada). Do not send any products to Homedics without contacting us first and obtaining a Return Authorization number. Homedics will, at its sole discretion, repair, replace, or provide a credit for any product that proves to be defective in materials or workmanship during the warranty period. If a replacement product is provided, it will be of equal or greater value and functionality. Replacement may be with a new or refurbished product or components. If the product is no longer available, a product of equal or greater value may be substituted. Any product or part that is replaced becomes the property of Homedics. The warranty period for any replacement product continues from the purchase or delivery date of the original product, not from the date of replacement.

This warranty does not cover: Products purchased from unauthorized retailers, resellers or distributors; damage caused by misuse, abuse, negligence, accidents, or improper maintenance; use for purposes other than those for which the product was designed or intended; damage resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions provided with the product; damage resulting from unauthorized repairs, alterations, or modifications; cosmetic damage including, but not limited to, scratches, dents, and broken plastic on ports, unless resulting from defects in materials or workmanship; damage caused by normal wear and tear, including but not limited to, the natural breakdown of colors and materials over extended time and use; damage from external causes such as fire, flooding, earthquakes, or other acts of nature; damage from power surges, power failures, or improper electrical supply; damage to any accessories used in conjunction with a covered product; products with removed, defaced, or otherwise illegible serial numbers or date codes; products sold "AS IS", as "refurbished", or as "reconditioned"; freight, shipping, or transportation costs for returning the product; loss of use or any other incidental, consequential, or indirect damages. Any software included with the product is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software limited warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS OR PROVIDE A WEB COUPON FOR HOMEDICS' WEBSITE IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HOMEDICS' LIABILITY SHALL NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE VALUE OF THE PRODUCT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country. Some states or countries do not allow limitations on implied warranties or the exclusion

or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. For consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. This warranty does not exclude, limit or suspend any rights of consumers arising from non-conformity with a sales contract.

Homedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate Homedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Homedics.

For warranty claims, Homedics will cover the cost of shipping the replacement product for valid claims within the USA. Consumers are responsible for the cost of shipping the product to Homedics.

If you have a dispute, we hope to resolve it as quickly and easily as possible. First discuss your dispute with a Consumer Relations representative. If the Consumer Relations representative is unable to resolve your dispute, you agree that either Homedics or you can initiate arbitration as described in this section (the "Arbitration Agreement"). Arbitration means an impartial third party will hear the dispute between Homedics and you and provide a decision. Binding arbitration means the decision of the arbitrator is final and enforceable. A dispute is any unresolved disagreement between Homedics and you. A dispute also includes a disagreement about this Arbitration Agreement's meaning, application, or enforcement. The arbitrator shall decide any dispute under this Arbitration Agreement. Homedics and you each agree to waive the right to a jury trial or a trial in front of a judge in a public court. This Arbitration Agreement has only one exception regarding the disputes that are arbitrable: Either Homedics or you may still take any dispute to small claims court. This Arbitration Agreement is governed by the Federal Arbitration Act. The American Arbitration Association (AAA) will administer each arbitration and the selection of arbitrations will be according to applicable AAA rules. The arbitration will be held in the state of your residence. Neither Homedics nor you will be entitled to join or consolidate disputes by or against others as a representative or member of a class, to obtain relief in any arbitration in the interests of the general public, or to act as a private attorney general (the "Class Action Waiver"). Homedics will cover the cost of arbitration for any non-frivolous claims, but not the claimant's attorney fees. If any provision related to this arbitration agreement is found to be illegal or unenforceable, then such provision shall be severed from the arbitration agreement, but the rest of the agreement shall remain enforceable and in full effect. Homedics or you each can exercise any lawful rights or use other available remedies to: Preserve or obtain possession of property; exercise self-help remedies including setoff rights; or obtain injunctive relief (including public injunctive relief), attachment, garnishment, or appointment of a receiver by a court of competent jurisdiction. The substance of any disputes where public injunctive relief is available shall be decided by the arbitrator. Only if the claimant succeeds on its claim permitting the remedy of a public injunction may such claimant request that a court of competent jurisdiction enter an injunction in conformity with the arbitral award. You have the right to opt out of this Arbitration Agreement. If you opt out, neither you nor Homedics can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must contact Homedics by email at the address specified below no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product. You must provide: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model number; and (d) the serial number found on the product. Opting out of the Arbitration Agreement shall not be construed as a modification of any other terms, including the Class Action Waiver.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.Homedics.com. For Canada, please visit: www.Homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA

cservice@Homedics.com

8:30am-7:00pm ET Monday-Friday

1-800-466-3342

FOR SERVICE IN CANADA

cservice@Homedics.ca

8:30am-5:00pm ET Monday-Friday

1-888-225-7378

©2025 Homedics, LLC. All rights reserved.

Homedics is a registered trademark of Homedics, LLC.


Distributed by Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-NMSS661H



Activez votre garantie et découvrez votre produit

Scannez le code QR dans les 7 jours
suivant la réception de votre produit pour
activer votre garantie et profiter de tous les
avantages du produit!



Appareil de Massage Rythmique Profond Pour Le Cou Avec Chaleur

MODE D'EMPLOI ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

NMS-S661H | L-05599, Rev. 1

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER EN PRÉSENCE D'ENFANTS, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation et avant le nettoyage.
- NE PAS tenter de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS utiliser pendant le bain ou sous la douche.
- NE PAS placer ou entreposer l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un lavabo où il pourrait tomber.
- NE PAS immerger ni faire tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Ne JAMAIS laisser l'appareil branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'installer ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation de cet appareil par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou en situation de handicap.
- Utiliser cet appareil uniquement conformément à l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non approuvés par le fabricant.
- NE PAS s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil. Cela l'endommagerait.
- Ne JAMAIS insérer ou faire tomber d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut survenir et entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- NE PAS porter l'appareil par son cordon d'alimentation ni utiliser ce dernier comme poignée.
- Pour débrancher, mettre tous les réglages sur « off », puis retirer la prise de la prise électrique.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé. Contactez le service consommateur pour toute réparation.
- NE PAS utiliser l'appareil d'une manière autre que celle indiquée dans ce manuel.
- Ne JAMAIS utiliser sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, qui pourrait bloquer les ouvertures d'air. Garder les ouvertures dégagées de peluches, cheveux, etc.
- NE PAS exposer la batterie ou l'appareil au feu ou à des températures excessives.
- Une exposition au feu ou à plus de 80 °C peut entraîner une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie en dehors de la plage de température spécifiée. Une mauvaise charge peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie. Plage d'utilisation et de charge du produit : 0 °C à 40 °C.
- Ne JAMAIS utiliser l'appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été immergé. Retournez-le à un centre de service agréé.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE PAS utiliser en présence de produits aérosols ou d'oxygène administré.

- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Risque de brûlures graves. Ne pas utiliser sur les zones insensibles ou avec une mauvaise circulation. L'utilisation non surveillée par des enfants ou des personnes diminuées peut être dangereuse.
- NE PAS utiliser le masseur près de vêtements amples ou de bijoux.
- Gardez les cheveux longs éloignés de l'appareil pendant l'utilisation.
- NE PAS utiliser de batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Risque d'explosion ou de blessure.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical.
- Consultez votre médecin avant toute utilisation si :
 - Vous êtes enceinte
 - Vous avez un stimulateur cardiaque
 - Vous avez des problèmes de santé
- NON recommandé pour les personnes diabétiques.
- Ne JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Ne JAMAIS couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- NE PAS utiliser plus de 15 minutes à la fois. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe et réduire la durée de vie du produit. En cas de surchauffe, arrêtez l'utilisation et laissez refroidir.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées, irritées ou avec des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser ce produit comme substitut à une attention médicale.
- NE PAS utiliser juste avant de dormir. Le massage a un effet stimulant et peut retarder l'endormissement.
- Ne doit JAMAIS être utilisé par une personne ayant des troubles physiques limitant sa capacité à utiliser les commandes ou ayant des déficiences sensorielles.
- Ne doit pas être utilisé par des enfants ou des invalides sans surveillance d'un adulte.
- Ne JAMAIS utiliser ce produit dans une voiture.
- Appareil destiné à un usage domestique uniquement.
- Ce produit contient une batterie lithium-ion interne non remplaçable. Ne tentez pas de la remplacer. Jetez selon les réglementations locales.
- Ne JAMAIS utiliser sur ou près des yeux ou d'autres zones sensibles.
- Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel agréé Homedics.
- ARRÊTEZ immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé si une réaction indésirable survient.
- NE PAS utiliser sur des plaies ouvertes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :




Fig.1

1. Votre appareil de massage peut nécessiter une charge lors de sa première utilisation. Pour le charger, branchez une extrémité du câble USB-C dans l'appareil et l'autre extrémité dans un adaptateur. Ensuite, branchez l'adaptateur dans une prise de courant de 120 volts. Le massager sera complètement chargé après environ 4 heures de charge continue, et la charge durera environ 3 heures.

REMARQUE: Cet appareil est fourni uniquement avec un câble USB-C, sans adaptateur. Un chargeur de téléphone USB-C peut également être utilisé. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en cours de charge. Utilisez un chargeur 5V1A, sans dépasser 5V. Utiliser uniquement avec une alimentation ITE listée/certifiée.

2. Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant DEL s'allumera en BLANC.
3. Par défaut, les fonctions vibration et chaleur sont désactivées. Appuyez une fois sur les boutons correspondants pour activer les fonctions souhaitées.
4. Appuyez sur le bouton de vibration pour faire défiler les 6 modes de vibration avec un indicateur LED différent : Blanc = Mode 1, Bleu = Mode 2, Vert = Mode 3, Orange = Mode 4, Violet = Mode 5, Turquoise = Mode 6. Le voyant s'éteint lorsque la vibration est désactivée.
5. Pour activer la chaleur apaisante, appuyez une fois sur le bouton de chaleur. Appuyez de nouveau pour faire défiler les niveaux faible, moyen et élevé. Le voyant LED s'allumera selon le niveau : VERT = faible, BLEU = moyen, ROUGE = élevé. Une quatrième pression désactive la chaleur et le voyant s'éteint.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant LED s'éteindra.

REMARQUE : Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique après 15 minutes pour votre sécurité.

INDICATEUR LUMINEUX DEL (PENDANT L'UTILISATION ET LA CHARGE)

Mode vibration	Appuyez sur le bouton de vibration pour faire défiler les 6 modes de vibration avec différents voyants DEL. Blanc pour Mode 1, Bleu pour Mode 2, Vert pour Mode 3, Orange pour Mode 4, Violet pour Mode 5, Turquoise pour Mode 6. S'éteint lorsque la vibration est désactivée.
Mode chaleur	Le DEL de chaleur s'allume en VERT (faible), BLEU (moyen), ROUGE (élevé). S'éteint lorsque la chaleur est désactivée.
Batterie faible	Le voyant DEL d'alimentation clignote en BLANC. Le voyant s'éteint lorsque la batterie est vide.
En charge	Le voyant DEL d'alimentation pulse en BLANC.
Charge complète	Le voyant DEL d'alimentation s'allume en BLANC. Il s'éteint une fois débranché du chargeur.

ENTRETIEN

POUR NETTOYER


- Assurez-vous de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour l'essuyer. Les taches tenaces peuvent être éliminées en frottant doucement avec de l'alcool à 70 %.
- NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage, car ils pourraient endommager l'appareil.
- NE PAS nettoyer l'appareil lorsqu'il est allumé ou en charge.
- NE JAMAIS laisser l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil.

POUR RANGER :

- Rangez cet appareil dans sa boîte, son sac de rangement ou dans un endroit frais et sec.
- Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus pouvant couper ou percer la surface en tissu.
- Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez-le en suivant les instructions de nettoyage ci-dessus.
- NE PAS suspendre l'appareil par son cordon d'alimentation.
- 25 °C est la température idéale de stockage et d'utilisation.

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS ET COMMANDES

Élevez votre calme : Massage + chaleur offrent une expérience sensorielle complète



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Description du produit : APPAREIL DE MASSAGE RYTHMIQUE PROFOND POUR LE COU AVEC CHALEUR

Numéro de modèle : NMS-S661H

Nom commercial : Homedics

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Informations sur les contacts aux États-Unis

Company : Homedics, LLC.

Adresse : 3000 N Pontiac Trail, Commerce : 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Homedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat initial, ou de la date de livraison, la date la plus tardive étant retenue, sauf indication contraire ci-dessous. Homedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

IMPORTANT : Pour assurer le traitement le plus efficace de votre demande de garantie et pour rester informé des mises à jour de produits et des nouvelles offres, veuillez enregistrer votre produit sur www.Homedics.com/product-registration. L'enregistrement est rapide, facile et offre des avantages tels qu'un service de garantie plus rapide, des notifications de mise à jour de produits et des offres promotionnelles spéciales.

L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé (ou de son site Web) ou d'un revendeur autorisé. Les revendeurs autorisés sont Amazon.com, Walmart.com et ebay.com, mais uniquement s'ils indiquent « Expédié et/ou vendu par Homedics ». **LES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE TOUT AUTRE VENDEUR EN LIGNE ANNULERONT LA GARANTIE.** Une copie d'un reçu de vente ou de cadeau est requise pour toutes les demandes de garantie. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original ou le destinataire du cadeau à partir de la date d'achat initial, ou de la date de livraison, la date la plus tardive étant retenue, et n'est pas transférable.

Pour obtenir un service de garantie sur votre produit Homedics, contactez un représentant du service clientèle par e-mail à cservice@Homedics.com ou par téléphone au 1-800-466-3342 (États-Unis) ou 1-888-225-7378 (Canada). Veuillez avoir le numéro de modèle du produit disponible et être prêt à décrire la nature du problème. Nos représentants du service clientèle sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 HNE (États-Unis) ou de 8h30 à 17h00 HNE (Canada). N'envoyez aucun produit à Homedics sans nous contacter au préalable et obtenir un numéro d'autorisation de retour. Homedics, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou fournira un crédit pour tout produit qui s'avère défectueux en termes de matériaux ou de main-d'œuvre pendant la période de garantie. Si un produit de remplacement est fourni, il sera d'une valeur et d'une fonctionnalité égales ou supérieures. Le remplacement peut se faire avec un produit ou des composants neufs ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, un produit de valeur égale ou supérieure peut être substitué. Tout produit ou pièce remplacé devient la propriété de Homedics. La période de garantie de tout produit de remplacement continue à partir de la date d'achat ou de livraison du produit d'origine, et non à partir de la date de remplacement.

Cette garantie ne couvre pas : les produits achetés auprès de détaillants, revendeurs ou distributeurs non autorisés ; les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des accidents ou un entretien inapproprié ; l'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou prévu ; les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié ou déraisonnable ; le non-respect des instructions d'utilisation fournies avec le produit ; les dommages résultant de réparations, altérations ou modifications non autorisées ; les dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les bosses et le plastique cassé sur les ports, sauf s'ils résultent de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre ; les dommages causés par l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, la dégradation naturelle des couleurs et des matériaux au fil du temps et de l'utilisation ; les dommages causés par des causes externes telles que les incendies, les inondations, les tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles ; les dommages causés par les surtensions, les pannes de courant ou une alimentation électrique incorrecte ; les dommages causés à tous les accessoires utilisés conjointement avec un produit couvert ; les produits dont les numéros de série ou les codes de date ont été retirés, altérés ou rendus illisibles ; les produits vendus « EN L'ÉTAT », « remis à neuf » ou « reconditionnés » ; les frais de fret, d'expédition ou de transport pour le retour du produit ; la perte d'utilisation ou tout autre dommage accessoire, consécutif ou indirect. Tout logiciel inclus avec le produit est fourni « EN L'ÉTAT » sauf disposition expresse dans toute garantie limitée logicielle incluse.

LA GARANTIE FOURNIE ICI SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS, CETTE GARANTIE N'EXIGERA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE OU PARTIES QUI S'AVÈRENT DÉFECTUEUSES PENDANT LA PÉRIODE D'APPLICATION DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS OU DE FOURNIR UN COUPON WEB POUR LE SITE WEB DE HOMEDICS AU LIEU DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ DE HOMEDICS NE SERA PAS SUPÉRIEURE À LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États ou pays n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour les consommateurs qui sont couverts par les lois ou

réglementations sur la protection des consommateurs dans leur pays d'achat ou de résidence, les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent à tous les droits et recours conférés par ces lois et réglementations sur la protection des consommateurs. Cette garantie n'exclut, ne limite ou ne suspend aucun droit des consommateurs découlant de la non-conformité à un contrat de vente.

Homedics n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur subéquent du produit auprès d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Homedics de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus ; un accident ; la fixation d'un accessoire non autorisé ; une altération du produit ; une installation incorrecte ; des réparations ou modifications non autorisées ; une utilisation incorrecte de l'alimentation électrique ; une perte de puissance ; un produit tombé ; un dysfonctionnement ou des dommages d'une pièce de fonctionnement résultant du défaut de fournir l'entretien recommandé par le fabricant ; des dommages de transport ; un vol ; une négligence ; un vandalisme ; ou des conditions environnementales ; une perte d'utilisation pendant la période où le produit se trouve dans un centre de réparation ou attend autrement des pièces ou une réparation ; ou toute autre condition quelconque qui échappe au contrôle de Homedics.

Pour les demandes de garantie, Homedics couvrira les frais d'expédition du produit de remplacement pour les demandes valides aux États-Unis. Les consommateurs sont responsables des frais d'expédition du produit à Homedics.

Si vous avez un différend, nous espérons le résoudre aussi rapidement et facilement que possible. Discutez d'abord de votre différend avec un représentant du service clientèle. Si le représentant du service clientèle n'est pas en mesure de résoudre votre différend, vous acceptez que Homedics ou vous-même puissiez initier un arbitrage comme décrit dans cette section (l'« Accord d'arbitrage »). L'arbitrage signifie qu'un tiers impartial entendra le différend entre Homedics et vous et rendra une décision. L'arbitrage exécutoire signifie que la décision de l'arbitre est finale et exécutoire. Un différend est tout désaccord non résolu entre Homedics et vous. Un différend comprend également un désaccord sur la signification, l'application ou l'exécution de cet Accord d'arbitrage. L'arbitre tranchera tout différend en vertu de cet Accord d'arbitrage. Homedics et vous acceptez chacun de renoncer au droit à un procès devant jury ou à un procès devant un juge dans un tribunal public. Cet Accord d'arbitrage ne comporte qu'une seule exception concernant les différends qui sont arbitrables : Homedics ou vous-même pouvez toujours porter tout différend devant le tribunal des petites créances. Cet Accord d'arbitrage est régi par la Federal Arbitration Act. L'American Arbitration Association (AAA) administrera chaque arbitrage et la sélection des arbitrages se fera conformément aux règles AAA applicables. L'arbitrage aura lieu dans l'État de votre résidence. Ni Homedics ni vous ne serez autorisés à joindre ou à consolider des différends par ou contre d'autres en tant que représentant ou membre d'une classe, à obtenir une réparation dans un arbitrage dans l'intérêt du public en général, ou à agir en tant qu'avocat général privé (la « Renonciation à l'action collective »). Homedics couvrira les frais d'arbitrage pour toute demande non frivole, mais pas les honoraires d'avocat du demandeur. Si une disposition relative à cet accord d'arbitrage est jugée illégale ou inapplicable, alors cette disposition sera dissociée de l'accord d'arbitrage, mais le reste de l'accord restera applicable et en vigueur. Homedics ou vous-même pouvez exercer tous les droits légaux ou utiliser d'autres recours disponibles pour : Préserver ou obtenir la possession de biens ; exercer des recours d'auto-assistance, y compris les droits de compensation ; ou obtenir une injonction (y compris une injonction publique), une saisie, une saisie-arrest ou la nomination d'un administrateur judiciaire par un tribunal compétent. Le fond de tout différend ou une injonction publique est disponible sera tranché par l'arbitre. Seulement si le demandeur obtient gain de cause sur sa demande permettant le recours d'une injonction publique, ce demandeur peut demander qu'un tribunal compétent rende une injonction conforme à la sentence arbitrale. Vous avez le droit de vous retirer de cet Accord d'arbitrage. Si vous vous retirez, ni vous ni Homedics ne pouvez exiger que l'autre participe à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez contacter Homedics par e-mail à l'adresse indiquée ci-dessous au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur consommateur. Vous devez fournir : (a) votre nom et adresse ; (b) la date à laquelle le produit a été acheté ; (c) le numéro de modèle du produit ; et (d) le numéro de série figurant sur le produit. Le retrait de l'Accord d'arbitrage ne doit pas être interprété comme une modification de toute autre condition, y compris la Renonciation à l'action collective.

Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, veuillez consulter : www.Homedics.com. Pour le Canada, veuillez consulter : www.Homedics.ca.

POUR LE SERVICE AUX ÉTATS-UNIS

cservice@Homedics.com

8:30am-7:00pm EST Lundi au Vendredi

1-800-466-3342

POUR LE SERVICE AUX CANADA

cservice@Homedics.ca

8:30am-5:00pm EST Lundi au Vendredi

1-888-225-7378

©2025 Homedics, LLC. Tous droits réservés.

Homedics est une marque déposée de Homedics, LLC.


Distribué par Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-NMSS661H



Activa tu garantía y conoce tu producto

¡Escanea el código QR dentro de los 7 días
posteriores a la recepción de tu producto
para activar tu garantía y disfrutar de todos
los beneficios del producto!



Masajeador Cervical Rítmico Profundo con Calor

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

NMS-S661H | L-05599, Rev. 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL UTILIZAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Siempre desenchufe el aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- NO intente recuperar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- NO utilice el producto mientras se baña o en la ducha.
- NO coloque ni guarde el aparato en lugares donde pueda caer o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo.
- NO coloque ni sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

- NUNCA deje el aparato enchufado sin supervisión. Desenchufe después de usar y antes de poner o quitar partes o accesorios.
- Supervise de cerca si el aparato es utilizado por, en o cerca de niños, personas inválidas o con discapacidad.
- Use este aparato únicamente para el uso previsto según lo descrito en este manual.
- NO utilice el dispositivo con accesorios no aprobados por el fabricante.
- NO se siente, recueste ni se pare sobre el dispositivo. Podría romperse.
- NUNCA deje caer ni inserte objetos en ninguna abertura.
- NO opere el aparato debajo de una manta o almohada. Puede producirse un sobrecalentamiento que cause incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- NO transporte este aparato por el cable ni use el cable como asa.
- Para desconectar, apague todos los controles y luego desenchufe de la toma eléctrica.
- NO utilice el aparato si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado. Para garantía y reparaciones, contacte al servicio al consumidor.
- NO use el dispositivo de forma distinta a la especificada en este manual.
- NUNCA opere sobre superficies blandas como camas o sofás que puedan obstruir las entradas de aire. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabello, etc.
- NO exponga la batería ni el aparato al fuego o a temperaturas excesivas.
- La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 80 °C puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería fuera del rango de temperatura especificado. Cargar incorrectamente o fuera del rango indicado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Rango de funcionamiento y carga del producto: 0 °C a 40 °C.
- NUNCA use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o ha estado en el agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO use en exteriores.
- NO utilice el aparato donde se usen productos en aerosol o se administre oxígeno.
- Use superficies calientes con precaución. Pueden causar quemaduras graves. No

use sobre áreas insensibles o con mala circulación. El uso sin supervisión por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.

- NO utilice el masajeador cerca de ropa suelta o joyas.
- Mantenga el cabello largo alejado del dispositivo durante su uso.
- NO use baterías ni dispositivos dañados o modificados. Pueden presentar comportamientos impredecibles, como incendios o explosiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

- Este producto no está destinado para uso médico.
- Consulte a su médico antes de usar el producto si:
 - Está embarazada
 - Tiene un marcapasos
 - Tiene alguna preocupación relacionada con su salud
- NO recomendado para personas con diabetes.
- NUNCA deje el aparato sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- NUNCA cubra el aparato mientras está en funcionamiento.
- NO utilice este producto por más de 15 minutos seguidos. El uso prolongado puede causar sobrecalentamiento y reducir la vida útil. Si ocurre, deje de usarlo y permita que se enfríe antes de volver a operar.
- NUNCA lo use sobre zonas inflamadas o con erupciones cutáneas.
- NO utilice este producto como sustituto de atención médica.
- NO utilice este producto antes de dormir. El masaje tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- Este producto NUNCA debe ser usado por personas con limitaciones físicas que impidan el uso adecuado o que tengan deficiencias sensoriales.
- No debe ser utilizado por niños o inválidos sin supervisión de un adulto.
- NUNCA use este producto en automóviles.
- Este aparato está destinado solo para uso doméstico.
- Este producto contiene una batería de litio interna no reemplazable. No es reparable por el usuario. Deseche conforme a las regulaciones locales.
- NUNCA lo use en los ojos ni en áreas sensibles.
- Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal autorizado de Homedics.
- SUSPENDA el uso del dispositivo y consulte a su médico si experimenta alguna reacción adversa.
- NO coloque el dispositivo sobre heridas abiertas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Su masajeador puede necesitar carga al sacarlo por primera vez. Para cargarlo, conecte un extremo del cable USB-C a la unidad y el otro extremo a un adaptador. Luego, conecte el adaptador a una toma de corriente de 120 voltios. El masajeador estará completamente cargado después de aproximadamente 4 horas de carga continua, y la carga durará aproximadamente 3 horas.




Fig.1

NOTA: Este dispositivo viene únicamente con un cable USB-C, no con un adaptador. También se puede usar un cargador de teléfono USB-C. La unidad no funcionará mientras se está cargando. Utilice un cargador de 5V1A, sin superar los 5V. Use solo con una fuente de alimentación ITE que esté certificada/listada.

2. Para encender el masajeador, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. El indicador LED se iluminará en BLANCO.
3. Por defecto, la vibración y el calor están desactivados. Presione el botón correspondiente una vez para activar la función deseada.
4. Presione el botón de vibración para recorrer los 6 modos de vibración, cada uno con un indicador LED diferente: Blanco = Modo 1, Azul = Modo 2, Verde = Modo 3, Naranja = Modo 4, Púrpura = Modo 5, Turquesa = Modo 6. El LED se apagará cuando la vibración esté desactivada.
5. Para activar el calor reconfortante, presione el botón de calor una vez. Presione nuevamente para cambiar entre los niveles bajo, medio y alto. El LED se iluminará según el nivel: VERDE = bajo, AZUL = medio, ROJO = alto. La cuarta pulsación desactiva el calor y el LED se apaga.
6. Para apagar el masajeador, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. El indicador LED se apagará.

NOTA: Esta unidad cuenta con una función de apagado automático después de 15 minutos por su seguridad.

INDICADOR DE LUZ LED (DURANTE EL USO Y LA CARGA)

Modo de vibración	Presione el botón de vibración para recorrer los 6 modos de vibración con diferentes luces LED. Blanco para el Modo 1, Azul para el Modo 2, Verde para el Modo 3, Naranja para el Modo 4, Púrpura para el Modo 5, Turquesa para el Modo 6. Se apaga cuando la vibración está desactivada.
Modo de calor	El LED de calor se ilumina en VERDE (bajo), AZUL (medio), ROJO (alto). Se apaga cuando el calor está desactivado.
Batería baja	El LED de encendido parpadea en BLANCO. La luz LED se apaga cuando se agota la batería.
Mientras carga	El LED de encendido respira en BLANCO.
Carga completa	El LED de encendido se ilumina en BLANCO. Se apaga después de desconectarlo del cargador.

MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR


- Asegúrese de desenchufar el aparato y dejar que se enfríe antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiarlo. Las manchas difíciles pueden eliminarse limpiando suavemente con alcohol al 70 %.
- NO utilice ningún otro tipo de limpiador, ya que podrían dañar el dispositivo.
- NO limpie el dispositivo mientras esté encendido o cargándose.
- NUNCA permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con el producto.

PARA GUARDAR:

- Guarde este aparato en su caja, bolsa de almacenamiento o en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie de tela.
- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, límpielo siguiendo las instrucciones anteriores.
- NO cuelgue el aparato por el cable de alimentación.
- 25 °C es la temperatura ideal de almacenamiento y funcionamiento.

LOCACIÓN DE PARTES Y CONTROLES

Eleva tu calma: Masaje + calor ofrecen una experiencia sensorial completa



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Descripción del producto: MASAJEADOR CERVICAL RÍTMICO PROFUNDO CON CALOR

Número de modelo: NMS-S661H

Nombre comercial: Homedics

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Información de contacto de EE. UU.

Empresa: Homedics, LLC.

Dirección: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8:30 a. m. a 7:00 p. m. EST de lunes a viernes 1-800-466-3342

Homedics no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



GARANTÍA LIMITADA 1 AÑO

Homedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra original, o la fecha de entrega, la que sea posterior, excepto como se indica a continuación. Homedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos de material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

IMPORTANTE: Para garantizar el procesamiento más eficiente de su reclamo de garantía y para mantenerse informado sobre las actualizaciones de productos y las nuevas ofertas, registre su producto en www.Homedics.com/product-registration. El registro es rápido, fácil y ofrece beneficios como un servicio de garantía más rápido, notificaciones de actualización de productos y ofertas promocionales especiales.

La compra debe haberse realizado a un minorista autorizado (o su sitio web) o a un revendedor autorizado. Los revendedores autorizados son Amazon.com, Walmart.com y ebay.com, pero solo si dicen "Enviado y/o vendido por Homedics". **LOS PRODUCTOS COMPRADOS A CUALQUIER OTRO VENDEDOR EN LÍNEA ANULARÁN LA GARANTÍA.** Se requiere una copia del recibo de compra o de regalo para todos los reclamos de garantía. Esta garantía es válida solo para el comprador original o el destinatario del regalo a partir de la fecha de compra original, o la fecha de entrega, la que sea posterior, y no es transferible.

Para obtener servicio de garantía para su producto Homedics, comuníquese con un representante de Relaciones con el Consumidor por correo electrónico a cservice@Homedics.com o por teléfono al 1-800-466-3342 (EE. UU.) o al 1-888-225-7378 (Canadá). Tenga a mano el número de modelo del producto y esté preparado para describir la naturaleza del problema. Nuestros representantes de Relaciones con el Consumidor están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este (EE. UU.) o de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del este (Canadá). No envíe ningún producto a Homedics sin contactarnos primero y obtener un número de Autorización de Devolución. Homedics, a su entera discreción, reparará, reemplazará o proporcionará un crédito por cualquier producto que demuestre tener defectos de materiales o mano de obra durante el período de garantía. Si se proporciona un producto de reemplazo, será de igual o mayor valor y funcionalidad. El reemplazo puede ser con un producto o componentes nuevos o reacondicionados. Si el producto ya no está disponible, se puede sustituir un producto de igual o mayor valor. Cualquier producto o pieza que se reemplace se convertirá en propiedad de Homedics. El período de garantía de cualquier producto de reemplazo continúa a partir de la fecha de compra o entrega del producto original, no a partir de la fecha de reemplazo.

Esta garantía no cubre: Productos comprados a minoristas, revendedores o distribuidores no autorizados; daños causados por mal uso, abuso, negligencia, accidentes o mantenimiento inadecuado; uso para fines distintos de aquellos para los que el producto fue diseñado o previsto; daños resultantes de un uso o mantenimiento inadecuado o irrazonable; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento proporcionadas con el producto; daños resultantes de reparaciones, alteraciones o modificaciones no autorizadas; daños estéticos que incluyen, entre otros, arañazos, abolladuras y roturas de plástico en los puertos, a menos que resulten de defectos de materiales o mano de obra; daños causados por el desgaste normal, incluidos, entre otros, el deterioro natural de los colores y materiales durante un tiempo y uso prolongados; daños por causas externas como incendios, inundaciones, terremotos u otros actos de la naturaleza; daños por sobretensiones, fallas de energía o suministro eléctrico inadecuado; daños a cualquier accesorio utilizado junto con un producto cubierto; productos con números de serie o códigos de fecha eliminados, desfigurados o ilegibles; productos vendidos "TAL CUAL", como "reacondicionados" o "reparados"; costos de flete, envío o transporte para la devolución del producto; pérdida de uso o cualquier otro daño incidental, consecuente o indirecto. Cualquier software incluido con el producto se proporciona "TAL CUAL" a menos que se disponga expresamente lo contrario en cualquier garantía limitada de software adjunta.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. 7. HOMEDICS NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE DARÁN REEMBOLSOS. SI LAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MATERIALES DEFECTUOSOS NO ESTÁN DISPONIBLES, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS O PROPORCIONAR UN CUPÓN WEB PARA EL SITIO WEB DE HOMEDICS EN LUGAR DE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD DE HOMEDICS NO SERÁ MAYOR QUE EL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de país a país. Algunos estados o países no permiten limitaciones en las garantías implícitas o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones pueden no aplicarse en su caso. Para los consumidores que están cubiertos por las leyes o regulaciones de protección al consumidor en su país de compra o residencia, los beneficios conferidos por esta garantía se suman a todos los derechos y recursos otorgados por dichas leyes y regulaciones de protección al consumidor. Esta garantía no

excluye, limita ni suspende ningún derecho de los consumidores que surja del incumplimiento de un contrato de venta.

Homedics no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, los minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a Homedics de ninguna manera más allá de los términos establecidos en este documento. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; la conexión de cualquier accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado del suministro eléctrico/de energía; pérdida de energía; caída del producto; mal funcionamiento o daño de una pieza operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daños durante el transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida de uso durante el período en que el producto se encuentra en un centro de reparación o de otro modo en espera de piezas o reparación; o cualquier otra condición que esté fuera del control de Homedics.

Para los reclamos de garantía, Homedics cubrirá el costo de envío del producto de reemplazo para reclamos válidos dentro de los EE. UU. Los consumidores son responsables del costo de envío del producto a Homedics. Si tiene una disputa, esperamos resolverla de la manera más rápida y sencilla posible. Primero, discuta su disputa con un representante de Relaciones con el Consumidor. Si el representante de Relaciones con el Consumidor no puede resolver su disputa, usted acepta que Homedics o usted pueden iniciar un arbitraje como se describe en esta sección (el "Acuerdo de Arbitraje"). Arbitraje significa que un tercero imparcial escuchará la disputa entre Homedics y usted y proporcionará una decisión. Arbitraje vinculante significa que la decisión del árbitro es final y exigible. Una disputa es cualquier desacuerdo no resuelto entre Homedics y usted. Una disputa también incluye un desacuerdo sobre el significado, la aplicación o la ejecución de este Acuerdo de Arbitraje. El árbitro decidirá cualquier disputa bajo este Acuerdo de Arbitraje. Homedics y usted acuerdan renunciar al derecho a un juicio con jurado o a un juicio ante un juez en un tribunal público. Este Acuerdo de Arbitraje tiene solo una excepción con respecto a las disputas que son arbitrables: Homedics o usted aún pueden llevar cualquier disputa a un tribunal de reclamos menores. Este Acuerdo de Arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. La Asociación Americana de Arbitraje (AAA) administrará cada arbitraje y la selección de los árbitros se realizará de acuerdo con las reglas aplicables de la AAA. El arbitraje se llevará a cabo en el estado de su residencia. Ni Homedics ni usted tendrán derecho a unir o consolidar disputas por o contra otros como representante o miembro de una clase, a obtener reparación en cualquier arbitraje en interés del público en general, ni a actuar como abogado general privado (la "Renuncia a la Demanda Colectiva"). Homedics cubrirá el costo del arbitraje para cualquier reclamo no trivial, pero no los honorarios de los abogados del reclamante. Si se determina que alguna disposición relacionada con este acuerdo de arbitraje es ilegal o inaplicable, dicha disposición se separará del acuerdo de arbitraje, pero el resto del acuerdo seguirá siendo aplicable y en pleno vigor. Homedics o usted pueden ejercer cualquier derecho legal o utilizar otros recursos disponibles para: Preservar u obtener la posesión de la propiedad; ejercer recursos de autoayuda, incluidos los derechos de compensación; u obtener medidas cautelares (incluidas medidas cautelares públicas), embargo, secuestro o designación de un administrador judicial por un tribunal de jurisdicción competente. El fondo de cualquier disputa donde esté disponible una medida cautelar pública será decidido por el árbitro. Solo si el reclamante tiene éxito en su reclamo que permite el recurso de una medida cautelar pública, dicho reclamante puede solicitar que un tribunal de jurisdicción competente dicte una orden judicial de conformidad con el laudo arbitral. Usted tiene el derecho de optar por no participar en este Acuerdo de Arbitraje. Si opta por no participar, ni usted ni Homedics pueden exigir al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para optar por no participar, debe comunicarse con Homedics por correo electrónico a la dirección especificada a continuación a más tardar 30 días calendario a partir de la fecha de la primera compra del producto por parte del consumidor. Debe proporcionar: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que se compró el producto; (c) el número de modelo del producto; y (d) el número de serie que se encuentra en el producto. La exclusión del Acuerdo de Arbitraje no se interpretará como una modificación de ningún otro término, incluida la Renuncia a la Demanda Colectiva.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en los EE. UU., visite: www.Homedics.com. Para Canadá, visite: www.Homedics.ca

PARA SERVICIO EN USA

cservice@Homedics.com

8:30am-7:00pm EST Lunes-Viernes

1-800-466-3342

PARA SERVICIO EN CANADA

cservice@Homedics.ca

8:30am-5:00pm EST Lunes-Viernes

1-888-225-7378

©2025 Homedics, LLC. Todos los derechos reservados.

Homedics es una marca registrada de Homedics, LLC.

Distribuido por Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-NMSS661H