



PerfectDry Lux

Compatible with all types of Hearing Aids
(including Rechargeable)

Compatible con todo tipo de audífonos
(incluidos los recargables)


Compatible avec tous types d'aides auditives
(y compris rechargeables)



1 Connect the PerfectDry Lux. The blue indicator lights to show that it is powered. If no action occurs for 30 seconds, the indicator turns off.


2 Make sure the cover is closed when you start the cycle. Do not open the box when it is running, if you do so the PerfectDry Lux will stop in order to maintain safety.

The PerfectDry Lux is suitable for all types of hearing aids.



We recommend to clean hearing aids before dehumidification. Open the battery compartments (the batteries can be left inside the hearing aids during the cycle).

3 Press the touch button to start the cycle. The blue indicator flashes slowly. The PerfectDry Lux stops after 45 minutes.



Meaning of the light indicators

Blue Flashing > Running

Blue On > In standby mode

Function details

360° UV-C

The PerfectDry Lux has a short-wave UV-C lamp of which the 360° circular layout makes it possible to reach all the hearing aid surfaces. Hot air ventilation guarantees dehumidification of hearing aids. The lamp lights up for the first five minutes of the maintenance cycle, then turns off automatically.

Dehumidifying

The PerfectDry Lux has a patented pulsed air dehumidification system. This means that the required power and drying time is reduced. The care chamber temperature is controlled by an electronic system in order to obtain a maximum temperature of 35°C (95°F) whatever the room temperature, thereby preventing damage to the hearing aids being cleaned.

In order to maintain optimum hearing aid quality, the daily use of the PerfectDry Lux is strongly recommended.

Safety instructions

Keep out of the reach of children. Any work, other than cleaning and routine care by the client, must be carried out by the manufacturer's customer service or by an approved professional. Do not place the PerfectDry Lux, the power supply cable or the plug in water or any other liquid. If the power supply cable or the plug are damaged, do not use the device and replace them immediately. Replace your mains adapter with an original model. Place the PerfectDry Lux on a flat, dry and stable surface. Do not directly look at the UV-C lamp located in the dehumidification chamber. When disconnecting, pull the plug and not the cable. Never use detergent or corrosive products to clean your PerfectDry Lux. Failure to follow these instructions will void the guarantee. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect use or handling. All serious incidents related to the device should be the subject of a notification to the manufacturer and the competent authorities in the Member State in which the user is located.

Product care advice

Clean using a soft cloth. Do not clean the PerfectDry Lux using abrasive products. Do not spray liquids into the device. Keep the PerfectDry Lux closed when not in use to avoid impurities from being deposited.

Regulation applicable to Medical devices

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2017/745 covering medical devices.

Guarantee

36 months - (cable and transformer included). In the event of a malfunction, contact your hearing-aid specialist. Proof of purchase will be requested for all work by the customer service during the guarantee period. This guarantee does not apply to defects caused by an accident or incident or similar damage, by introducing a liquid, negligence, unsuitable use, dismantling of any kind, lack of care or any other circumstance caused by the user. Furthermore, this guarantee will not apply to damage caused by lightning or any other electric voltage variation. As a precaution, please disconnect the PerfectDry Lux in the event of a thunderstorm.



I protect the environment, I disconnect my PerfectDry Lux after the cycle!

Symbol information

Abbreviations:

	Refer to the instruction manual/booklet			
	Manufacturer		Date of manufacture	
	Serial number		Medical device	
	Catalogue reference	5V-0.8A 	Direct current	
	Batch number		Indoor use only	
	The product is made in ABS with a recycling code of 7			Sorting instructions
	DISPOSAL - Dispose of old appliances ecologically. Old devices contain recyclable materials which must be recovered. Therefore, make sure old devices are disposed of using the appropriate collection systems.			

Technical data

Functions


Internal (l x w x d): 70x21x51 mm
External (l x w x d): 93x48x76 mm
Weight (g): 144g
UV lamp: 253.7nm
Max. power: 4W
Standby power: 0.04W
Storage conditions from -20°C to +65°C

Drying temperature: 35°C (95°F)
Cycle duration: 45 min.
Ambient operating temperature:
From 12°C to 40°C
Power Supply:
Input: 100-240Vac 50-60Hz / Output: 5Vdc
Connectors: USB cable - micro USB

1 Enchufe el PerfectDry Lux. El testigo azul se enciende para indicar que está enchufada. Si pasan 30 segundos sin actividad, el indicador luminoso se apaga.


2 Inicie el ciclo con la tapa cerrada. No abra la caja mientras esté funcionando. En caso contrario, el PerfectDry Lux se detendrá para su seguridad.

El PerfectDry Lux es adecuado para todo tipo de audífonos (incluidos los recargables).



Se recomienda limpiar los audífonos antes de la deshumidificación. Abra los compartimentos para pilas de sus audífonos (las pilas pueden permanecer en los audífonos durante el ciclo).

3 Pulse una vez el botón táctil para iniciar el ciclo. El indicador luminoso azul parpadea lentamente. El PerfectDry Lux se detiene automáticamente al final del ciclo de mantenimiento (45 minutos).



Significado de las señales luminosas

Azul Parpadeo > En marcha

Azul Fijo > En modo de espera

Detalles de las funciones

UV-C 360°

El PerfectDry Lux cuenta con una lámpara UV-C con una longitud de onda corta cuyo diseño anular de 360° permite alcanzar todas las superficies del audífono. El mantenimiento se obtiene asociando una deshumidificación con aire caliente pulsado por un ventilador y UV-C 360°. La lámpara se enciende durante los cinco primeros minutos del ciclo de mantenimiento y se apaga automáticamente.

Deshumidificación

El PerfectDry Lux cuenta con un sistema de deshumidificación por aire caliente pulsado patentado. Gracias a esto, la potencia y el tiempo de secado necesarios se reducen. La temperatura de la cámara de mantenimiento está controlada por un sistema electrónico para obtener una temperatura inferior a 35°C (95°F) sea cual sea la temperatura ambiente para no dañar los audífonos que hay que mantener. **Para mantener la calidad óptima de sus audífonos, se recomienda encarecidamente un uso diario de PerfectDry Lux.**

Instrucciones de seguridad

No dejar al alcance de los niños. Cualquier intervención que no sea la de la limpieza y el mantenimiento usuales por el cliente deberá ser efectuada por el servicio posventa del fabricante o por un profesional autorizado. No ponga el PerfectDry Lux, el cable de alimentación o el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están deteriorados y cámbielos inmediatamente. Sustituya su adaptador de corriente por un modelo original. Coloque el PerfectDry Lux sobre un soporte plano, seco y estable. No mire directamente a la lámpara UV-C situada en la cámara de mantenimiento. Para desenchufar sujete el enchufe y no el cable. No utilice nunca productos detergentes ni corrosivos para mantener su PerfectDry Lux. La falta de respeto de estas instrucciones anula la garantía. El fabricante no podrá considerarse responsable por los daños causados por una utilización no conforme o una manipulación incorrecta. Todo accidente grave producido en relación con el dispositivo debería notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre el usuario.

Consejos de mantenimiento

Limpie con un paño suave. No vaporice líquido en el aparato. Conserve cerrada el PerfectDry Lux cuando no se esté utilizando para evitar que se depositen impurezas.

Reglamento aplicable a los productos sanitarios

Este producto cumple las exigencias del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.

Garantía

36 meses - (cable y transformador incluidos). En caso de avería, póngase en contacto con su audioprotésico. Se le solicitará un justificante de compra para cualquier intervención del servicio posventa durante el período de garantía. Esta garantía no se aplicará en caso de fallo causado por un accidente o un incidente o daño similar, introducción de líquido, negligencia, uso inadecuado, desmontaje, falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia por parte del usuario. Además, esta garantía no se aplicará en caso de fallo causado por un rayo o cualquier otra variación de tensión eléctrica. Por precaución, recomendamos desenchufar la PerfectDry Lux en caso de tormenta.



¡Ayudo a conservar el medio ambiente, desenchufo mi PerfectDry Lux cuando mis audífonos están limpios!

Información de identificación

Remítirse al manual / folleto de instrucciones	
 Fabricante	 Fecha de fabricación
 Número de serie	 Dispositivo médico
 Referencia del catálogo	SV-0.8A  Corriente continua
 Número de lote	 Uso en interiores
 El producto está fabricado en ABS con 7 como código de reciclaje	 Instrucciones de clasificación
 ELIMINACIÓN - Deseche los dispositivos viejos de forma respetuosa con el medioambiente. Los aparatos viejos contienen materiales reciclables que deben recuperarse. Por tanto, elimine los aparatos viejos utilizando los sistemas de recogida adecuados.	

Datos técnicos

Funcions Internas (An × Al × Pr): 70x21x51 mm Externas (An × Al × Pr): 93x48x76 mm Peso (g): 144 g Lámpara UV: 253,7 nm Potencia máx.: 4 W Potencia en standby: 0,04 w Condiciones de almacenamiento de -20°C a +65°C	Temperatura de secado: 35°C (95°F) Duración del ciclo: 45 min. Temperatura ambiente de funcionamiento: De 12°C a 40°C Fuente de alimentación: Entrada: 100-240 VAC 50-60 Hz / Salida: 5 VDC Conexión: Cable USB - micro USB
---	--


1

Branchez la PerfectDry Lux. Le voyant bleu s'allume pour indiquer qu'elle est sous tension. Si aucune action n'a lieu pendant 30 secondes, le voyant s'éteint.

2

Veillez à lancer le cycle le capot fermé. Veillez également à ne pas ouvrir le capot pendant le fonctionnement, le cas échéant, la PerfectDry Lux s'arrêtera.

La PerfectDry Lux convient à tous les types d'aides auditives (y compris rechargeables).




Il est recommandé de nettoyer les aides auditives avant la déshumidification. Ouvrez les compartiments de pile de vos appareils auditifs (les piles peuvent rester dans les appareils auditifs pendant le cycle).

3

Touchez le bouton tactile pour lancer le cycle. Le voyant bleu clignote lentement. La PerfectDry Lux s'arrête automatiquement après 45 minutes.

45 min.



Signification des signaux lumineux

Bleu Clignotement > En marche

Bleu Fixe > En veille

Détails des fonctions

UV-C 360°

La PerfectDry Lux dispose d'une lampe UV-C à longueur d'onde courte dont l'agencement annulaire de 360° permet d'atteindre l'ensemble des surfaces de l'aide auditive. L'entretien est obtenu par association d'une déshumidification à air chaud pulsé par ventilateur et d'un UV-C 360°. La lampe s'allume pendant les cinq premières minutes du cycle d'entretien puis s'éteint automatiquement.

Déshumidification

La PerfectDry Lux dispose d'un système de déshumidification par air chaud pulsé breveté. De ce fait, la puissance et le temps de déshumidification nécessaires sont réduits. La température de la chambre d'entretien est contrôlée par un système électronique de manière à obtenir une température inférieure à 35°C (95°F) quelle que soit la température ambiante afin de ne pas endommager les aides auditives à entretenir. **Afin de préserver une qualité optimale de vos aides auditives, une utilisation quotidienne de la PerfectDry Lux est fortement recommandée.**

Consignes de sécurité

Ne pas laisser à la portée des enfants. Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client, doit être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé. Ne pas mettre la PerfectDry Lux, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et changez-les immédiatement. Remplacez votre adaptateur secteur par un modèle d'origine. Posez la PerfectDry Lux sur un support plat, sec et stable. Ne pas regarder directement la lampe UV-C située dans la chambre de déshumidification. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon. Ne jamais utiliser de produit détergent ou corrosif pour entretenir votre PerfectDry Lux. Le non-respect de ces consignes annule la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi.

Conseils d'entretien

Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas vaporiser de liquide dans l'appareil. Conservez la PerfectDry Lux fermée lorsqu'elle ne sert pas afin d'éviter les dépôts d'impuretés.

Règlement applicable aux dispositifs Médicaux

Ce produit répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Garantie

36 mois - (câble et transformateur inclus). En cas de panne, contactez votre audioprothésiste. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un démontage quelconque, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension électrique. Par précaution, nous recommandons de débrancher la PerfectDry Lux en cas d'orage.



Je préserve l'environnement, je débranche ma PerfectDry Lux lorsque mes aides auditives sont nettoyées !

Informations signalétiques

Signification des abréviations :

 Se référer au manuel / brochure d'instruction	
 Fabricant	 Date de fabrication
 Numéro de série	 Dispositif médical
 Référence catalogue	SV-0.8A  Courant continu
 Numéro de lot	 Utilisation en intérieur
 Le produit est réalisé en ABS avec 7 comme code de recyclage	 Consigne de tri
 ELIMINATION - Éliminez les anciens appareils de manière écologique. Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.	

Données techniques

Fonctionnalités Internes (lxhxp) : 70x21x51 mm Externes (lxhxp) : 93x48x76 mm Poids (g) : 144g Lampe UV : 253,7nm Puissance max : 4W Puissance en standby : 0,04 W Conditions de stockage de -20°C à +65°C	Température de séchage : 35°C (95°F) Durée du cycle : 45 min. Température ambiante de fonctionnement : De 12°C à 40°C Power Supply : Entrée : 100-240Vac 50/60Hz / Output: 5Vdc Connectique : Câble USB - micro USB
--	---

