

LED Light Therapy Device

User Manual



Please read this manual carefully before using the product

COMPANY INFORMATION

At Numiere, we believe skincare is a journey, not about fixing flaws. Lines, spots, and texture are part of your story, and we celebrate them. With years of expertise in the skincare and beauty industries, we're redefining who has access to the best tools and technologies to support their unique journey.

Our mission is to make high-quality skincare accessible to everyone. Numiere's tools are simple, effective, and designed for use anywhere, by anyone. We're here to empower you with restorative rituals and advanced innovations that enhance your skin's natural renewal process—wherever you are in your journey.

GENERAL DEVICE INFORMATION

The Numiere Feather LED Decollete Mask is an medical device that uses light therapy to effectively treat wrinkles around the decollete.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

The Numiere Feather LED Decollete Mask combines two powerful light therapy treatments in one innovative device:

1. Red Light Mode – Uses red LED light, often selected for its potential effects on the appearance of fine lines and skin tone.
2. Near-Infrared Light Mode – Uses near-infrared wavelengths designed to reach deeper layers of the skin.

Energy:	Max 70mw/cm2
LEDs:	58pcs
LED qunntity:	Deep red:630nm+/-10nm
	NIR (Near-Infrared):830nm +/-10nm
Program Time:	10/15/20 minutes
Power:	Max3.5w
Battery Capacity:	1200mAh
Operating Conditions:	Operating Temperature: 0°C to 40°C
Storage and TransportTemperature:	-5°C to 55°without condensation
Coperating Humidity:	30% to 95%
Storage and Transport Humidity:	20% to 85% without condensation
Charging supply:	5V ==1A
Charging cable :	TYPE C
Charging cable length :	80cm
Charging time :	about 90 minutes
Time of use :	80minutes
Recommended use :	1 time per day,3-7times per week
Materials :	Silicone ,ABS+PC,ABS

DEVICE ACCESSORIES

1. Feather LED Decollete Mask&Controller
2. Adjustable, Detachable neck Strap
3. Manual
4. Charging Cable



x1



x1




x1



x1

Important Features:



ADVERSE REACTION

If you have any adverse reaction from using this device, such as discomfort, skin discoloration, skin irritation, or other concerns, stop using it immediately and consult your health professional. Skin irritation, bruising, contact burns, dizziness, nausea, and headaches are rare but possible side effects. Immediately stop using the device and contact your health professional.

If you experience a persistent headache and/or other persistent painful sensations while using this device, stop using it and consult with your health professional

CONTRAINDICATIONS

- DO NOT use the device if you have any active cancer or cancerous lesion.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding. The device has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the fetus, neonate or pregnant women is unknown.
- DO NOT use the device if you are under the age of 22.
- DO NOT use the device over areas with phlebitis, thrombophlebitis, and varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to silicone or plastics. The device contains plastics and silicones that come into contact with the skin during use. When in doubt of allergies, contact your health professional before using the device.
- DO NOT use the device if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light)
- DO NOT use the device if you suffer from any serious skin condition such as severe acne.

- DO NOT use the device if you are taking any medication or drugs that can cause photosensitivity. If you are not sure about your medication, contact your health professional.
- DO NOT use the device if you suffer from light induced headaches.
- DO Not use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy triggered by light.
- DO NOT use the device if you have the Fitzpatrick Skin in Type V and Type VI.
- DO NOT continuously press the ON/OFF button.

Note: We highly suggest being cautious when taking any (skin-related) medications. If in doubt, consult your health professional.

Note: If you are under the care of a physician, consult them before using this device.

WARNINGS

- STOP using the device and consult your health professional if you experience an adverse reaction from using the device.
- STOP using the device if you experience any discomfort or difficulty breathing or swallowing occurring from application of the device on the neck.
- STOP using the device if you experience symptoms of hypotension (dizziness or light-headedness) while using the device.
- STOP using the device if its overheating. Turn it off immediately.
- STOP your treatment if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and

charging the device shall not be done by children.

- DO NOT use the device to treat rosacea, moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT shine the light from the LEDs directly into your eyes or someone else's eyes. This may cause temporary loss of sight.
- DO NOT place the device on any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT sit, lay down on, or step on the device. This will break the device.
- DO NOT drop or insert any object into any openings on the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs, contact customer support.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- DO NOT charge the device when it is close to or might come into contact with water.
- DO NOT submerge the device in water.
- DO NOT store the device in extreme heat or cold.
- DO NOT place the device in direct sunlight.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. Modifying or opening the device will void your warranty. The device contains no serviceable parts. It contains batteries that are non-replaceable.
- DO NOT perform maintenance on or take apart the product. In case of malfunctioning or damage, contact customer support.
- DO NOT use the device if it is damaged or if the charging

cable is damaged.

- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way than specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection, as this may result in the worsening of symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your health professional when you encounter painful areas during use.
- DO NOT use the device on or near children. Do not let it be used by children or those with reduced physical and mental abilities. Close supervision is necessary when this device is used, cleaned, or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any USB cable other than the one provided by Numiere.
- DO NOT use the device over areas of skin that lack normal sensation. Only use the device on normal, intact, clean, and healthy skin.
- DO NOT use the device while driving, operating machinery, or during an activity in which voluntary muscle contractions may put users or the public at any risk of injury.
- DO NOT use the device on swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use the device in high humidity locations such as the shower or sauna.
- DO NOT exceed the recommended treatment time when using the device.

- If there has been sunburn on your skin in the past two weeks, it is recommended not to use this product.
- This device is intended to be used by one person, we recommend to avoid sharing with others.

Note: The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cable is damaged, discontinue use. Contact Numiere customer support to arrange a cable replacement.

PRECAUTIONS

- Do not scratch or damage the light-emitting surface.
- Not operating the device in accordance with the instructions in the manual will void your warranty.
- Read all instructions carefully before using this device.
- Store the device according to the protocol outlined in this manual.
- This device is intended to be used by one person only.
- The device is designed for cosmetic use only, for individuals with good health. Please contact your health professional if you are unsure about your health status.
- The device's battery is not removable. If you are disposing of the device, do not burn it or throw it in the trash. Dispose of the device according to local regulations.
- Inspect the device and do not use it if you see any signs of damage, such as internal battery leaks. If anything seems out of the ordinary, contact our customer support.
- The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cord is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a replacement.
- Consult your health professional before using the device

if you have a fever, acute inflammation, a severe circulatory disorder, light sensitivity, anesthetic, or desensitized areas.

- We highly suggest using caution if you are taking any medications. If in doubt, consult your health professional. If using the device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- There may be a perception of flashing lights during the use of the device, resulting from the stimulation of your optic nerve. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your health professional.

DISCLAIMER

This device is not intended to diagnose, cure, or prevent disease. Numiere makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this device to cure any physical, skin, or mental condition. A qualified health professional should be consulted regarding any condition requiring medical attention.

RISKS AND BENEFITS

POTENTIAL RISKS

- Immediately after treatment, skin may appear red. Skin should return to normal within 1-2 hours.
- Temporary headaches may develop immediately following the light treatment. Headaches can be treated with an appropriate pain killer and rehydration.

POTENTIAL BENEFITS

- Red Light Therapy: reduces the appearance of fine lines and wrinkles.
- Near-Infrared Light Therapy: helps manage suboptimal

local blood flow and circulation while addressing muscle and joint pain

LIGHT SENSITIVITY TEST

We highly recommend users perform a light sensitivity test before their first use of the device.

1. Place the device on the inner forearm.
2. Turn on the device to start a treatment.
3. Wait until the treatment is done. The full treatment will take 3 minutes to complete.
4. If your skin feels hot or uncomfortable during the treatment, stop immediately! You might be sensitive to light.
5. The device will automatically turn off after the treatment is done. Remove the device and wait for at least 24 hours before your next treatment.

Check your skin regularly over those 24 hours. If your skin appears red and/or itchy, the device is unsuitable for you. In case of sensitivity to the light, please contact customer support.

HOW TO USE THE DEVICE

GENERAL USE

- a) Hold the ON/OFF button 2s to turn on the device. The indicator ring around the controller will turn on white. short press the ON/OFF button to adjust the light level;
- b) Press the timer button to choose different timer.

TREATMENT PROTOCOL

Use the device for 3 minutes per day, 3 days per week for a minimum of 4 weeks. After that, you can continue using

the device as desired.

Always be mindful of how your skin reacts to beauty devices, and decrease usage if redness or irritation occur.

CHARGING

Charge your device fully up to 2 hours before your first use. Only use a 5V adapter or USB port (avoid fast chargers as they can damage the battery).

To charge the device, attach the charger to the device. Insert the USB-Aside of the cable into a USB power supply. The LED indicator on the device will start to blink to indicate charging. When the device is fully charged, the LED indicator will stay on.

If the LED indicator remains on when you first connect the charging cable, then your device is already fully charged and you may begin using. If the light is blinking please charge until the light remains steady.

Before charging, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in electric shock, short circuit, or fire.

Note: Always unplug the device before use. The device will not work while being charged.

TROUBLESHOOTING

If the following suggestions do not fix the problem or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period, please return it to Numiere.

- DO NOT attempt to investigate any further.
- DO NOT attempt to modify the device in any way.

The device has NO parts you can repair yourself.

Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The device is not fully charged,charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged,because the cable was not properly connected to the device.	Connect the cable properly to the device and charge the device.
The device doesn't switch on.	The power outlet didn't work during charging.	Try a different power outlet.
	The ON/OFF button has not been pushed for 2 full seconds.	Push the ON/OFF button for 2 full seconds.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the device.

CARE AND STORAGE

The lifetime of the lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and discharge during regular use. Allow the device to deplete before charging again. Do not charge after every session.

- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Store the device in the supplied bag. Make sure the device will not bend, stretch, or be crushed while being stored or when traveling.
- Avoid storing the device in dusty conditions, direct sunlight, or damp and humid conditions.
- This device contains no serviceable parts.
- Before each use, ensure the device is switched off and clean it, following the cleaning instructions below.

IMPORTANT

- The product has a limited lifecycle of two years under nominal use. Following the treatment protocol for two years is considered nominal use.
- The device must be handled with care.

CLEANING

- Clean the device with a water-based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with a 70% alcohol wipe.
- DO NOT use any other cleansing devices as these may damage the device.
- DO NOT clean the device while it is turned on.
- DO NOT clean the device while it is charging.

DISPOSAL

- DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

WARRANTY

Limited Warranty

Numiere warrants that this product is free of defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

- Normal wear and tear is not covered by this warranty.
- This one (1) year warranty applies to consumer use only and is void when the product is used in a commercial or institutional setting.
- This warranty extends only to the original purchaser and is not transferable. In addition, proof of purchase must be demonstrated. This warranty is void if the product has been subject to accident, misuse, abuse, improper maintenance or repair, unauthorized modification, or any other use not found in the printed instructions.

This limited warranty is the only written or expressed warranty given by Numiere. Any implied warranties on the product (including but not limited to any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are limited in duration to the duration of this warranty. Some statutes do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Repair or replacement of the product is the exclusive remedy of the consumer under this warranty. Numiere shall not be liable for any incidental

or consequential damages for breach of this warranty or any implied warranty on this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Procedure for Warranty Repairs or Replacement:

If warranty service is necessary, the original purchaser must contact Numiere for warranty service instructions at support@Numiere.com

For your protection, it is suggested you insure the shipment of the device back to Numiere. Damage that occurs during shipment is not covered. Packages that are missing proper documentation and accessories may not be processed.

SAFETY

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been tested to or complies with the following standards:

- EMC and Low voltage Directive IEC 60601-1, -1-2, -1-6, -1-11, -2-57.
- RoHS Directive 2011/65/EU.
- IEC60601-1-6 and IEC62366 usability of Medical Device.
- IEC 64271 Photobiological safety of lamps and lamp systems.

MANUFACTURE INFORMATION

Heat in a click IIc

Numiere

1975 Tigertail blvd Dania FL 33004

PH: (888) 691-1905



Dispositivo de terapia de luz LED

Manual del usuario



Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

En Numiere, creemos que el cuidado de la piel es un proceso, no se trata de corregir imperfecciones. Las líneas de expresión, las manchas y la textura son parte de tu historia, y las celebramos. Con años de experiencia en las industrias del cuidado de la piel y la belleza, estamos redefiniendo quién tiene acceso a las mejores herramientas y tecnologías para apoyar su proceso único.

Nuestra misión es hacer que el cuidado de la piel de alta calidad sea accesible para todos. Las herramientas de Numiere son sencillas, efectivas y están diseñadas para que cualquier persona las use en cualquier lugar. Estamos aquí para empoderarte con rituales restauradores e innovaciones avanzadas que potencian el proceso de renovación natural de tu piel, dondequiera que te encuentres.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

La máscara LED para escote Numiere Feather es un dispositivo médico que utiliza terapia de luz para tratar eficazmente las arrugas alrededor del escote.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

La máscara LED para escote Numiere Feather combina dos potentes tratamientos de terapia de luz en un dispositivo innovador:

1. Modo de luz roja: utiliza luz LED roja, a menudo seleccionada por sus posibles efectos en la apariencia de líneas finas y el tono de la piel.
2. Modo de luz infrarroja cercana: utiliza longitudes de onda infrarrojas cercanas diseñadas para llegar a capas más profundas de la piel.

Energía:	Máximo 70 mw/cm ²
LED:	58 piezas
Cantidad de LED:	Rojo intenso: 630 nm +/- 10 nm
	NIR (infrarrojo cercano): 830 nm +/-10 nm
Hora del programa:	10/15/20 minutos
Fuerza:	Máximo 3.5w
Capacidad de la batería:	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento:	Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Almacenamiento y Temperatura de transporte:	- 5°C a 55° sin condensación
Humedad de funcionamiento:	30% a 95%
Almacenamiento y Humedad de transporte:	20% a 85% sin condensación
Suministro de carga:	5 V = 1A
Cable de carga:	TIPO C
Longitud del cable de carga:	80 centímetros
Tiempo de carga:	unos 90 minutos
Tiempo de uso:	80 minutos
Uso recomendado:	1 vez al día, 3-7 veces a la semana
Materiales:	Silicona, ABS+PC, ABS

ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO

1. Máscara y controlador para escote con LED de plumas
2. Correa para el cuello ajustable y desmontable
3. Manual
4. Cable de carga



x 1



x 1




x 1



x 1

Características importantes:



REACCIÓN ADVERSA

Si experimenta alguna reacción adversa al usar este dispositivo, como molestias, decoloración de la piel, irritación cutánea u otras molestias, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su profesional de la salud. La irritación de la piel, los hematomas, las quemaduras por contacto, los mareos, las náuseas y los dolores de cabeza son efectos secundarios poco frecuentes, pero posibles. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte a su profesional de la salud.

Si experimenta un dolor de cabeza persistente y/u otras sensaciones dolorosas persistentes mientras usa este dispositivo, deje de usarlo y consulte con su profesional de la salud.

CONTRAINDICACIONES

- NO utilice el dispositivo si tiene algún cáncer activo o lesión cancerosa.
- NO utilice el dispositivo si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. El dispositivo NO ha sido probado en mujeres embarazadas o en período de lactancia, por lo que se desconoce el riesgo para el feto, el neonato o la mujer embarazada.
- NO utilice el dispositivo si es menor de 22 años. NO utilice el dispositivo sobre zonas con flebitis, tromboflebitis y venas varicosas.
- NO utilice el dispositivo si tiene una reacción alérgica conocida a la silicona o al plástico. El dispositivo contiene plásticos y siliconas que entran en contacto con la piel durante su uso. Si tiene dudas sobre la posibilidad de alergias, consulte a su profesional de la salud antes de usar el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si padece algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz) o
- NO utilice el dispositivo si sufre alguna afección cutánea grave, como acné severo.

- NO utilice el dispositivo si está tomando algún medicamento o fármaco que pueda causar fotosensibilidad. Si tiene dudas sobre su medicamento, consulte a su profesional de la salud.
- NO utilice el dispositivo si sufre dolores de cabeza inducidos por la luz.
- NO utilice el dispositivo si tiene antecedentes médicos de convulsiones o epilepsia desencadenadas por la luz.
- NO utilice el dispositivo si tiene la piel Fitzpatrick en tipo V y tipo VI.
- NO presione continuamente el botón ON/OFF.

Nota: Recomendamos encarecidamente tener precaución al tomar cualquier medicamento para la piel. En caso de duda, consulte con su profesional de la salud.

Nota: Si está bajo el cuidado de un médico, consulte con él antes de utilizar este dispositivo.

ADVERTENCIAS

- DEJE de usar el dispositivo y consulte a su profesional de la salud si experimenta una reacción adversa por su uso.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta alguna molestia o dificultad para respirar o tragar debido a la aplicación del dispositivo en el cuello.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta síntomas de hipotensión (mareos o aturdimiento) mientras usa el dispositivo.
- DEJE de usar el dispositivo si se sobrecalienta. Apáguelo inmediatamente.
- DETENGA el tratamiento si siente calor o su piel está incómodamente caliente.
- NO permita que los niños jueguen con el dispositivo. Limpieza y

Los niños no deben cargar el dispositivo. NO lo utilice para tratar

- rosácea, lunares, verrugas, heridas abiertas, lesiones cancerosas ni ninguna afección cutánea.
- NO utilice el dispositivo en manchas sin pigmentación o áreas de la piel que tengan vitíligo.
- NO dirija la luz de los LED directamente a sus ojos ni a los de otra persona. Esto puede provocar la pérdida temporal de la visión.
- NO coloque el dispositivo sobre ninguna herida abierta.
- NO utilice el dispositivo al aire libre para evitar dañar el producto.
- NO se siente, se acueste ni pise el dispositivo. Esto lo romperá.
- NO deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si no funciona correctamente, se ha caído o ha sufrido daños. Para obtener información sobre la garantía y las reparaciones, póngase en contacto con atención al cliente.
- NO utilice ni guarde el dispositivo cerca de superficies calientes.
- NO lo cargue si está cerca del agua o si podría entrar en contacto con ella.
- NO sumerja el dispositivo en agua.
- NO guarde el dispositivo en temperaturas extremadamente altas o bajas. NO lo exponga a la luz solar directa.
- NO intente modificar el dispositivo de ninguna manera. Modificarlo o abrirlo anulará la garantía. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contiene baterías no reemplazables.
- NO realice tareas de mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daños, contacte con atención al cliente.
- NO utilice el dispositivo si está dañado o si la carga

El cable está dañado.

- NO utilice el dispositivo con accesorios no aprobados por el fabricante.
- NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo. NO lo utilice de ninguna otra forma que no sea la especificada en este manual.
- NO utilice el dispositivo si ha tenido una cirugía reciente u otros procedimientos quirúrgicos.
- NO utilice el dispositivo sobre una infección bacteriana, ya que esto puede provocar un empeoramiento de los síntomas.
- NO utilice el dispositivo en zonas doloridas. Consulte a su profesional de la salud si experimenta dolor durante su uso.
- NO utilice el dispositivo en niños ni cerca de ellos. No permita que lo utilicen niños ni personas con discapacidades físicas o mentales. Es necesaria una supervisión estricta cuando este dispositivo se utilice, limpie o almacene cerca de niños o personas con discapacidades físicas o mentales.
- NO utilice el dispositivo con ningún cable USB que no sea el proporcionado por Numiere.
- NO utilice el dispositivo sobre zonas de piel que no tengan sensibilidad normal. Úselo únicamente sobre piel normal, intacta, limpia y sana.
- NO utilice el dispositivo mientras conduce, opera maquinaria o durante una actividad en la que se requiera esfuerzo muscular voluntario. Las contracciones pueden poner en riesgo de lesiones a los usuarios o al público.
- NO utilice el dispositivo sobre zonas hinchadas, infectadas o inflamadas o con erupciones en la piel.
- NO utilice el dispositivo en lugares con mucha humedad, como la ducha o la sauna.
- NO exceda el tiempo de tratamiento recomendado al utilizar el dispositivo.

- Si ha sufrido quemaduras solares en la piel en las últimas dos semanas, se recomienda no usar este producto. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por una sola persona; recomendamos evitar compartirlo con otras personas.

Nota: El dispositivo solo debe alimentarse con 5 V CC de baja tensión. Si alguna pieza del adaptador o del cable de alimentación está dañada, deje de usarlo. Contacte con el servicio de atención al cliente de Numiere para solicitar un reemplazo del cable.

PRECAUCIONES

- No raye ni dañe la superficie emisora de luz. Si no utiliza el dispositivo según las instrucciones del manual, se anulará la garantía. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este dispositivo. Guarde el dispositivo según el protocolo descrito en este manual.
- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por una sola persona. Está diseñado únicamente para uso cosmético en personas con buena salud. Consulte a su profesional de la salud si...
- No está seguro de su estado de salud.
- La batería del dispositivo no es extraíble. Si va a desecharlo, no lo queme ni lo tire a la basura. Deseche el dispositivo de acuerdo con la normativa local.
- Inspeccione el dispositivo y no lo utilice si observa algún signo de daño, como fugas en la batería interna. Si observa alguna anomalía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- El dispositivo solo debe alimentarse con 5 V CC de baja tensión. Si alguna pieza del adaptador o del cable de alimentación está dañada, deje de usarlo. Contacte con atención al cliente para solicitar un reemplazo.
- Consulte a su profesional de la salud antes de utilizar el dispositivo.

si tiene fiebre, inflamación aguda, un trastorno circulatorio grave, sensibilidad a la luz, anestesia o zonas desensibilizadas.

- Le recomendamos encarecidamente que tenga precaución si está tomando algún medicamento. En caso de duda, consulte a su profesional de la salud. Si el uso del dispositivo le causa dolor o molestias persistentes, suspenda su uso inmediatamente.
- Es posible que perciba destellos de luz durante el uso del dispositivo, debido a la estimulación del nervio óptico. Si nota esta afección constantemente sin usar el dispositivo, consulte a su profesional de la salud.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este dispositivo no está diseñado para diagnosticar, curar ni prevenir enfermedades. Numiere no realiza declaraciones ni ofrece garantías sobre la capacidad de este dispositivo para curar ninguna afección física, cutánea o mental. Se recomienda consultar a un profesional de la salud cualificado ante cualquier afección que requiera atención médica.

RIESGOS Y BENEFICIOS

RIESGOS POTENCIALES

- Inmediatamente después del tratamiento, la piel puede enrojecerse. Debería recuperar su aspecto normal en 1 o 2 horas.
- Pueden presentarse dolores de cabeza temporales inmediatamente después del tratamiento de luz. Estos dolores pueden tratarse con un analgésico adecuado y rehidratación.

BENEFICIOS POTENCIALES

- Terapia de luz roja: reduce la aparición de líneas finas y arrugas.
- Terapia de luz infrarroja cercana: ayuda a controlar los niveles subóptimos

Flujo sanguíneo local y circulación mientras se aborda el dolor muscular y articular

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ

Recomendamos encarecidamente que los usuarios realicen una prueba de sensibilidad a la luz antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

1. Coloque el dispositivo en la parte interna del antebrazo.
2. Encienda el dispositivo para iniciar un tratamiento.
3. Espere a que finalice el tratamiento. El tratamiento completo tardará 3 minutos.
4. Si siente calor o molestias en la piel durante el tratamiento, ¡deténgalo inmediatamente! Podría ser sensible a la luz.
5. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tratamiento. Retire el dispositivo y espere al menos 24 horas antes del siguiente tratamiento.

Revise su piel regularmente durante esas 24 horas. Si nota enrojecimiento o picazón en la piel, el dispositivo no es adecuado para usted. Si presenta sensibilidad a la luz, comuníquese con atención al cliente.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO

USO GENERAL

- a) Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el dispositivo. El anillo indicador alrededor del controlador se iluminará en blanco. Presione brevemente el botón de encendido/apagado para ajustar el nivel de luz.
- b) Presione el botón del temporizador para elegir un temporizador diferente.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Use el dispositivo 3 minutos al día, 3 días a la semana, durante un mínimo de 4 semanas. Después, puede seguir usándolo.

el dispositivo como desees.

Tenga siempre en cuenta cómo reacciona su piel a los dispositivos de belleza y disminuya su uso si aparece enrojecimiento o irritación.

CARGANDO

Cargue completamente su dispositivo hasta 2 horas antes de usarlo por primera vez. Use únicamente un adaptador de 5 V o un puerto USB (evite los cargadores rápidos, ya que pueden dañar la batería).

Para cargar el dispositivo, conecte el cargador. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de alimentación USB. El indicador LED del dispositivo parpadeará para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador LED permanecerá encendido.

Si el indicador LED permanece encendido al conectar el cable de carga por primera vez, el dispositivo ya está completamente cargado y puede empezar a usarlo. Si la luz parpadea, cárguelo hasta que se quede fijo.

Antes de cargar, asegúrese de que el enchufe y la toma estén completamente secos. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

Nota: Desconecte siempre el dispositivo antes de usarlo. No funcionará mientras se esté cargando.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las siguientes sugerencias no solucionan el problema o el problema persiste y su dispositivo está dentro del período de garantía, devuélvalo a Numiere.

- NO intente investigar más.
- NO intente modificar el dispositivo de ninguna manera.
- El dispositivo NO tiene piezas que pueda reparar usted mismo.

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no encender.	El dispositivo no está completamente cargado, cable de carga No se insertó correctamente en la toma de corriente.	Inserte el cargador cable correctamente en la toma de corriente.
	El dispositivo no está completamente cargado porque El cable no estaba conectado correctamente al dispositivo.	Conectar el cable apropiadamente a la dispositivo y carga el dispositivo.
El dispositivo no encender.	La toma de corriente No funcionó durante la carga.	Prueba algo diferente toma de corriente.
	El botón ON/OFF no se ha presionado durante 2 segundos completos.	Presione el botón ON/ Botón de apagado para 2 segundos completos.
El dispositivo se apaga inesperadamente.	El nivel de batería es demasiado bajo.	Cargue el dispositivo.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

La vida útil de la batería de litio se puede maximizar si se carga y descarga completamente durante el uso regular. Deje que el dispositivo se descargue antes de volver a cargarlo. No lo cargue después de cada sesión.

- Guarde el dispositivo a temperatura ambiente y en un lugar seco.
- Guárdelo en la bolsa incluida. Asegúrese de que no se doble, estire ni aplaste durante el almacenamiento o el transporte.
- Evite almacenar el dispositivo en condiciones de polvo, luz solar directa o humedad.
- Este dispositivo no contiene piezas que puedan repararse.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y límpielo, siguiendo las instrucciones de limpieza que aparecen a continuación.

IMPORTANTE

- El producto tiene una vida útil limitada de dos años con un uso nominal. Seguir el protocolo de tratamiento durante dos años se considera un uso nominal.
- El dispositivo debe manipularse con cuidado.

LIMPIEZA

- Limpie el dispositivo con una toallita a base de agua o un paño limpio y húmedo. Las manchas difíciles se pueden eliminar frotando suavemente con una toallita con alcohol al 70 %.
- NO utilice ningún otro dispositivo de limpieza ya que podría dañar el dispositivo.
- NO Limpie el dispositivo mientras esté encendido.
- NO Limpie el dispositivo mientras se esté cargando.

DESECHO

- NO deseche el dispositivo con la basura doméstica. Debe reciclarse. Contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, deséchelo de forma segura siguiendo las normativas locales.

GARANTÍA

Garantía limitada

Numiere garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones que se detallan a continuación:

- Esta garantía no cubre el desgaste normal. Esta garantía de un (1) año se aplica únicamente al uso del consumidor y queda anulada si el producto se utiliza en un entorno comercial o institucional.
- Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y no es transferible. Además, se debe presentar un comprobante de compra. Esta garantía quedará anulada si el producto ha sufrido accidentes, mal uso, abuso, mantenimiento o reparación inadecuados, modificaciones no autorizadas o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones impresas.

Esta garantía limitada es la única garantía escrita o expresa otorgada por Numiere. Cualquier garantía implícita del producto (incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado) tiene una duración limitada a la de esta garantía. Algunas leyes no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior podría no ser aplicable en su caso. La reparación o el reemplazo del producto es el único recurso del consumidor bajo esta garantía. Numiere no se responsabiliza de ningún daño incidental.

o daños consecuentes por incumplimiento de esta garantía o cualquier garantía implícita en este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Procedimiento para reparaciones o reemplazos en garantía:

Si es necesario el servicio de garantía, el comprador original debe comunicarse con Numiere para obtener instrucciones sobre el servicio de garantía en support@Numiere.com

Para su protección, le sugerimos asegurar el envío del dispositivo de regreso a Numiere. Los daños que ocurran durante el envío no están cubiertos. Los paquetes que no tengan la documentación adecuada... La documentación y los accesorios pueden no ser procesado.

SEGURIDAD

El dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo ha sido probado o cumple con los siguientes estándares:

- Directiva EMC y de baja tensión IEC 60601-1, -1-2, -1-6, -1-11, - 2-57.
- Directiva RoHS 2011/65/UE.
- IEC6060-1-6 e IEC623665 Usabilidad de dispositivos médicos. IEC.
- 64271 Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas.

INFORMACIÓN DE FABRICACIÓN

Heat in a click llc

Numiere

1975 Tigertail Blvd. Dania, FL 33004

Teléfono: (888) 691-1905



Appareil de luminothérapie à LED

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Chez Numiere, nous pensons que les soins de la peau sont un parcours, et non une simple correction des imperfections. Les rides, les taches et la texture de votre peau font partie de votre histoire, et nous les valorisons. Forts de nombreuses années d'expertise dans les secteurs des soins de la peau et de la beauté, nous redéfinissons l'accès aux meilleurs outils et technologies pour accompagner leur parcours unique.

Notre mission est de rendre les soins de la peau de haute qualité accessibles à tous. Les outils Numiere sont simples, efficaces et conçus pour être utilisés partout et par tous. Nous vous proposons des rituels réparateurs et des innovations avancées qui stimulent le processus de renouvellement naturel de votre peau, où que vous soyez dans votre parcours.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'APPAREIL

Le masque décolleté LED Numiere Feather est un dispositif médical qui utilise la luminothérapie pour traiter efficacement les rides autour du décolleté.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le masque décolleté LED Numiere Feather combine deux puissants traitements de luminothérapie dans un seul appareil innovant :

1. Mode lumière rouge – Utilise une lumière LED rouge, souvent sélectionnée pour ses effets potentiels sur l'apparence des ridules et le teint de la peau.
2. Mode lumière proche infrarouge – Utilise des longueurs d'onde proches infrarouges conçues pour atteindre les couches plus profondes de la peau.

Énergie :	Max 70 mw/cm2
LED :	58 pièces
Quantité de LED :	Rouge profond : 630 nm +/- 10 nm
	NIR (proche infrarouge) : 830 nm +/- 10 nm
Durée du programme :	15/10/20 minutes
Pouvoir :	Max 3.5w
Capacité de la batterie :	1200 mAh
Conditions de fonctionnement :	Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Stockage et Température de transport :	- 5°C à 55°C sans condensation
Humidité de fonctionnement :	30% à 95%
Stockage et Humidité de transport :	20% à 85% sans condensation
Alimentation de charge :	5 V = 1A
Câble de chargement :	TYPE C
Longueur du câble de charge :	80 cm
Temps de charge :	environ 90 minutes
Durée d'utilisation :	80 minutes
Utilisation recommandée :	1 fois par jour, 3 à 7 fois par semaine
Matériaux :	Silicone, ABS + PC, ABS

ACCESSOIRES D'APPAREILS

1. Masque et contrôleur pour décolleté à LED Feather
2. Sangle réglable et amovible pour le cou
3. Manuel
4. Câble de chargement



x1



x1




x1



x1

Caractéristiques importantes :



RÉACTION INDÉSIRABLE

Si vous présentez un effet indésirable suite à l'utilisation de cet appareil, tel qu'une gêne, une décoloration de la peau, une irritation cutanée ou tout autre problème, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel de santé. Irritation cutanée, ecchymoses, brûlures de contact, étourdissements, nausées et maux de tête sont des effets secondaires rares, mais possibles. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un professionnel de santé.

Si vous ressentez un mal de tête persistant et/ou d'autres sensations douloureuses persistantes lors de l'utilisation de cet appareil, arrêtez de l'utiliser et consultez votre professionnel de la santé.

CONTRE-INDICATIONS

- N'utilisez PAS l'appareil si vous souffrez d'un cancer actif ou d'une lésion cancéreuse.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous êtes enceinte, prévoyez une grossesse ou allaitez. L'appareil n'a PAS été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes ; par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou la femme enceinte est inconnu.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous avez moins de 22 ans. N'utilisez PAS l'appareil sur des zones présentant une phlébite, une thrombophlébite et des varices.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas de réaction allergique connue au silicone ou aux plastiques. L'appareil contient des plastiques et des silicones qui entrent en contact avec la peau pendant l'utilisation. En cas de doute sur une allergie, consultez votre professionnel de santé avant d'utiliser l'appareil.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous souffrez d'un trouble photosensible (sensibilisation à la lumière) ou
- N'utilisez PAS l'appareil si vous souffrez d'une affection cutanée grave telle qu'une acné sévère.

- N'utilisez PAS l'appareil si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilité. En cas de doute sur votre traitement, consultez votre professionnel de santé.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous souffrez de maux de tête dus à la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des antécédents médicaux crises ou épilepsie déclenchées par la lumière.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous avez la peau Fitzpatrick de type V et de type VI.
- NE PAS appuyer en continu sur le bouton ON/OFF.
Remarque : Nous vous recommandons fortement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments (pour la peau). En cas de doute, consultez un professionnel de la santé.

Remarque : si vous êtes sous la surveillance d'un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENTS

- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre professionnel de la santé si vous ressentez une réaction indésirable suite à l'utilisation de l'appareil.
- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou des difficultés à respirer ou à avaler suite à l'application de l'appareil sur le cou.
- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes d'hypertension (étourdissements ou vertiges) pendant l'utilisation de l'appareil.
- ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez-le immédiatement.
- ARRÊTEZ votre traitement si vous ressentez une sensation de chaleur ou si votre peau est inconfortablement chaude.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil. Nettoyage et

Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants. N'utilisez pas

- l'appareil pour traiter la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou toute autre affection cutanée.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des taches sans pigmentation ou des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS diriger la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux de quelqu'un d'autre. Cela pourrait entraîner une perte temporaire de la vue.
- NE PAS placer l'appareil sur des plaies ouvertes.
- N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur pour éviter d'endommager le produit.
- NE PAS s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil. Cela endommagerait l'appareil.
- NE PAS laisser tomber ni insérer d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé. Pour toute question relative à la garantie et aux réparations, veuillez contacter le service client.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à proximité de surfaces
- chaudes. Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est à proximité ou risque d'entrer en contact avec de l'eau.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas conserver l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid
- extrêmes. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'essayez en aucun cas de modifier l'appareil. Toute modification ou ouverture annulerait la garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Il contient des piles non remplaçables.
- N'effectuez aucune opération de maintenance ni de démontage du produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le service client.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé ou si le chargeur

le câble est endommagé.

- N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non approuvés par le fabricant.
- N'utilisez PAS de solvants ni de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil. N'utilisez PAS l'appareil d'une autre manière que celle indiquée dans ce manuel.

N'utilisez PAS l'appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale ou d'autres interventions chirurgicales.

N'UTILISEZ PAS l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait entraîner une aggravation des symptômes.

N'utilisez pas l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez un

- professionnel de santé si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'enfants. Ne le laissez pas utiliser par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé, nettoyé ou rangé à proximité d'enfants ou de personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites.
- N'utilisez PAS l'appareil avec un câble USB autre que celui fourni par Numiere.
- N'utilisez PAS l'appareil sur des zones cutanées présentant une sensation anormale. Utilisez-le uniquement sur une peau normale, intacte, propre et saine.
- N'utilisez PAS l'appareil pendant que vous conduisez, utilisez des machines ou pendant une activité nécessitant une sollicitation musculaire volontaire. Les contractions peuvent exposer les utilisateurs ou le public à un risque de blessure.
- N'utilisez PAS l'appareil sur des zones enflées, infectées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- N'utilisez PAS l'appareil dans des endroits très humides tels que la douche ou le sauna.
- NE PAS dépasser le temps de traitement recommandé lors de l'utilisation de l'appareil.

- Si vous avez eu un coup de soleil au cours des deux dernières semaines, il est recommandé de ne pas utiliser ce produit. Cet appareil est destiné à
- être utilisé par une seule personne ; nous vous recommandons d'éviter de le partager avec d'autres personnes.

Remarque : L'appareil doit être alimenté uniquement en basse tension de 5 V CC. Si une pièce de l'adaptateur secteur ou du câble est

- endommagée, cessez toute utilisation. Contactez le service client de Numiere pour obtenir le remplacement du câble.

PRÉCAUTIONS

- Ne rayez pas et n'endommagez pas la surface émettrice de lumière.
- Toute utilisation non conforme aux instructions du manuel annulera la garantie. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant
- d'utiliser cet appareil. Rangez l'appareil conformément au protocole
- décrit dans ce manuel.

- Cet appareil est destiné à être utilisé par une seule personne. Il est
- conçu à des fins esthétiques uniquement, pour les personnes en bonne santé. Veuillez consulter votre professionnel de santé si nécessaire.

vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.

- La batterie de l'appareil n'est pas amovible. Si vous vous en débarrassez, ne le brûlez pas et ne le jetez pas à la poubelle. Respectez la réglementation locale en vigueur.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous constatez des signes de dommages, comme une fuite de la batterie interne. Si quelque chose vous semble anormal, contactez notre service client.
- L'appareil doit être alimenté uniquement en basse tension de 5 V CC. Si une pièce de l'adaptateur secteur ou du cordon est endommagée, cessez de l'utiliser. Contactez le service client pour organiser un remplacement.
- Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil

si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, une anesthésie ou des zones désensibilisées.

- Nous vous recommandons fortement d'être prudent si vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez un professionnel de la santé. Si l'utilisation de l'appareil provoque une douleur ou une gêne persistante, cessez immédiatement l'utilisation.
- Vous pourriez ressentir des flashes lumineux lors de l'utilisation de l'appareil, résultant de la stimulation du nerf optique. Si vous constatez ce phénomène de façon constante sans utiliser votre appareil, consultez un professionnel de santé.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie. Numiere ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à la capacité de cet appareil à guérir une quelconque affection physique, cutanée ou mentale. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé qualifié pour toute affection nécessitant une attention médicale.

RISQUES ET AVANTAGES

RISQUES POTENTIELS

- Immédiatement après le traitement, la peau peut apparaître rouge. Elle devrait revenir à la normale en 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent survenir immédiatement après la photothérapie. Ils peuvent être traités avec un analgésique approprié et une réhydratation.

AVANTAGES POTENTIELS

- Thérapie par lumière rouge : réduit l'apparence des ridules et des rides.
- Thérapie par lumière proche infrarouge : aide à gérer les troubles sous-optimaux

flux sanguin et circulation locaux tout en traitant les douleurs musculaires et articulaires

TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE

Nous recommandons fortement aux utilisateurs d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant leur première utilisation de l'appareil.

1. Placez l'appareil sur l'intérieur de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour démarrer un traitement.
3. Attendez la fin du traitement. Le traitement complet dure 3 minutes.
4. Si votre peau est chaude ou inconfortable pendant le traitement, arrêtez immédiatement ! Vous pourriez être sensible à la lumière.
5. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le traitement terminé. Retirez l'appareil et attendez au moins 24 heures avant le prochain traitement.

Vérifiez régulièrement votre peau pendant ces 24 heures. Si votre peau présente des rougeurs et/ou des démangeaisons, l'appareil ne vous convient pas. En cas de sensibilité à la lumière, veuillez contacter le service client.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

UTILISATION GÉNÉRALE

- a) Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'anneau lumineux autour de la télécommande s'allume en blanc. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour régler l'intensité lumineuse.
- b) Appuyez sur le bouton de la minuterie pour choisir une minuterie différente.

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Utilisez l'appareil 3 minutes par jour, 3 jours par semaine, pendant au moins 4 semaines. Vous pourrez ensuite continuer à l'utiliser.

l'appareil comme souhaité.

Soyez toujours attentif à la façon dont votre peau réagit aux appareils de beauté et réduisez leur utilisation en cas de rougeurs ou d'irritations.

CHARGEMENT

Chargez complètement votre appareil pendant 2 heures maximum avant la première utilisation. Utilisez uniquement un adaptateur 5 V ou un port USB (évitez les chargeurs rapides, car ils peuvent endommager la batterie).

Pour charger l'appareil, branchez le chargeur sur l'appareil. Insérez le côté USB du câble dans une prise USB. Le voyant LED de l'appareil clignotera pour indiquer la charge. Une fois la charge terminée, le voyant LED restera allumé.

Si le voyant LED reste allumé lorsque vous branchez le câble de charge pour la première fois, votre appareil est déjà complètement chargé et vous pouvez commencer à l'utiliser. Si le voyant clignote, chargez-le jusqu'à ce qu'il reste fixe.

Avant de charger, assurez-vous que la fiche et la prise sont parfaitement sèches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Remarque : Débranchez toujours l'appareil avant utilisation. Il ne fonctionnera pas pendant la charge.

DÉPANNAGE

Si les suggestions suivantes ne résolvent pas le problème ou si le problème réapparaît et que votre appareil est sous garantie, veuillez le retourner à **Numiere**.

- N'essayez pas d'approfondir vos recherches. N'essayez pas de
- modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par vos soins.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas allumer.	L'appareil n'est pas complètement chargé, câble de charge n'a pas été correctement inséré dans la prise de courant.	Insérez le chargeur câble correctement dans la prise de courant.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble n'était pas correctement connecté à l'appareil.	Connectez le câble correctement à la appareil et charge l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas allumer.	La prise de courant n'a pas fonctionné pendant la charge.	Essayez différent prise de courant.
	Le bouton ON/OFF n'a pas été enfoncé pendant 2 secondes complètes.	Appuyez sur le bouton ON/ Bouton OFF pour 2 secondes complètes.
L'appareil s'éteint de façon inattendue.	Le niveau de la batterie est trop faible.	Chargez l'appareil.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

La durée de vie de la batterie au lithium peut être maximisée en la chargeant et en la déchargeant complètement lors d'une utilisation régulière. Attendez que l'appareil soit complètement déchargé avant de le recharger. Ne chargez pas après chaque utilisation.

- Conservez l'appareil à température ambiante et au sec. Rangez-le dans le sac fourni. Assurez-vous qu'il ne risque pas de se plier, de s'étirer ou d'être écrasé pendant son stockage ou son transport.
- Évitez de stocker l'appareil dans des conditions poussiéreuses, à la lumière directe du soleil ou dans des conditions humides.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'appareil est éteint et nettoyez-le en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.

IMPORTANT

- Le produit a une durée de vie limitée à deux ans en utilisation normale. Suivre le protocole de traitement pendant deux ans est considéré comme une utilisation normale.
- L'appareil doit être manipulé avec précaution.

NETTOYAGE

- Nettoyez l'appareil avec une lingette imbibée d'eau ou un chiffon propre et humide. Les taches tenaces peuvent être éliminées en essuyant délicatement avec une lingette imbibée d'alcool à 70 %.
- N'utilisez PAS d'autres appareils de nettoyage car ils pourraient endommager l'appareil.
- NE PAS nettoyer l'appareil pendant qu'il est allumé.
- NE PAS nettoyer l'appareil pendant qu'il est en charge.

ÉLIMINATION

- NE PAS jeter cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé. Il contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, veuillez vous débarrasser de cet appareil en toute sécurité, conformément aux directives locales.

GARANTIE

Garantie limitée

Numiere garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable uniquement conformément aux conditions énoncées ci-dessous :

- L'usure normale n'est pas couverte par cette garantie.
- Cette garantie d'un (1) an s'applique uniquement à l'usage du consommateur et est nulle lorsque le produit est utilisé dans un cadre commercial ou institutionnel.
- Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. De plus, une preuve d'achat doit être présentée. Cette garantie est nulle si le produit a été soumis à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un entretien ou une réparation inappropriés, une modification non autorisée ou toute autre utilisation non mentionnée dans les instructions imprimées.
- Cette garantie limitée est la seule garantie écrite ou expresse accordée par Numiere. Toute garantie implicite sur le produit (y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier) est limitée à la durée de la présente garantie. Certaines lois n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre cas. La réparation ou le remplacement du produit constitue le seul recours du consommateur au titre de la présente garantie. Numiere décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires.

ou des dommages indirects pour violation de cette garantie ou de toute garantie implicite sur ce produit. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie :

Si un service de garantie est nécessaire, l'acheteur d'origine doit contacter Numiere pour obtenir des instructions sur le service de garantie à support @Numiere.com

Pour votre protection, il est conseillé d'assurer le retour de l'appareil à Numérote. Les dommages survenant pendant le transport ne sont pas couverts. Les colis manquants la documentation et les accessoires peuvent ne pas être traité.

SÉCURITÉ

L'appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

L'appareil a été testé ou est conforme aux normes suivantes :

- Directive CEM et basse tension IEC 60601-1, -1-2, -1-6, -1-11, - 2-57.
- Directive RoHS 2011/65/UE.
- IEC6060-1-6 et IEC623665 Facilité d'utilisation des dispositifs médicaux.
- IEC 64271 Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes.

INFORMATIONS DE FABRICATION

Heat in a click llc

Numiere

1975 Tigertail blvd Dania FL 33004

TÉL. : (888) 691-1905



