








## Alternativa para mascarillas faciales ResMed con clips magnéticos<sup>1</sup>

Las siguientes mascarillas faciales de ResMed -AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20 AirFit F30 y AirFit F30i- contienen clips magnéticos. Tras la actualización de las contraindicaciones y advertencias existentes para estas mascarillas (consulte el Aviso de seguridad en uso que le enviamos), este documento enumera una serie de productos alternativos de ResMed para ayudarle a aconsejar a los pacientes contraindicados una mascarilla sin clips magnéticos.

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario/clínica del producto o la lista de compatibilidad de mascarillas/dispositivos en [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Esta información le servirá de guía para identificar mejor el recambio de mascarilla recomendado para su paciente. Para garantizar el mejor ajuste para su paciente, realice una prueba de ajuste y consulte la guía del usuario/clínica correspondiente para obtener instrucciones más detalladas, así como precauciones.

	Mascarilla completa con clips magnéticos <sup>1</sup> :	Mascarillas completas alternativas sin clips magnéticos:			
	AirFit™ F20 /AirFit F20 for Her	AirFit F20 No Magnético	AirFit F30i No magnético	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro
					
<b>Rango de presión</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit F20 SML	AirFit F20 SML no magnético	AirFit F30i No magnético S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 MED no magnético	AirFit F30i No magnético M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 LGE no magnético	AirFit F30i No magnético W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 for Her SML	AirFit F20 SML no magnético	AirFit F30i No magnético S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 for Her MED	AirFit F20 MED no magnético	AirFit F30i No magnético M/STD	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63415-Sistema AirFit F20 SML - EU3</b> <b>63416-AirFit F20 MED Sys - EU3</b> 63417-Sistema AirFit F20 LGE - EU3 <b>63418-AirFit F20 para Her SML - EU3</b> <b>63419-AirFit F20 for Her MED - EU3</b> <b>64010-AirFit F20 SML Sys Quiet-EU4</b> <b>64011-AirFit F20 MED Sys Quiet-EU4</b> <b>64012-AirFit F20 LGE Sys Quiet-EU4</b> <b>64013-AirFit F20 for Her SML Quiet-EU4</b> <b>64014-AirFit F20 for Her MED Quiet-EU4</b>	<b>64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU</b> <b>64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU</b> <b>64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU</b>	<b>63341- AirFit F30i SIN IMÁN S/SML-EU</b> <b>63342- AirFit F30i SIN IMÁN S/STD-EU</b> <b>63343- AirFit F30i SIN IMÁN M/STD-EU</b> <b>63344- AirFit F30i SIN IMÁN W/STD-EU</b> <b>63345- AirFit F30i NO MAGNET M/LGE-EU</b>	<b>62713-Quattro Air FFM SML-EUR3</b> <b>62714-Quattro Air FFM MED-EUR3</b> <b>62715-Quattro Air FFM LGE-EUR3</b> <b>62749-Quattro Air FFM for Her XSML-EUR3</b> <b>62750-Quattro Air FFM for Her SML-EUR3</b> <b>62751-Quattro Air FFM for Her MED-EUR3</b>	<b>61228-Mirage Quattro FFM XSML - EUR3</b> <b>61229-Mirage Quattro FFM SML - EUR3</b> <b>61230-Mirage Quattro FFM MED - EUR3</b> <b>61231-Mirage Quattro FFM LGE - EUR3</b>






Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos incluyen Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (mascarillas con almohadillas nasales). Visite ResMed.com para obtener más información sobre estas mascarillas.

**Mascarilla completa con clips magnéticos<sup>1</sup> :**

**Mascarillas completas alternativas sin clips magnéticos:**

	<b>AirTouch™ F20</b>	<b>AirFit F20 No magnético</b>	<b>AirFit F30i No magnético</b>	<b>Quattro™ Air/ Quattro Air for Her</b>	<b>Mirage Quattro</b>
					
<b>Rango de presión</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirTouch F20 SML	AirFit F20 No Magnético SML	AirFit F30i No Magnético S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirTouch F20 MED	AirFit F20 No Magnético MED	AirFit F30i No Magnético M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirTouch F20 LGE	AirFit F20 No Magnético LGE	AirFit F30i No Magnético W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63034</b> - Sistema SML AirTouch F20 - UE <b>63035</b> - Sistema AirTouch F20 MED - UE <b>63036</b> - Sistema AirTouch F20 LGE - UE	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NO MAGN LGE Quiet-EU	<b>63341</b> - AirFit F30i SIN IMÁN S/SML-EU <b>63342</b> - AirFit F30i SIN IMÁN S/STD-EU <b>63343</b> - AirFit F30i SIN IMÁN M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i SIN IMÁN W/STD-EU <b>63345</b> - AirFit F30i NO MAGNET M/LGE-EU	<b>62713-Quattro</b> Air FFM SML-EUR3 <b>62714-Quattro</b> Air FFM MED-EUR3 <b>62715-Quattro</b> Air FFM LGE-EUR3 <b>62749-Quattro</b> Air FFM for Her XSML-EUR3 <b>62750-Quattro</b> Air FFM for Her SML-EUR3 <b>62751-Quattro</b> Air FFM for Her MED-EUR3	<b>61228-Mirage</b> Quattro FFM XSML - EUR3 <b>61229-Mirage</b> Quattro FFM SML - EUR3 <b>61230-Mirage</b> Quattro FFM MED - EUR3 <b>61231-Mirage</b> Quattro FFM LGE - EUR3






*Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas con almohadillas nasales). Visite ResMed.com para obtener más información sobre estas mascarillas.*

	Mascarilla completa con clips magnéticos <sup>1</sup> :	Mascarillas completas alternativas sin clips magnéticos:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i No magnético	AirFit F20 No magnético	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro
					
<b>Rango de presión</b>	3-30 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit F30 SML	AirFit F30i No Magnético S/STD	AirFit F20 No Magnético SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i No Magnético M/STD	AirFit F20 No Magnético MED/ AirFit F20 No Magnético LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>64110-AirFit F30 SML</b> Sys - UE <b>64111-AirFit F30 MED</b> Sys - EU	<b>63341-</b> AirFit F30i SIN IMÁN S/SML-EU <b>63342-</b> AirFit F30i SIN IMÁN S/STD-EU <b>63343-</b> AirFit F30i SIN IMÁN M/STD-EU <b>63344-</b> AirFit F30i SIN IMÁN W/STD-EU <b>63345-</b> AirFit F30i NO MAGNET M/LGE-EU	<b>64031-AirFit F20 NON MAGN</b> SML Quiet-EU <b>64032-AirFit F20 NON MAGN</b> MED Quiet-EU <b>64033-AirFit F20 NON MAGN</b> LGE Quiet-EU	<b>62713-Quattro Air FFM SML-</b> EUR3 <b>62714-Quattro Air FFM MED-</b> EUR3 <b>62715-Quattro Air FFM LGE-</b> EUR3 <b>62749-Quattro Air FFM for Her XSML-</b> EUR3 <b>62750-Quattro Air FFM for Her SML-</b> EUR3 <b>62751-Quattro Air FFM for Her MED-</b> EUR3	<b>61228-Mirage Quattro FFM XSML</b> - EUR3 <b>61229-Mirage Quattro FFM SML</b> - EUR3 <b>61230-Mirage Quattro FFM MED</b> - EUR3 <b>61231-Mirage Quattro FFM LGE</b> - EUR3

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas con almohadillas nasales). Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

**Mascarilla completa con clips magnéticos<sup>1</sup> :**

**Mascarillas completas alternativas sin clips magnéticos:**

	<b>AirFit™ F30i</b>	<b>AirFit F30i No magnético</b>	<b>AirFit F20 No Magnético</b>	<b>Quattro™ Air/ Quattro Air for Her</b>	<b>Mirage Quattro</b>
					
<b>Rango de presión</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i No Magnético S/SML	AirFit F20 No Magnético SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	AirFit F30i No Magnético S/STD	AirFit F20 No Magnético SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i No Magnético M/STD	AirFit F20 No Magnético MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	AirFit F30i No Magnético M/LGE	AirFit F20 No Magnético MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i No Magnético W/STD	AirFit F20 LGE no magnético	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63310-AirFit F30i SYS - S/SML - EU</b> <b>63312-AirFit F30i SYS - M/STD - EU</b> <b>63313-AirFit F30i SYS - W/STD - EU</b> <b>63308 - AirFit F30i STD STPK - EU SLM</b>	<b>63341- AirFit F30i SIN IMÁN S/SML-EU</b> <b>63342- AirFit F30i SIN IMÁN S/STD-EU</b> <b>63343- AirFit F30i SIN IMÁN M/STD-EU</b> <b>63344- AirFit F30i SIN IMÁN W/STD-EU</b> <b>63345- AirFit F30i NO MAGNET M/LGE-EU</b>	<b>64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU</b> <b>64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU</b> <b>64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU</b>	<b>62713-Quattro Air FFM SML-EUR3</b> <b>62714-Quattro Air FFM MED-EUR3</b> <b>62715-Quattro Air FFM LGE-EUR3</b> <b>62749-Quattro Air FFM for Her XSML-EUR3</b> <b>62750-Quattro Air FFM for Her SML-EUR3</b> <b>62751-Quattro Air FFM for Her MED-EUR3</b>	<b>61228-Mirage Quattro FFM XSML - EUR3</b> <b>61229-Mirage Quattro FFM SML - EUR3</b> <b>61230-Mirage Quattro FFM MED - EUR3</b> <b>61231-Mirage Quattro FFM LGE - EUR3</b>

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas con almohadillas nasales). Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.




Este contenido está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Consulte las guías clínicas y del usuario para obtener información relevante relacionada con las advertencias y precauciones que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso del producto.

1. La mascarilla contiene imanes que pueden interferir con determinados implantes o dispositivos médicos. Las mascarillas están contraindicadas para su uso por parte de pacientes en situaciones en las que ellos o alguna otra persona en contacto físico directo con los imanes mientras se utiliza la mascarilla tengan implantes médicos activos que interfieran con los imanes; implantes u objetos metálicos que contengan material ferromagnético. Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 150 mm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Consulte el Manual del usuario para obtener información completa, incluidas las contraindicaciones y advertencias sobre los imanes.

\*La disponibilidad de tallas puede variar según la región.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift son marcas comerciales de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.  
© 2023 ResMed. 10113748/4-SPA 2024-02








## Alternativas para mascarillas nasales ResMed con clips magnéticos<sup>1</sup>

Las siguientes mascarillas nasales de ResMed -AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 y AirFit N10 for Her- contienen clips magnéticos. Tras la actualización de las contraindicaciones y advertencias existentes para estas mascarillas (consulte el Aviso de seguridad en uso que le enviamos), este documento enumera una serie de productos alternativos de la cartera existente de ResMed para ayudarle a aconsejar a los pacientes contraindicados una mascarilla sin clips magnéticos.

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario/clínica del producto o la lista de compatibilidad de mascarillas/dispositivos en [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Esta información le servirá de guía para identificar mejor el recambio de mascarilla recomendado para su paciente. Para garantizar el mejor ajuste para su paciente, realice una prueba de ajuste y consulte la guía del usuario/clínica correspondiente para obtener instrucciones más detalladas, así como precauciones.

	Mascarilla nasal con clips magnéticos <sup>1</sup> :	Mascarillas nasales alternativas sin clips magnéticos:			
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Rango de presión</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit N20 SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N20 MED	Mirage FX Estándar	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Ancho	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63517-AirFit N20 MED Sys</b> - EU3 63518-Sistema <b>AirFit N20 LGE</b> - EU3 <b>63516-AirFit N20 SML</b> (for Her) - EU3	<b>62102-Mirage FX Mask Sys</b> -EUR3 <b>62139-Mirage FX for Her Mask Sys</b> -EUR3	<b>63716-AirFit N20 Classic:</b> Pequeño - EU3 <b>63717-AirFit N20 Classic:</b> Medium - EU3 <b>63718-AirFit N20 Classic:</b> Grande - EU3	<b>63817-EU2-</b> AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818-EU2-</b> AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819-EU2-</b> AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820-EU2-</b> AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU <b>63883-EU2-AirFit N30i SYS</b> W/STD MultiH EU	<b>64204-EU2-</b> Mascarilla AirFit N30 SYS EU UG EU2

*Nota: Las mascarillas con almohadillas nasales sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Las mascarillas completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.*






*Visite ResMed.com para obtener más información sobre estas mascarillas.*



	Mascarilla nasal con pinzas magnéticas <sup>1</sup> :	Mascarillas nasales alternativas sin clips magnéticos:			
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Rango de presión</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirTouch N20 SML	Mirage FX Estándar / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirTouch N20 MED	Mirage FX Estándar	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX Ancho	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63909-AirTouch</b> N20 SML SYS- EU 63911-Sistema <b>AirTouch</b> N20 MED - UE 63912-Sistema <b>AirTouch</b> N20 LGE - UE	<b>62102-Mirage</b> FX Mask Sys-EUR3 <b>62139-Mirage</b> FX for Her Mask Sys-EUR3	<b>63716-AirFit</b> N20 Classic: Pequeño - EU3 <b>63717-AirFit</b> N20 Classic: Medium - EU3 <b>63718-AirFit</b> N20 Classic: Grande - EU3	<b>63817-EU2-</b> AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818-EU2-</b> AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819-EU2-</b> AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820-EU2-</b> AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU	<b>64204-EU2-</b> Mascarilla AirFit N30 SYS EU UG EU2

*Nota: Las mascarillas con almohadillas nasales sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Las mascarillas completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.*

*Visite ResMed.com para obtener más información sobre estas mascarillas.*

	Mascarilla nasal con pinzas magnéticas <sup>1</sup> :	Mascarillas nasales alternativas sin clips magnéticos:			
	AirFit™ N10/ AirFit N10for Her**	Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Rango de presión</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit N10 SML	Mirage FX Estándar / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N10 MED	Mirage FX Estándar	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 ANCHO	Mirage FX Ancho	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>63227-</b> AirFit N10 Sml Sys - EU1 <b>63209-</b> AirFit N10 Std Sys - EU1 <b>63211-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU1 <b>63210-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU1 <b>63212-</b> AirFit N10 Std Sys - EU2 <b>63214-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU2 <b>63213-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU2 <b>63215-</b> AirFit N10 Std Sys - EU3 <b>63217-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU3 <b>63216-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU3 <b>63206-</b> AirFit N10 Std Sys - SLM <b>63207-</b> AirFit N10 para Her Sys - SLM <b>63208-</b> AirFit N10 Wide Sys - SLM <b>63228-</b> AirFit N10 Sml Sys - SLM	<b>62102-Mirage FX Mask Sys-EUR3</b> <b>62139-Mirage FX for Her Máscara Sys-EUR3</b>	<b>63716-AirFit N20 Classic:</b> Pequeño - EU3 <b>63717-AirFit N20 Classic:</b> Medium - EU3 <b>63718-AirFit N20 Classic:</b> Grande - EU3	<b>63817-EU2-</b> AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818-EU2-</b> AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819-EU2-</b> AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820-EU2-</b> AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU	<b>64204-EU2-</b> Mascarilla AirFit N30 SYS EU UG EU2

Nota: Las mascarillas con almohadillas nasales sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Las mascarillas completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.

Visite ResMed.com para obtener más información sobre estas mascarillas.



Este contenido está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Consulte las guías clínicas y del usuario para obtener información relevante relacionada con las advertencias y precauciones que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso del producto.

1. La mascarilla contiene imanes que pueden interferir con determinados implantes o dispositivos médicos. Las mascarillas están contraindicadas para su uso por parte de pacientes en situaciones en las que ellos o alguna otra persona en contacto físico directo con los imanes mientras se utiliza la mascarilla tengan implantes médicos activos que interfieran con los imanes; implantes u objetos metálicos que contengan material ferromagnético. Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 150 mm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Consulte el Manual del usuario para obtener información completa, incluidas las contraindicaciones y advertencias sobre los imanes.
2. AirFit N30 se suministra con tamaños de almohadilla S y M.

\*La disponibilidad de tallas puede variar según la región.

\*\*AirFit N10 y AirFit N10 for Her han sido retiradas de la cartera de productos de ResMed. Sin embargo, como todavía pueden estar presentes en el mercado, se enumeran en este documento para ayudarle en la transición de los pacientes contraindicados que todavía utilizan estas mascarillas.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift son marcas comerciales de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

2023 ResMed. 10113747/3-SPA 2023-10





## Alternativas para mascarillas no ventiladas ResMed con clips magnéticos<sup>1</sup>

La mascarilla facial no ventilada AirFit™ F20 NV de ResMed contiene clips magnéticos. Tras la actualización de las contraindicaciones y advertencias existentes para esta mascarilla (consulte el Aviso de seguridad en uso que le enviamos), este documento enumera un producto alternativo de la cartera existente de ResMed para ayudarle a aconsejar a los pacientes contraindicados una mascarilla sin clips magnéticos.

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario/clínica del producto o la lista de compatibilidad de mascarillas/dispositivos en [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Esta información le servirá de guía para identificar mejor el recambio de mascarilla recomendado para su paciente. Para garantizar el mejor ajuste para su paciente, realice una prueba de ajuste y consulte la guía del usuario/clínica correspondiente para obtener instrucciones más detalladas, así como precauciones.

	Mascarilla facial no ventilada con clips magnéticos <sup>1</sup> :	Mascarilla facial alternativa no ventilada sin clips magnéticos:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
<b>Rango de presión</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	0-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversiones de tamaño*</b>	AirFit F20 NV SML	NV Quattro Air FFM SML
	AirFit F20 NV MED	NV Quattro Air FFM MED
	AirFit F20 NV LGE	NV Quattro Air FFM LGE
<b>Códigos de producto de los sistemas de mascarillas</b>	<b>64020-AIRFIT</b> F20 NV SML SYS FILA <b>64021-AIRFIT</b> F20 NV MED SYS FILA <b>64022-AIRFIT</b> F20 NV LGE SYS ROW	<b>62782-NV</b> Quattro Air FFM XSML - EUR <b>62783-NV</b> Quattro Air FFM SML - EUR <b>62784-NV</b> Quattro Air FFM MED - EUR <b>62785-NV</b> Quattro Air FFM LGE - EUR

Este contenido está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Consulte las guías clínicas y del usuario para obtener información relevante relacionada con las advertencias y precauciones que deben tenerse en cuenta antes y durante el uso del producto.

1. La mascarilla contiene imanes que pueden interferir con determinados implantes o dispositivos médicos. Las mascarillas están contraindicadas para su uso por parte de pacientes en situaciones en las que ellos o alguna otra persona en contacto físico directo con los imanes mientras se utiliza la mascarilla tengan implantes médicos activos que interfieran con los imanes; implantes u objetos metálicos que contengan material ferromagnético. Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 150 mm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Consulte el Manual del usuario para obtener información completa, incluidas las contraindicaciones y advertencias sobre los imanes.

\*La disponibilidad de tallas puede variar según la región.