








Alternativen für ResMed Full Face Masken mit Magnetclips¹

Die folgenden Full Face Masken von ResMed - AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirFit F30 und AirFit F30i - enthalten Magnetclips.






Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Masken (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), werden in diesem Dokument alternative Produkte aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.






Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks)

	Full Face Maske mit Magnetclips ¹ :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	AirFit F20 Non Magnetic Quiet	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Druckbereich	3-40 hPa	3-40 hPa	4-30 hPa	3-40 hPa	4-40 hPa
Analoggrößen	AirFit F20 Small	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Small	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F20 Medium	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F20 Large	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Large	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air Large	Mirage Quattro Large
	AirFit F20 for Her Small	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Small	Quattro Air Extra-Small/ Quattro Air for Her Small	Mirage Quattro Extra-Small/ Mirage Quattro Small
	AirFit F20 for Her Medium	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air for Her Medium	Mirage Quattro Medium
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AirFit F20 Maskensystem 63405 - Small 63406 - Medium 63407 - Large 63408 - for Her Small 63409 - for Her Medium	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Maskensystem 64031 - Small 64032 - Medium 63033 - Large	AirFit F30i Non Magnetic Maskensystem 63341 - S/Rahmen S 63342 - S/Rahmen STD 63343 - M/Rahmen STD 63344 - W/Rahmen STD 63345 - M/Rahmen L	Quattro Air Maskensystem 62704 - Extra-Small 62705 - Small 62706 - Medium 62707 - Large 62743 - for Her Extra-Small 62744 - for Her Small 62745 - for Her Medium	Mirage Quattro Maskensystem 61204 - Extra-Small 61205 - Small 61206 - Medium 61207 - Large

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i und Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.

	Full Face Maske mit Magnetclips ¹ :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic Quiet	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Druckbereich	3-30 hPa	4-30 hPa	3-40 hPa	3-40 hPa	4-40 hPa
Analoggrößen	AirFit F30 Small	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Small	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F30 Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Medium / AirFit F20 Non Magnetic Quiet Large	Quattro Air Medium / Quattro Air Large	Mirage Quattro Medium / Mirage Quattro Large
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AirFit F30 Maskensystem 64114 - Small 64115 – Medium AirFit F30 Quiet Maskensystem 64110 - Small 64111 - Medium	AirFit F30i Non Magnetic Maskensystem 63341 - S/Rahmen S 63342 - S/Rahmen STD 63343 - M/Rahmen STD 63344 - W/Rahmen STD 63345 - M/Rahmen L	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Maskensystem 64031 - Small 64032 - Medium 63033 - Large	Quattro Air Maskensystem 62704 - Extra-Small 62705 - Small 62706 - Medium 62707 - Large 62743 - for Her Extra-Small 62744 - for Her Small 62745 - for Her Medium	Mirage Quattro Maskensystem 61204 - Extra-Small 61205 - Small 61206 - Medium 61207 - Large

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i und Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.

	Full Face Maske mit Magnetclips ¹ :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic Quiet	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Druckbereich	4-30 hPa	4-30 hPa	3-40 hPa	3-40 hPa	4-40 hPa
Analoggrößen	AirFit F30i S/Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Small	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Small	Quattro Air Extra-Small/ Quattro Air for Her Small	Mirage Quattro Extra-Small/ Mirage Quattro Small
	AirFit F30i S/STD	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Small	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Medium	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F30i M/Large	AirFit F30i Non Magnetic M/Large	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Medium	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Large	Quattro Air Large	Mirage Quattro Large
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AirFit F30i Maskensystem 63310 - S/Rahmen S 63311 - S/Rahmen STD 63312 - M/Rahmen STD 63313 - W/Rahmen STD 63314 - M/Rahmen L	AirFit F30i Non Magnetic Maskensystem 63341 - S/Rahmen S 63342 - S/Rahmen STD 63343 - M/Rahmen STD 63344 - W/Rahmen STD 63345 - M/Rahmen L	AirFit F20 Non Magnetic Quiet Maskensystem 64031 - Small 64032 - Medium 63033 - Large	Quattro Air Maskensystem 62704 - Extra-Small 62705 - Small 62706 - Medium 62707 - Large 62743 - for Her Extra-Small 62744 - for Her Small 62745 - for Her Medium	Mirage Quattro Maskensystem 61204 - Extra-Small 61205 - Small 61206 - Medium 61207 - Large

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i und Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.



Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

1. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.








Alternativen für ResMed-Nasenmasken mit Magnetclips¹

Die folgenden ResMed-Nasenmasken - AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirFit N10* und AirFit N10 for Her* - enthalten Magnetclips.






Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Masken (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), werden in diesem Dokument Produktalternativen aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

	Nasenmaske mit Magnetclips ¹ :	Alternative Nasenmasken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Druckbereich	4-30 hPa	4-20 hPa	4-30 hPa	4-25 hPa	4-20 hPa
Analoggrößen	AirFit N20 Small	Mirage FX for Her/ Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic Small	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N20 Medium	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic Medium	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 Large	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic Large	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 for Her (Small)	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic Small	AirFit N30i S/SML	
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AirFit N20 Maskensystem 63509 - Small 63511 - Medium 63512 - Large 63510 - for Her (Small)	Mirage FX Maskensystem 62100 - Standard 62115 - Wide 62132 - for Her (Small)	AirFit N20 Classic Maskensystem 63710 - Small 63711 - Medium 63712 - Large	AirFit N30i Maskensystem 63880 - S/Rahmen S 63881 - SW/Rahmen S 63882 - M/Rahmen STD 63883 - W/Rahmen STD AirFit N30i Quiet Maskensystem 63817- S/Rahmen S 63818 - SW/Rahmen S 63819 - M/Rahmen STD 63820 - W/Rahmen STD	64205 - AirFit N30 Maskensystem² 64204 - AirFit N30 Quiet Maskensystem²

Hinweis: Zu den Nasenpolstermasken ohne Magnetclips gehören AirFit P10, AirFit P30i und Swift FX. Zu den Full Face Masken ohne Magnetclips gehören Quattro Air und Mirage Quattro. Weitere Informationen zu diesen Masken finden Sie auf ResMed.com.

	Nasenmaske mit Magnetclips ¹ :	Alternative Nasenmasken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ N10*/ AirFit N10 for Her*	Mirage™ FX/ Mirage FX für Sie	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Druckbereich	4-30 hPa	4-20 hPa	4-30 hPa	4-25 hPa	4-20 hPa
Analoggrößen	AirFit N10 for Her (Small)	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic Small	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N10 Standard	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic Medium	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 Large	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic Large	AirFit N30i W/STD	
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AirFit N10 Maskensystem 63209 - Standard 63211 - Wide 63210 - for Her (Small)	Mirage FX Maskensystem 62100 - Standard 62115 - Wide 62132 - for Her (Small)	AirFit N20 Classic Maskensystem 63710 - Small 63711 - Medium 63712 - Large	AirFit N30i Maskensystem 63880 - S/Rahmen S 63881 - SW/Rahmen S 63882 - M/Rahmen STD 63883 - W/Rahmen STD AirFit N30i Quiet Maskensystem 63817- S/Rahmen S 63818 - SW/Rahmen S 63819 - M/Rahmen STD 63820 - W/Rahmen STD	64205 - AirFit N30 Maskensystem² 64204 - AirFit N30 Quiet Maskensystem²

Hinweis: Zu den Nasenpolstermasken ohne Magnetclips gehören AirFit P10, AirFit P30i und Swift FX. Zu den Full Face Masken ohne Magnetclips gehören Quattro Air und Mirage Quattro. Weitere Informationen zu diesen Masken finden Sie auf ResMed.com.



Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

2. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

3. AirFit N30 wird mit den Maskenkissen S und M geliefert.

* Die AirFit N10 und die AirFit N10 for Her Masken wurden zum April 2020 abgekündigt. Da sie jedoch möglicherweise noch auf dem Markt sind, werden sie in diesem Dokument aufgeführt, um Sie bei der Umstellung kontraindizierter Patient:innen, die diese Masken noch verwenden, zu unterstützen.

AirFit, Mirage und Swift sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.
© 2023 ResMed. Obj.-ID. C342232/3 12-2023 (auf Grundlage von 10113747/3 10-2023)





Alternativen für Non-Vented ResMed-Masken mit Magnetclips¹

Die AirFit™ F20 NV Full Face Maske von ResMed enthält Magnetclips.

Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Maske (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), wird in diesem Dokument eine Produktalternative aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

	NV Full Face Maske mit Magnetclips ¹ :	Alternative NV Full Face Maske ohne Magnetclips:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
Druckbereich	3 - 40 hPa	0 - 40 hPa
Analoggrößen	AirFit F20 NV Small	Quattro Air NV Small
	AirFit F20 NV Medium	Quattro Air NV Medium
	AirFit F20 NV Large	Quattro Air NV Large
Artikel-Nr. für Maskensysteme	AIRFIT F20 NV Maskensystem 64020 - Small 64021 - Medium 64022 - Large	Quattro Air NV Maskensystem 62782 - Extra-Small 62783 - Small 62784 - Medium 62785 - Large

Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

4. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.