








Crosswalk per le maschere oro-nasali ResMed con clip magnetiche¹






Le seguenti maschere oro-nasali ResMed – AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20 AirFit F30 e AirFit F30i – contengono clip magnetiche. In seguito all'aggiornamento delle controindicazioni e delle avvertenze esistenti per queste maschere (fare riferimento all'avviso di sicurezza sul campo che vi abbiamo inviato), questo documento elenca una serie di prodotti alternativi dal portafoglio ResMed per aiutarvi a consigliare ai pazienti soggetti a controindicazioni, l'uso di una maschera senza clip magnetiche.

Per informazioni sulla compatibilità, consultare la guida clinica/utente del prodotto o l'elenco di compatibilità maschera/dispositivo su [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Queste informazioni servono come guida per identificare meglio la sostituzione della maschera consigliata per il paziente. Per garantire l'adattamento migliore per il paziente, eseguire un test di adattamento e fare riferimento alla guida clinica/utente pertinente per istruzioni più dettagliate e precauzioni.

	Maschere oro-nasali ResMed con clip magnetiche ¹ :	Maschere oro-nasali alternative:			
	AirFit™ F20 /AirFit F20 for Her	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Range di pressione	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirFit F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 for Her SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 for Her MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED
Codici prodotto	63405 -AirFit F20 SML Sys - EU1 63406 -AirFit F20 MED Sys - EU1 63407 -AirFit F20 LGE Sys - EU1 63408 -AirFit F20 for Her SML - EU1 63409 -AirFit F20 for Her MED - EU1 64005 -AirFit F20 SML Sys Quiet-EU1 64006 -AirFit F20 MED Sys Quiet-EU1 64007 -AirFit F20 LGE Sys Quiet-EU1 64008 -AirFit F20 for Her SML Quiet-EU1 64009 -AirFit F20 for Her MED Quiet-EU1	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63342 - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU 63345 - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	62713 -Quattro Air FFM SML-EUR3 62714 -Quattro Air FFM MED-EUR3 62715 -Quattro Air FFM LGE-EUR3 62749 -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR3 62750 -Quattro Air FFM for Her SML-EUR3 62751 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	61228 -Mirage Quattro FFM XSML - EUR3 61229 -Mirage Quattro FFM SML - EUR3 61230 -Mirage Quattro FFM MED - EUR3 61231 -Mirage Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Altri tipi di maschere senza clip magnetiche includono Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (maschere nasali) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (maschere con cuscinetti nasali). Per ulteriori informazioni su queste maschere, visitare ResMed.com






	Maschere oro-nasali ResMed con clip magnetiche ¹ :	Maschere oro-nasali alternative:			
	AirTouch™ F20	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Range di pressione	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tabella di conversioni taglie*	AirTouch F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirTouch F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirTouch F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Codici prodotto	63034 - AirTouch F20 SML Sys - EU 63035 - AirTouch F20 MED Sys - EU 63036 - AirTouch F20 LGE Sys - EU 63006 - AirTouch F20 MED SYS - SLM	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63342 - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU 63345 - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	62713 -Quattro Air FFM SML-EUR3 62714 -Quattro Air FFM MED-EUR3 62715 -Quattro Air FFM LGE-EUR3 62749 -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR3 62750 -Quattro Air FFM for Her SML-EUR3 62751 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	61228 -Mirage Quattro FFM XSML - EUR3 61229 -Mirage Quattro FFM SML - EUR3 61230 -Mirage Quattro FFM MED - EUR3 61231 -Mirage Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Altri tipi di maschere senza clip magnetiche includono Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (maschere nasali) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (maschere con cuscinetti nasali). Per ulteriori informazioni su queste maschere, visitare ResMed.com

	Maschere oro-nasali con clip magnetiche ¹ :	Maschere oro-nasali alternative:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Range di pressione	3-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirFit F30 SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED/ AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
Codici prodotto	64110 -EU2-AirFit F30 SML Sys - UG EU2 64111 -EU2-AirFit F30 MED Sys - UG EU2 64114 -EU2-AirFit F30 SML Multihole Sys - UG EU2 64115 -EU2- AirFit F30 MED Multihole Sys -UG EU2	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63342 - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU 63345 - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	62713 -Quattro Air FFM SML-EUR3 62714 -Quattro Air FFM MED-EUR3 62715 -Quattro Air FFM LGE-EUR3 62749 -Quattro Air FFM for Her XSM-L-EUR3 62750 -Quattro Air FFM for Her SML-EUR3 62751 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	61228 -Mirage Quattro FFM XSML - EUR3 61229 -Mirage Quattro FFM SML - EUR3 61230 -Mirage Quattro FFM MED - EUR3 61231 -Mirage Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Altri tipi di maschere senza clip magnetiche includono Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (maschere nasali) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (maschere con cuscinetti nasali). Per ulteriori informazioni su queste maschere, visitare ResMed.com

Maschere oro-nasali con clip magnetiche¹:
Maschere oro-nasali alternative:

	AirFit™ F30i	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Range di pressione	4-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	AirFit F30i Non Magnetic M/LGE	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Codici prodotto	63310 -EU2-AiFit F30I SYS - S/SML - EU2 63312 -EU2-AirFit F-30I SYS - M/STD - EU2 63313 -EU2-AirFit F30I SYS - W/STD - EU2	63341 - AirFit F30I NON MAGNET S/SML-EU 63342 - AirFit F30I NON MAGNET S/STD-EU 63343 - AirFit F30I NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30I NON MAGNET W/STD-EU 63345 - AirFit F30I NON MAGNET M/LGE-EU	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	62713 -Quattro Air FFM SML-EUR3 62714 -Quattro Air FFM MED-EUR3 62715 -Quattro Air FFM LGE-EUR3 62749 -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR3 62750 -Quattro Air FFM for Her SML-EUR3 62751 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	61228 -Mirage Quattro FFM XSML - EUR3 61229 -Mirage Quattro FFM SML - EUR3 61230 -Mirage Quattro FFM MED - EUR3 61231 -Mirage Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Altri tipi di maschere senza clip magnetiche includono Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (maschere nasali) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (maschere con cuscinetti nasali). Per ulteriori informazioni su queste maschere, visitare ResMed.com



Questo contenuto è destinato esclusivamente agli operatori sanitari. Fare riferimento alle guide cliniche e per l'utente per informazioni relative a eventuali avvertenze e precauzioni da considerare prima e durante l'uso del prodotto.

1. La maschera contiene magneti che potrebbero interferire con alcuni impianti o dispositivi medici. Non devono essere utilizzati da pazienti in cui essi, o chiunque sia in stretto contatto fisico durante l'utilizzo della maschera, abbiano impianti medici attivi che interagiscono con magneti e/o impianti/oggetti metallici contenenti materiale ferromagnetico. Tenere i magneti della maschera a una distanza di sicurezza di almeno 150 mm (6 pollici) da impianti o dispositivi medici che potrebbero essere influenzati negativamente dalle interferenze magnetiche. Fare riferimento alla guida per l'utente per informazioni complete, comprese controindicazioni e avvertenze sui magneti.

*La disponibilità delle taglie può variare di Paese in Paese.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift sono trademarks di ResMed. Le specifiche possono cambiare senza preavviso.








Crosswalk per le maschere nasali ResMed con clip magnetiche¹






Le seguenti maschere nasali ResMed – AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 and AirFit N10 for Her – contengono clip magnetiche. In seguito all'aggiornamento delle controindicazioni e delle avvertenze esistenti per queste maschere (fare riferimento all'avviso di sicurezza sul campo che vi abbiamo inviato), questo documento elenca una serie di prodotti alternativi dal portafoglio ResMed per aiutarvi a consigliare ai pazienti soggetti a controindicazioni, l'uso di una maschera senza clip magnetiche.

Per informazioni sulla compatibilità, consultare la guida clinica/utente del prodotto o l'elenco di compatibilità maschera/dispositivo su [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Queste informazioni servono come guida per identificare meglio la sostituzione della maschera consigliata per il paziente. Per garantire l'adattamento migliore per il paziente, eseguire un test di adattamento e fare riferimento alla guida clinica/utente pertinente per istruzioni più dettagliate e precauzioni.

	Maschere nasali con clip magnetiche ¹ :		Maschere nasali alternative:		
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Range di pressione	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirFit N20 SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
Codici prodotto	63509 -AirFit N20 SML - EU1 63511 -AirFit N20 MED Sys - EU1 63512 -AirFit N20 LGE Sys - EU1 63510 -AirFit N20 SML (for Her) - EU1	62102 -Mirage FX Mask Sys-EUR3 62117 -Mirage FX Mask Sys WD-EUR3 62139 -Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3	63710 -AirFit N20 Classic: Small - EU1 63711 -AirFit N20 Classic: Medium - EU1 63712 -AirFit N20 Classic: Large - EU1	63817 -AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818 -AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819 -AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820 -AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880 -AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881 -AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882 -AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883 -AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204 -AirFit N30 Mask SYS EU

Nota: le maschere con cuscinetti nasali senza clip magnetiche includono AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Le maschere oro-nasali senza clip magnetiche includono Quattro Air e Mirage Quattro. Per ulteriori informazioni su queste maschere, visita ResMed.com.

	Maschere nasali con clip magnetiche ¹ :	Maschere nasali alternative:			
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Range di pressione	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirTouch N20 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirTouch N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
Codici prodotto	63909 -AirTouch N20 SML SYS- EU 63911 -AirTouch N20 MED SYS - EU 63912 -AirTouch N20 LGE SYS - EU	62102 -Mirage FX Mask Sys-EUR3 62117 -Mirage FX Mask Sys WD-EUR3 62139 -Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3	63710 -AirFit N20 Classic: Small - EU1 63711 -AirFit N20 Classic: Medium - EU1 63712 -AirFit N20 Classic: Large - EU1	63817 -AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818 -AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819 -AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820 -AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880 -AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881 -AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882 -AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883 -AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204 -AirFit N30 Mask SYS EU

Nota: le maschere con cuscinetti nasali senza clip magnetiche includono AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Le maschere oro-nasali senza clip magnetiche includono Quattro Air e Mirage Quattro. Per ulteriori informazioni su queste maschere, visita ResMed.com.

	Nasal mask with magnetic clips ¹ :	Maschere nasali alternative:			
	AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Range di pressione	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tabella di conversione taglie*	AirFit N10 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N10 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
Codici prodotto	63215 - AirFit N10 Std Sys - EU3 63217 - AirFit N10 Wide Sys - EU3 63216 - AirFit N10 for Her Sys - EU3	62102 -Mirage FX Mask Sys-EUR3 62117 -Mirage FX Mask Sys WD-EUR3 62139 -Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3	63710 -AirFit N20 Classic: Small - EU1 63711 -AirFit N20 Classic: Medium - EU1 63712 -AirFit N20 Classic: Large - EU1	63817 -AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818 -AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819 -AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820 -AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880 -AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881 -AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882 -AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883 -AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204 -AirFit N30 Mask SYS EU

Nota: le maschere con cuscinetti nasali senza clip magnetiche includono AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Le maschere oro-nasali senza clip magnetiche includono Quattro Air e Mirage Quattro. Per ulteriori informazioni su queste maschere, visita ResMed.com.



Questo contenuto è destinato esclusivamente agli operatori sanitari. Fare riferimento alle guide cliniche e per l'utente per informazioni relative a eventuali avvertenze e precauzioni da considerare prima e durante l'uso del prodotto.

1. La maschera contiene magneti che potrebbero interferire con alcuni impianti o dispositivi medici. Non devono essere utilizzati da pazienti in cui essi, o chiunque sia in stretto contatto fisico durante l'utilizzo della maschera, abbiano impianti medici attivi che interagiscono con magneti e/o impianti/oggetti metallici contenenti materiale ferromagnetico. Tenere i magneti della maschera a una distanza di sicurezza di almeno 150 mm (6 pollici) da impianti o dispositivi medici che potrebbero essere influenzati negativamente dalle interferenze magnetiche. Fare riferimento alla guida per l'utente per informazioni complete, comprese controindicazioni e avvertenze sui magneti
2. AirFit N30 è fornita con entrambi i cuscinetti S ed M.

* La disponibilità delle taglie può variare di Paese in Paese.

**AirFit N10 e AirFit N10 for Her non sono più commercializzate. Tuttavia, poiché potrebbero essere ancora presenti sul mercato, sono elencate in questo documento per assistervi nella transizione di quei pazienti con controindicazioni che stanno ancora utilizzando queste maschere.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift sono trademarks di ResMed. sono trademarks di ResMed. Le specifiche possono cambiare senza preavviso.

© 2023 ResMed. 10113747/3 2023-10 ITA





Crosswalk per le maschere ResMed non ventilate con clip magnetiche¹

La Maschera oro-nasale ResMed AirFit™ F20 NV non ventilata contiene clip magnetiche. In seguito all'aggiornamento delle controindicazioni e delle avvertenze esistenti per questa maschera (fare riferimento all'avviso di sicurezza sul campo che vi abbiamo inviato), questo documento elenca una serie di prodotti alternativi dal portafoglio ResMed per aiutarvi a consigliare ai pazienti soggetti a controindicazioni, l'uso di una maschera senza clip magnetiche.

Per informazioni sulla compatibilità, consultare la guida clinica/utente del prodotto o l'elenco di compatibilità maschera/dispositivo su [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Queste informazioni servono come guida per identificare meglio la sostituzione della maschera consigliata per il paziente. Per garantire l'adattamento migliore per il paziente, eseguire un test di adattamento e fare riferimento alla guida clinica/utente pertinente per istruzioni più dettagliate e precauzioni.

	Maschere oro-nasali non ventilate con clip magnetiche ¹ :	Maschere oro-nasali non ventilate alternative:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
Pressure range	3-40 cmH ₂ O	0-40 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit F20 NV SML	NV Quattro Air FFM SML
	AirFit F20 NV MED	NV Quattro Air FFM MED
	AirFit F20 NV LGE	NV Quattro Air FFM LGE
Mask systems product codes	64020 -AIRFIT F20 NV SML SYS ROW 64021 -AIRFIT F20 NV MED SYS ROW 64022 -AIRFIT F20 NV LGE SYS ROW	62782 -NV Quattro Air FFM XSML - EUR 62783 -NV Quattro Air FFM SML - EUR 62784 -NV Quattro Air FFM MED - EUR 62785 -NV Quattro Air FFM LGE - EUR

Questo contenuto è destinato esclusivamente agli operatori sanitari. Fare riferimento alle guide cliniche e per l'utente per informazioni relative a eventuali avvertenze e precauzioni da considerare prima e durante l'uso del prodotto.

1. La maschera contiene magneti che potrebbero interferire con alcuni impianti o dispositivi medici. Non devono essere utilizzati da pazienti in cui essi, o chiunque sia in stretto contatto fisico durante l'utilizzo della maschera, abbiano impianti medici attivi che interagiscono con magneti e/o impianti/oggetti metallici contenenti materiale ferromagnetico. Tenere i magneti della maschera a una distanza di sicurezza di almeno 150 mm (6 pollici) da impianti o dispositivi medici che potrebbero essere influenzati negativamente dalle interferenze magnetiche. Fare riferimento alla guida per l'utente per informazioni complete, comprese controindicazioni e avvertenze sui magneti.

* La disponibilità delle taglie può variare di Paese in Paese