



## Alternativa para máscaras completas ResMed com elementos magnéticos<sup>1</sup>






As seguintes máscaras faciais da ResMed - AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20, AirFit F30 e AirFit F30i - contêm cliques magnéticos. Na sequência da atualização das contra-indicações e avisos existentes para estas máscaras (consulte o Aviso de Segurança (FSN) que lhe enviámos), este documento apresenta uma lista de produtos alternativos do portefólio da ResMed para o ajudar a aconselhar os pacientes com contra-indicações para uma máscara sem elementos magnéticos.

Para obter informações sobre compatibilidade, consulte o guia do utilizador/clínico do produto ou a lista de compatibilidade de máscaras/dispositivos em [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Estas informações servem de orientação para que possa identificar melhor a máscara para substituir a que tem o seu doente. Para garantir o melhor ajuste para este, efectue um teste de ajuste e consulte o manual do utilizador/clínico relevante para obter instruções mais detalhadas, bem como precauções.

**Máscara facial completa com cliques magnéticos<sup>1</sup> :**






**Máscaras faciais alternativas sem cliques magnéticos:**

	<b>AirFit™ F20 /AirFit F20 para ela</b>	<b>AirFit F20 Não magnético</b>	<b>AirFit F30i Não magnético</b>	<b>Quattro™ Air/ Quattro Air para ela</b>	<b>Mirage Quattro™</b>
					
<b>Gama de pressão</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit F20 SML	AirFit F20 SML não magnético	AirFit F30i Não magnético S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 MED não magnético	AirFit F30i Não magnético M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 LGE não magnético	AirFit F30i Não magnético W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 para ela SML	AirFit F20 SML não magnético	AirFit F30i Não magnético S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML para ela	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 para ela MED	AirFit F20 MED não magnético	AirFit F30i Não magnético M/STD	Quattro Air MED para ela	Mirage Quattro MED
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<p><b>63415-AirFit</b> F20 SML Sys - EU3  <b>63416-AirFit</b> F20 MED Sys - EU3  <b>63417-AirFit</b> F20 LGE Sys - EU3  <b>63418-AirFit</b> F20 para a sua SML - EU3  <b>63419-AirFit</b> F20 for Her MED - EU3  <b>64010-AirFit</b> F20 SML Sys Quiet-EU4  <b>64011-AirFit</b> F20 MED Sys Quiet-EU4  <b>64012-AirFit</b> F20 LGE Sys Quiet-EU4  <b>64013-AirFit</b> F20 para ela SML Quiet-EU4  <b>64014-AirFit</b> F20 para ela MED Quiet-EU4</p>	<p><b>64031-AirFit</b> F20 NON MAGN SML Quiet-EU  <b>64032-AirFit</b> F20 NON MAGN MED Quiet-EU  <b>64033-AirFit</b> F20 NON MAGN LGE Quiet-EU</p>	<p><b>63341-</b> AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU  <b>63342-</b> AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU  <b>63343-</b> AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU  <b>63344-</b> AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU  <b>63345-</b> AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU</p>	<p><b>62713-Quattro</b> Air FFM SML-EUR3  <b>62714-Quattro</b> Air FFM MED-EUR3  <b>62715-Quattro</b> Air FFM LGE-EUR3  <b>62749-Quattro</b> Air FFM para ela XSML-EUR3  <b>62750-Quattro</b> Air FFM para ela SML-EUR3  <b>62751-Quattro</b> Air FFM for Her MED-EUR3</p>	<p><b>61228-Mirage</b> Quattro FFM XSML - EUR3  <b>61229-Mirage</b> Quattro FFM SML - EUR3  <b>61230-Mirage</b> Quattro FFM MED - EUR3  <b>61231-Mirage</b> Quattro FFM LGE - EUR3</p>






Nota: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (máscaras de almofadas nasais). Visite ResMed.com para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara facial completa com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscaras faciais alternativas sem cliques magnéticos:			
	AirTouch™ F20	AirFit F20 Não magnético	AirFit F30i Não magnético	Quattro™ Air/ Quattro Air para ela	Mirage Quattro™
					
<b>Gama de pressão</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirTouch F20 SML	AirFit F20 Não magnético SML	AirFit F30i Não magnético S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirTouch F20 MED	AirFit F20 MED não magnético	AirFit F30i Não magnético M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirTouch F20 LGE	AirFit F20 LGE não magnético	AirFit F30i Não magnético W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>63034</b> - Sistema SML AirTouch F20 - UE <b>63035</b> - AirTouch F20 MED Sys - UE	<b>64031-AirFit</b> F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032-AirFit</b> F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033-AirFit</b> F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>63341-</b> AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63342-</b> AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU <b>63343-</b> AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344-</b> AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU <b>63345-</b> AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	<b>62713-Quattro</b> Air FFM SML-EUR3 <b>62714-Quattro</b> Air FFM MED-EUR3 <b>62715-Quattro</b> Air FFM LGE-EUR3 <b>62749-Quattro</b> Air FFM para ela XSML-EUR3 <b>62750-Quattro</b> Air FFM para ela SML-EUR3 <b>62751-Quattro</b> Air FFM for Her MED-EUR3	<b>61228-Mirage</b> Quattro FFM XSML - EUR3 <b>61229-Mirage</b> Quattro FFM SML - EUR3 <b>61230-Mirage</b> Quattro FFM MED - EUR3 <b>61231-Mirage</b> Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara facial completa com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscaras faciais alternativas sem cliques magnéticos:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Não magnético	AirFit F20 Não magnético	Quattro™ Air/ Quattro Air para ela	Mirage Quattro™
					
<b>Gama de pressão</b>	3-30 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit F30 SML	AirFit F30i Não magnético S/STD	AirFit F20 Não magnético SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i Não magnético M/STD	AirFit F20 Não Magnético MED/ AirFit F20 Não Magnético LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>64110-AirFit F30 SML</b> Sistema - UE <b>64111-AirFit F30 MED</b> Sistema - UE	<b>63341- AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU</b> <b>63342- AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU</b> <b>63343- AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU</b> <b>63344- AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU</b> <b>63345- AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU</b>	<b>64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU</b> <b>64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU</b> <b>64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU</b>	<b>62713-Quattro Air FFM SML-EUR3</b> <b>62714-Quattro Air FFM MED-EUR3</b> <b>62715-Quattro Air FFM LGE-EUR3</b> <b>62749-Quattro Air FFM para ela XSML-EUR3</b> <b>62750-Quattro Air FFM para ela SML-EUR3</b> <b>62751-Quattro Air FFM for Her MED-EUR3</b>	<b>61228-Mirage Quattro FFM XSML - EUR3</b> <b>61229-Mirage Quattro FFM SML - EUR3</b> <b>61230-Mirage Quattro FFM MED - EUR3</b> <b>61231-Mirage Quattro FFM LGE - EUR3</b>

Nota: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara facial completa com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscaras faciais alternativas sem cliques magnéticos:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Não magnético	AirFit F20 Não magnético	Quattro™ Air/ Quattro Air para ela	Mirage Quattro™
					
<b>Gama de pressão</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	4-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i Não magnético S/SML	AirFit F20 Não magnético SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML para ela	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	AirFit F30i Não magnético S/STD	AirFit F20 Não magnético SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Não magnético M/STD	AirFit F20 MED não magnético	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	AirFit F30i Não Magnético M/LGE	AirFit F20 MED não magnético	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Não magnético C/STD	AirFit F20 LGE não magnético	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>63310</b> -AirFit F30i SYS - S/SML - UE <b>63312</b> -AirFit F30i SYS - M/STD - UE <b>63313</b> -AirFit F30i SYS - W/STD - UE <b>63308</b> - AirFit F30i STD STPK - EU SLM	<b>63341</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63342</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU <b>63343</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU <b>63345</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>62713</b> -Quattro Air FFM SML-EUR3 <b>62714</b> -Quattro Air FFM MED-EUR3 <b>62715</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR3 <b>62749</b> -Quattro Air FFM para ela XSML-EUR3 <b>62750</b> -Quattro Air FFM para ela SML-EUR3 <b>62751</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	<b>61228</b> -Mirage Quattro FFM XSML - EUR3 <b>61229</b> -Mirage Quattro FFM SML - EUR3 <b>61230</b> -Mirage Quattro FFM MED - EUR3 <b>61231</b> -Mirage Quattro FFM LGE - EUR3

Nota: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.



Este conteúdo destina-se apenas a profissionais de saúde. Consulte os guias clínicos e do utilizador para obter informações relevantes relacionadas com quaisquer avisos e precauções a ter em conta antes e durante a utilização do produto.

1. A máscara contém elementos magnéticos que podem interferir com determinados implantes ou dispositivos médicos. Elas não devem ser usadas por pacientes ou qualquer pessoa em contacto físico próximo deles que possuam, durante a utilização da máscara, implantes médicos ativos que interajam com elementos magnéticos e/ou implantes/objetos metálicos que contenham material ferromagnético. Mantenha os elementos magnéticos da máscara a uma distância mínima de segurança de 150 mm de implantes ou dispositivos médicos que possam ser adversamente afetados pela interferência magnética. Consulte o Manual do Utilizador para obter informações completas, incluindo contra-indicações e avisos sobre os elementos magnéticos.

\*A disponibilidade do tamanho pode variar consoante a região.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift são marcas comerciais da ResMed. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.  
© 2023 ResMed. 10113748/4-PT 2024-02

ResMed.com








## Alternativa para máscaras nasais ResMed com elementos magnéticos<sup>1</sup>

As seguintes máscaras nasais da ResMed - AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 e AirFit N10 for Her - contêm cliques magnéticos. Na sequência da atualização das contra-indicações e avisos existentes para estas máscaras (consulte o Aviso de Segurança (FSN) que lhe enviámos), este documento lista uma série de produtos alternativos do atual portefólio da ResMed para o ajudar a aconselhar os pacientes com contra-indicações para uma máscara sem elementos magnéticos.

Para obter informações sobre compatibilidade, consulte o guia do utilizador/clínico do produto ou a lista de compatibilidade de máscaras/dispositivos em [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Estas informações servem de orientação para que possa identificar melhor a máscara para substituir a que tem o seu doente. Para garantir o melhor ajuste para este, efectue um teste de ajuste e consulte o manual do utilizador/clínico relevante para obter instruções mais detalhadas, bem como precauções.

	<b>Máscara nasal com cliques magnéticos<sup>1</sup> :</b>	<b>Máscaras nasais alternativas sem cliques magnéticos:</b>			
	<b>AirFit™ N20/ AirFit N20 para ela</b>	<b>Mirage™ FX/ Mirage FX para ela</b>	<b>AirFit N20 Classic</b>	<b>AirFit N30i</b>	<b>AirFit N30</b>
					
<b>Gama de pressão</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit N20 SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Largo	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 para ela SML	Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>63517-AirFit N20 MED Sys - EU3</b> <b>63518-AirFit N20 LGE Sys - EU3</b> <b>63516-AirFit N20 SML (para ela) - EU3</b>	<b>62102-Mirage FX Mask Sys-EUR3</b> <b>62139-Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3</b>	<b>63716-AirFit N20 Classic:</b> Pequeno - EU3 <b>63717-AirFit N20 Classic:</b> Médio - EU3 <b>63718-AirFit N20 Classic:</b> Grande - EU3	<b>63817-EU2- AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU</b> <b>63818-EU2- AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU</b> <b>63819-EU2- AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU</b> <b>63820-EU2- AirFit N30i SYS C/STD Quiet EU</b> <b>63883-EU2-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU</b>	<b>64204-EU2- Máscara AirFit N30 SYS EU UG EU2</b>

Nota: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.






Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.



	Máscara nasal com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscaras nasais alternativas sem cliques magnéticos:			
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Gama de pressão</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirTouch N20 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirTouch N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX Largo	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	63909-AirTouch N20 SML SYS- EU 63911-AirTouch N20 MED SYS - UE 63912-AirTouch N20 LGE SYS - UE	62102-Mirage FX Mask Sys-EUR3 62139-Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3	63716-AirFit N20 Classic: Pequeno - EU3 63717-AirFit N20 Classic: Médio - EU3 63718-AirFit N20 Classic: Grande - EU3	63817-EU2- AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818-EU2- AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819-EU2- AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820-EU2- AirFit N30i SYS C/STD Quiet EU	64204-EU2- Máscara AirFit N30 SYS EU UG EU2

Nota: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara nasal com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscaras nasais alternativas sem cliques magnéticos:			
	AirFit™ N10/AirFit N10 para ela**	Mirage™ FX/Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Gama de pressão</b>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>	4-30 cmH O <sub>2</sub>	4-25 cmH O <sub>2</sub>	4-20 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit N10 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N10 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX Largo	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N10 para ela SML	Mirage FX para ela	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>63227-</b> AirFit N10 Sml Sys - EU1 <b>63209-</b> AirFit N10 Std Sys - EU1 <b>63211-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU1 <b>63210-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU1 <b>63212-</b> AirFit N10 Std Sys - EU2 <b>63214-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU2 <b>63213-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU2 <b>63215-</b> AirFit N10 Std Sys - EU3 <b>63217-</b> AirFit N10 Wide Sys - EU3 <b>63216-</b> AirFit N10 para Her Sys - EU3 <b>63206-</b> AirFit N10 Std Sys - SLM <b>63207-</b> AirFit N10 para Her Sys - SLM <b>63208-</b> AirFit N10 Wide Sys - SLM <b>63228-</b> AirFit N10 Sml Sys - SLM	<b>62102-Mirage FX Mask Sys-EUR3</b> <b>62139-Mirage FX for Her Mask Sys-EUR3</b>	<b>63716-AirFit N20 Classic:</b> Pequeno - EU3 <b>63717-AirFit N20 Classic:</b> Médio - EU3 <b>63718-AirFit N20 Classic:</b> Grande - EU3	<b>63817-EU2-</b> AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818-EU2-</b> AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819-EU2-</b> AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820-EU2-</b> AirFit N30i SYS C/STD Quiet EU	<b>64204-EU2-</b> Máscara AirFit N30 SYS EU UG EU2

Nota: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](http://ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.



Este conteúdo destina-se apenas a profissionais de saúde. Consulte os guias clínicos e do utilizador para obter informações relevantes relacionadas com quaisquer avisos e precauções a ter em conta antes e durante a utilização do produto.

1. A máscara contém elementos magnéticos que podem interferir com determinados implantes ou dispositivos médicos. Elas não devem ser usadas por pacientes ou qualquer pessoa em contacto físico próximo deles que possuam, durante a utilização da máscara, implantes médicos ativos que interajam com elementos magnéticos e/ou implantes/objetos metálicos que contenham material ferromagnético. Mantenha os elementos magnéticos da máscara a uma distância mínima de segurança de 150 mm de implantes ou dispositivos médicos que possam ser adversamente afetados pela interferência magnética. Consulte o Manual do Utilizador para obter informações completas, incluindo contraindicações e avisos sobre os elementos magnéticos.

2. O AirFit N30 é fornecido com almofadas de tamanho S e M.

\*A disponibilidade do tamanho pode variar consoante a região.

\*\*As máscaras AirFit N10 e AirFit N10 for Her foram retiradas do portfólio da ResMed. No entanto, como ainda podem estar presentes no mercado, são listadas neste documento para o ajudar na transição de pacientes com contra-indicações que ainda estejam a utilizar estas máscaras.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift são marcas comerciais da ResMed. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

© 2023 ResMed. 10113747/3-PT 2023-10





## Alternativa para máscaras não ventiladas ResMed com elementos magnéticos<sup>1</sup>

A máscara facial completa não ventilada AirFit™ F20 NV ResMed contém cliques magnéticos. Na sequência da atualização das contra-indicações e advertências existentes para esta máscara (consulte o Aviso de Segurança (FSN) que lhe enviamos), este documento apresenta uma lista de produtos alternativos do atual portefólio da ResMed para o ajudar a aconselhar os pacientes com contra-indicações para uma máscara sem elementos magnéticos.

Para obter informações sobre compatibilidade, consulte o guia do utilizador/clínico do produto ou a lista de compatibilidade de máscaras/dispositivos em [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Estas informações servem de orientação para que possa identificar melhor a máscara para substituir a que tem o seu doente. Para garantir o melhor ajuste para este, efectue um teste de ajuste e consulte o manual do utilizador/clínico relevante para obter instruções mais detalhadas, bem como precauções.

	Máscara facial completa sem ventilação com cliques magnéticos <sup>1</sup> :	Máscara alternativa não ventilada para todo o rosto sem cliques magnéticos:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
<b>Gama de pressão</b>	3-40 cmH O <sub>2</sub>	0-40 cmH O <sub>2</sub>
<b>Conversões de tamanho*</b>	AirFit F20 NV SML	NV Quattro Air FFM SML
	AirFit F20 NV MED	NV Quattro Air FFM MED
	AirFit F20 NV LGE	NV Quattro Air FFM LGE
<b>Códigos dos produtos dos sistemas de máscaras</b>	<b>64020-AIRFIT</b> F20 NV SML SYS ROW <b>64021-AIRFIT</b> F20 NV MED SYS ROW <b>64022-AIRFIT</b> F20 NV LGE SYS ROW	<b>62782-NV</b> Quattro Air FFM XSML - EUR <b>62783-NV</b> Quattro Air FFM SML - EUR <b>62784-NV</b> Quattro Air FFM MED - EUR <b>62785-NV</b> Quattro Air FFM LGE - EUR

Este conteúdo destina-se apenas a profissionais de saúde. Consulte os guias clínicos e do utilizador para obter informações relevantes relacionadas com quaisquer avisos e precauções a ter em conta antes e durante a utilização do produto.

1. A máscara contém elementos magnéticos que podem interferir com determinados implantes ou dispositivos médicos. Elas não devem ser usadas por pacientes ou qualquer pessoa em contacto físico próximo deles que possuam, durante a utilização da máscara, implantes médicos ativos que interajam com elementos magnéticos e/ou implantes/objetos metálicos que contenham material ferromagnético. Mantenha os elementos magnéticos da máscara a uma distância mínima de segurança de 150 mm de implantes ou dispositivos médicos que possam ser adversamente afetados pela interferência magnética. Consulte o Manual do Utilizador para obter informações completas, incluindo contraindicações e avisos sobre os elementos magnéticos.

\*A disponibilidade do tamanho pode variar consoante a região.