








## Vaihtoehdot ResMedin magneettikiinnikkeisille kokokasvomaskeille<sup>1</sup>






Seuraavissa ResMedin kokokasvomaskeissa on magneettikiinnikkeet: – AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20 AirFit F30 ja AirFit F30i. Näiden maskien päivitettyihin kontraindikaatioihin ja varoituksiin liittyen (katso sinulle lähettämämme käyttöturvallisuusilmoitus), tässä asiakirjassa luetellaan useita vaihtoehtoisia ResMedin tuotevalikoiman tuotteita, joiden avulla voit neuvoa vasta-aiheisia potilaita löytämään maskin, jossa ei ole magneettikiinnityksiä.

Katso yhteensopivuustiedot tuotteen käyttöoppaasta /kliinisestä oppaasta tai maskin/laitteen yhteensopivuusluettelosta osoitteessa [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Nämä tiedot auttavat sinua löytämään potilaallesi vaihtoehtoisen maskin. Varmista maskin sopivuus potilaallesi ja katso asiaankuuluvasta käyttöoppaasta/kliinisestä oppaasta tarkemmat ohjeet ja varotoimet.

	Kokokasvomaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup> :	Vaihtoehtoinen maski ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirFit™ F20 /AirFit F20 for Her	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Painealue</b>	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset*</b>	AirFit F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 for Her SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 for Her MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED
<b>Tuotekoodit</b>	<b>63410</b> -AirFit F20 SML Sys - EU2 <b>63411</b> -AirFit F20 MED Sys - EU2 <b>63412</b> -AirFit F20 LGE Sys - EU2 <b>63413</b> -AirFit F20 for Her SML - EU2 <b>63414</b> -AirFit F20 for Her MED - EU2 <b>64010</b> -AirFit F20 SML Sys Quiet-EU4 <b>64011</b> -AirFit F20 MED Sys Quiet-EU4 <b>64012</b> -AirFit F20 LGE Sys Quiet-EU4 <b>64013</b> -AirFit F20 for Her SML Quiet-EU4 <b>64014</b> -AirFit F20 for Her MED Quiet-EU4	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>63341</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63342</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU <b>63343</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU <b>63345</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	<b>62709</b> -Quattro Air FFM SML-EUR2 <b>62710</b> -Quattro Air FFM MED-EUR2 <b>62711</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR2 <b>62746</b> -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR2 <b>62747</b> -Quattro Air FFM for Her SML-EUR2 <b>62748</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR2	<b>61208</b> -Mirage Quattro FFM XSML-EUR2 <b>61209</b> -Mirage Quattro FFM SML-EUR2 <b>61210</b> -Mirage Quattro FFM MED-EUR2 <b>61211</b> -Mirage Quattro FFM LGE-EUR2






Huomautus: Muita maskeja ilman magneettikiinnityksiä ovat Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nenämaskit) ja AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (sierainmaskit). Vieraille ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.

	Kokokasvomaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup>	Vaihtoehtoinen maski ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirTouch™ F20	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Painealue</b>	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset *</b>	AirTouch F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirTouch F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirTouch F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Tuotekoodit</b>	<b>63034</b> - AirTouch F20 SML Sys - EU <b>63035</b> - AirTouch F20 MED Sys - EU <b>63036</b> - AirTouch F20 LGE Sys - EU	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>63341</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63342</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU <b>63343</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU <b>63345</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	<b>62709</b> -Quattro Air FFM SML-EUR2 <b>62710</b> -Quattro Air FFM MED-EUR2 <b>62711</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR2 <b>62746</b> -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR2 <b>62747</b> -Quattro Air FFM for Her SML-EUR2 <b>62748</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR2	<b>61208</b> -Mirage Quattro FFM XSML- EUR2 <b>61209</b> -Mirage Quattro FFM SML-EUR2 <b>61210</b> -Mirage Quattro FFM MED-EUR2 <b>61211</b> -Mirage Quattro FFM LGE-EUR2

Huomautus: Muita maskeja ilman magneettikiinnityksiä ovat Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nenämaskit) ja AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (sierainmaskit). Vieraille ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.

	Kokokasvomaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup>	Vaihtoehtoinen maski ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Painealue</b>	3-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset *</b>	AirFit F30 SML	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED/ AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
<b>Tuotekoodit</b>	<b>64110</b> -EU2-AirFit F30 SML Sys - UG EU2 <b>64111</b> -EU2-AirFit F30 MED Sys - UG EU2 <b>64114</b> -EU2-AirFit F30 SML Multihole Sys - UG EU2 <b>64115</b> -EU2- AirFit F30 MED Multihole Sys -UG EU2	<b>63341</b> - AirFit F30I NON MAGNET S/SML-EU <b>63342</b> - AirFit F30I NON MAGNET S/STD-EU <b>63343</b> - AirFit F30I NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30I NON MAGNET W/STD-EU <b>63345</b> - AirFit F30I NON MAGNET M/LGE-EU	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>62709</b> -Quattro Air FFM SML-EUR2 <b>62710</b> -Quattro Air FFM MED-EUR2 <b>62711</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR2 <b>62746</b> -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR2 <b>62747</b> -Quattro Air FFM for Her SML-EUR2 <b>62748</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR2	<b>61208</b> -Mirage Quattro FFM XSML- EUR2 <b>61209</b> -Mirage Quattro FFM SML-EUR2 <b>61210</b> -Mirage Quattro FFM MED-EUR2 <b>61211</b> -Mirage Quattro FFM LGE-EUR2

Huomautus: Muita maskeja ilman magneettikiinnityksiä ovat Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nenämaskit) ja AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (sierainmaskit). Vieraille ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.

	Kokkasvomaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup>	Vaihtoehtoinen maski ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Painealue</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset*</b>	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	AirFit F30i Non Magnetic S/STD	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	AirFit F30i Non Magnetic M/LGE	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Tuotekoodit</b>	63310-EU2-AiFit F30i SYS - S/SML - EU2 63311-EU2-AirFit F30i SYS - S/STD - EU 63312-EU2-AirFit F-30i SYS - M/STD - EU2 63313-EU2-AirFit F30i SYS - W/STD - EU2	63341- AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63342- AirFit F30i NON MAGNET S/STD-EU 63343- AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344- AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU 63345- AirFit F30i NON MAGNET M/LGE-EU	64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	62709-Quattro Air FFM SML-EUR2 62710-Quattro Air FFM MED-EUR2 62711-Quattro Air FFM LGE-EUR2 62746-Quattro Air FFM for Her XSML-EUR2 62747-Quattro Air FFM for Her SML-EUR2 62748-Quattro Air FFM for Her MED-EUR2	61208-Mirage Quattro FFM XSML- EUR2 61209-Mirage Quattro FFM SML-EUR2 61210-Mirage Quattro FFM MED-EUR2 61211-Mirage Quattro FFM LGE-EUR2

Huomautus: Muita maskeja ilman magneettikiinnityksiä ovat Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nenämaskit) ja AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (sierainmaskit). Vieraille ResMed.com-sivustolla saataksesi lisätietoja näistä maskeista.



Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Katso kliinisistä ja käyttöoppaista tarvittavat tiedot varoituksista ja varotoimista, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja sen aikana.

Maski sisältää magneetteja, jotka voivat häiritä tietyt implantteja tai lääketieteellisiä laitteita. Potilaat eivät saa käyttää niitä, jos heillä tai kenellä tahansa, joka on läheisessä fyysisessä kosketuksessa maskia käyttäessään, on aktiivisia lääketieteellisiä implantteja, jotka ovat vuorovaikutuksessa magneettien ja/tai ferromagneettista materiaalia sisältävien metallisten implanttien/esineiden kanssa. Pidä maskin magneetit vähintään 150 mm:n (6 tuuman) turvallisella etäisyydellä implanteista tai lääketieteellisistä laitteista, joihin magneettiset häiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti. Katso käyttöoppaasta täydelliset tiedot, mukaan lukien magneetin vasta-aiheet ja varoitukset.

\* Kokojen saatavuus voi vaihdella alueittain.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift ovat ResMedin tavaramerkkejä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. © 2023 ResMed. 10113748/4-FIN 2024-02

ResMed.com








## Vaihtoehdot ResMedin magneettikiinnikkeisille nenämaskeille<sup>1</sup>

Seuraavissa ResMedin nenämaskeissa on magneettikiinnikkeet: – AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 and AirFit N10 for Her. Näiden maskien päivitettyihin kontraindikaatioihin ja varoituksiin liittyen (katso sinulle lähettämämme käyttöturvallisuusilmoitus), tässä asiakirjassa luetellaan useita vaihtoehtoisia ResMedin tuotevalikoiman tuotteita, joiden avulla voit neuvoa vasta-aiheisia potilaita löytämään maskin, jossa ei ole magneettikiinnityksiä.

Katso yhteensopivuustiedot tuotteen käyttöoppaasta /kliinisestä oppaasta tai maskin/laitteen yhteensopivuusluettelosta osoitteessa [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Nämä tiedot auttavat sinua löytämään potilaallesi vaihtoehtoisen maskin. Varmista maskin sopivuus potilaallesi ja katso asiaankuuluvasta käyttöoppaasta/kliinisestä oppaasta tarkemmat ohjeet ja varotoimet.

	Nenämaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup> :	Vaihtoehtoinen maski ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	AirFit N20 Classic	Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Painealue</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O	4-25 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset*</b>	AirFit N20 SML	AirFit N20 Classic SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N20 MED	AirFit N20 Classic MED	Mirage FX Standard	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 LGE	AirFit N20 Classic LGE	Mirage FX Wide	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 for Her SML	AirFit N20 Classic SML	Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	
<b>Tuotekoodit</b>	63514-AirFit N20 MED Sys - EU2 63515-AirFit N20 LGE Sys - EU2 63513-AirFit N20 SML (for Her) - EU2	63713-AirFit N20 Classic: Small - EU2 63714-AirFit N20 Classic: Medium - EU2 63715-AirFit N20 Classic: Large - EU2	62101-Mirage FX Mask Sys-EUR2 62116-Mirage FX Mask Sys WD-EUR2 62133-Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	63817-EU2- AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818-EU2- AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819-EU2- AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820-EU2- AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880-EU2- AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881-EU2- AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882-EU2-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883-EU2-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204-EU2- AirFit N30 Mask SYS EU UG EU2 64205-EU2- AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Huomautus: AirFit P10, AirFit P30i ja Swift FX -sierainmaskeissa ei ole magneettikiinnikkeitä eikä Quattro Air ja Mirage Quattro -kokokasvomaskeissa.






Vieraile ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.



	Nenämaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup> :	Vaihtoehdot ilman magneettikiinnikkeitä:			
	AirTouch™ N20	AirFit N20 Classic	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Painealue</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O	4-25 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset*</b>	AirTouch N20 SML	AirFit N20 Classic SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirTouch N20 MED	AirFit N20 Classic MED	Mirage FX Standard	AirFit N30i M/STD	
	AirTouch N20 LGE	AirFit N20 Classic LGE	Mirage FX Wide	AirFit N30i W/STD	
<b>Tuotekoodit</b>	<b>63909</b> -EU2- AirTouch N20 SML SYS - EU2 <b>63911</b> -EU2- AirTouch N20 MED SYS - EU2 <b>63912</b> -EU2- AirTouch N20 LGE SYS - EU2	<b>63713</b> -AirFit N20 Classic: Small - EU2 <b>63714</b> -AirFit N20 Classic: Medium - EU2 <b>63715</b> -AirFit N20 Classic: Large - EU2	<b>62101</b> -Mirage FX Mask Sys-EUR2 <b>62116</b> -Mirage FX Mask Sys WD- EUR2 <b>62133</b> -Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	<b>63817</b> -EU2- AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818</b> -EU2- AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819</b> -EU2- AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820</b> -EU2- AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU <b>63880</b> -EU2- AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU <b>63881</b> -EU2- AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU <b>63882</b> -EU2-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU <b>63883</b> -EU2-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	<b>64204</b> -EU2- AirFit N30 Mask SYS EU UG EU2 <b>64205</b> -EU2- AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Huomautus: AirFit P10, AirFit P30i ja Swift FX -sierainmaskeissa ei ole magneettikiinnikkeitä eikä Quattro Air ja Mirage Quattro -kokokasvomaskeissa.

Vieraile ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.

	Nenämaski magneettikiinnikkeillä <sup>1</sup> : AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Vaihtoehtoiset maskit ilman magneettikiinnikkeitä:			
		AirFit N20 Classic	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
					
<b>Painealue</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O	4-25 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
<b>Koon muunnokset*</b>	AirFit N10 SML	AirFit N20 Classic SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N10 MED	AirFit N20 Classic MED	Mirage FX Standard	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 WIDE	AirFit N20 Classic LGE	Mirage FX Wide	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N10 for Her SML	AirFit N20 Classic SML	Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	
<b>Tuotekoodit</b>	<b>63212</b> - AirFit N10 Std Sys - EU2 <b>63214</b> - AirFit N10 Wide Sys - EU2 <b>63213</b> - AirFit N10 for Her Sys - EU2	<b>63713</b> -AirFit N20 Classic: Small - EU2 <b>63714</b> -AirFit N20 Classic: Medium - EU2 <b>63715</b> -AirFit N20 Classic: Large - EU2	<b>62101</b> -Mirage FX Mask Sys- EUR2 <b>62116</b> -Mirage FX Mask Sys WD- EUR2 <b>62133</b> -Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	<b>63817</b> -EU2- AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU <b>63818</b> -EU2- AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU <b>63819</b> -EU2- AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU <b>63820</b> -EU2- AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU <b>63880</b> -EU2- AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU <b>63881</b> -EU2- AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU <b>63882</b> -EU2-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU <b>63883</b> -EU2-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	<b>64204</b> -EU2- AirFit N30 Mask SYS EU UG EU2 <b>64205</b> -EU2- AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Huomautus: AirFit P10, AirFit P30i ja Swift FX -sierainmaskeissa ei ole magneettikiinnikkeitä eikä Quattro Air ja Mirage Quattro -kokokasvomaskeissa.

Vieraille ResMed.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja näistä maskeista.



Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Katso kliinisistä ja käyttöoppaista tarvittavat tiedot varoituksista ja varotoimista, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja sen aikana.

1. Maski sisältää magneetteja, jotka voivat häiritä tiettyjä implantteja tai lääketieteellisiä laitteita. Potilaat eivät saa käyttää niitä, jos heillä tai kenellä tahansa, joka on läheisessä fyysisessä kosketuksessa maskia käyttäessään, on aktiivisia lääketieteellisiä implantteja, jotka ovat vuorovaikutuksessa magneettien ja/tai ferromagneettista materiaalia sisältävien metallisten implanttien/esineiden kanssa. Pidä maskin magneetit vähintään 150 mm:n (6 tuuman) turvallisella etäisyydellä implanteista tai lääketieteellisistä laitteista, joihin magneettiset häiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti. Katso käyttöoppaasta täydelliset tiedot, mukaan lukien magneetin vasta-aiheet ja varoitukset.
2. AirFit N30 -maskin mukana on S- ja M-koon maskityyny.

\* Kokojen saatavuus voi vaihdella alueittain

\*\* AirFit N10 ja AirFit N10 for Her on poistettu asteittain ResMedin valikoimasta. Koska niitä saattaa kuitenkin edelleen olla markkinoilla, ne on lueteltu tässä asiakirjassa.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift ovat ResMedin tavaramerkkejä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta..

© 2023 ResMed. 10113747/3-FIN 2023-10