



Laerdal®

helping save lives



Nursing Anne Simulator Male

Przygotowanie do pełnej opieki nad pacjentem

Nursing Anne Simulator – Male jest częścią jedynej modułowej platformy pozwalającej między innymi na szybką zmianę płci, grupy demograficznej i kulturowej symulatora oraz uwzględniającej wszystkie aspekty współczesnego programu nauczania w zakresie pielęgniarstwa. Umożliwia rozwój umiejętności od podstawowej oceny i krytycznego myślenia do zaawansowanych interwencji oraz uzyskania kompetencji dotyczących różnorodności płci pacjentów i zapewniania im opieki na najwyższym poziomie.



Dostępne odcienie
skóry: jasna i ciemna



Funkcje

Drogi oddechowe i oddychanie

- Realistyczne drogi oddechowe z języczkiem, nagłośnią, strunami głosowymi i przełykiem
- Różne metody podawania tlenu
- Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
- Intubacja ustno-nosowa
- Intubacja prawego oskrzela głównego
- Pielęgnacja tracheotomii oraz odsysanie płynów z tchawicy
- Oddychanie spontaniczne zsynchronizowane z wybraną częstotliwością oddychania (0–60 odd/min)
- Kompatybilny z ASL 5000 Lung Solution
- Przednie i tylne miejsca osłuchiwania płuc

Opieka nad pacjentem

- Pełne zginanie ramion i nóg w stawach zapewnia realizm opieki nad pacjentem
- Głowę można przygiąć do klatki piersiowej i może ona pozostać zgięta do momentu zmiany pozycji
- Siedzenie bez podparcia oraz zginanie w talii do pozycji z pochyleniem do przodu i rękami opartymi na kolanach (ang. tripod position)

Ocena stanu pacjenta i opieka nad nim

- Wyczuwalne palpacyjnie anatomiczne punkty orientacyjne - w tym obojczyk, mostek, kręgosłup, kołec biodrowy przedni górny, spojenie łonowe, krętarz większy i łopátka
- Kanał słuchowy do ćwiczenia irygacji i czyszczenia
- Pielęgnacja i higiena jamy ustnej
- Dokładne anatomiczne punkty orientacyjne do nauki poprawnego wprowadzania zgłębnika nosowo-żołądkowego
- Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik

Funkcje/umiejętności związane z układem moczowym i pokarmowym

- Genitalia męskie o realistycznej budowie anatomicznej
- Cewnikowanie dróg moczowych z możliwością prawidłowego wypływu symulowanego moczu
- Wykonywanie wlewów oraz podawanie sztucznych czopków doodbytniczo

Funkcje/umiejętności związane z układem krążenia

- Obustronne tętno na tętnicach: szyjnych, ramiennych, promieniowych, udowych i grzbietowych stóp

- Wykrywanie i rejestracja palpacyjnego badania tętna
- Obustronny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (osłuchiwanie lub palpacja)
- Tętno serca zsynchronizowane z EKG

Podawanie leków

- Dostępny dożylny na obu przedramionach (z gotowymi portami) umożliwiające podawanie bolusów lub wlewów dożylnych
- Obustronne miejsca wkłucć domięśniowych: naramienne, pośladkowe przednie, pośladkowe grzbietowe oraz udowe
- Zgłębnik nosowo-żołądkowy do odżywiania i podawania leków

Inne

- Wkłucie centralne do pielęgnacji i procedury podawania wlewów
- Nagrane dźwięki z głosiń mogą być odtwarzane z regulowaną głośnością
- Mrugające oczy z regulowaną częstotliwością mrugnięć
- Całkowite i częściowe otwarcie oraz zamknięcie oczu jako wskazówka stanu świadomości
- Wymienne źrenice (normalne, rozszerzone, zwężone)
- Możliwość wykonywania RKO
- Możliwości monitorowania EKG w przypadku korzystania z symulowanego Monitora Pacjenta
- Cztery niezależnie sterowane obszary osłuchiwania jelit z odgłosami perystaltyki
- Uzupełniające scenariusze kliniczne dostępne w Laerdal Scenario Cloud

Monitor Pacjenta

- Symulowany Monitor Pacjenta z ekranem dotykowym zapewnia zwięzłe kliniczne informacje zwrotne związane z parametrami fizjologicznymi
- Symulowane parametry dla SimPad i SimPad PLUS: EKG, kardiografia, puls, saturacja, ciśnienie tętnicze krwi, częstość oddechów i temperatura
- LLEAP zapewnia dodatkowe symulowane parametry: CO₂, OCŻ, ciśnienie wewnątrzczaszkowe, środek znieczulający, czas przepływu, pojemność minutowa serca i inne. Opcje monitorowania LLEAP obejmują także wyświetlanie zdjęć rentgenowskich oraz obrazów i filmów użytkownika

Numery katalogowe

321-05050

Nursing Anne Simulator – Male, skóra jasna

321-04050

Nursing Anne Simulator – Male, skóra ciemna

Zestaw zawiera: pełnopostaciowy symulator, zestaw stomii, koncentrat sztucznej krwi, mankiety do pomiaru ciśnienia, lubrykant w sprayu, męskie narządy płciowe, koszulę szpitalną oraz instrukcję szybkiej konfiguracji.

Obsługa i opcje monitorowania pacjenta

204-00133

SimPad PLUS 2

400-10201

Komputer instruktora (laptop) – Monitor Pacjenta

400-09201

Komputer instruktora (tablet) – Monitor Pacjenta

400-09501

Komputer instruktora (laptop w etui ochronnym) – Monitor Pacjenta

400-29301

Komputer AIO instruktora – Monitor Pacjenta

Licencje

204-50150

Oprogramowanie LLEAP dla SimPad PLUS

400-01050

Oprogramowanie LLEAP dla komputera

Akcesoria

320-10550-M

Nursing Anne Simulator – Male, skóra jasna

320-10550-D

Nursing Anne Simulator – Male, skóra ciemna

320-28050-M

Genitalia męskie, skóra jasna

320-28050-D

Genitalia męskie, skóra ciemna

320-34050-M

Genitalia żeńskie, skóra jasna

320-34050-D

Genitalia żeńskie, skóra ciemna

212-29650

Zestaw słuchawkowy i mikrofon USB (obsługa LLEAP)

200-30950

Zestaw słuchawkowy SimPad

185-10050

System ShockLink (może wymagać dodatkowych kabli)

375-51001-M

Ramię dorosłej kobiety do wkłucć IV (lewe)

213-20050

Niebieskie wkładki źrenic

320-27050-M

Moduł mastektomii, skóra śniada

320-22550

Wkładki do iniekcji podskórnych, 50 szt.

320-23150

Opatrunek silikonowy, IV – opakowanie 50 szt.

320-23250

Opatrunek silikonowy, 4x4 – opakowanie 50 szt.

320-23350

Opatrunek silikonowy, 8x10 – opakowanie 10 szt.

320-24050-M

Zestaw do oceny i pielęgnacji ran, skóra jasna

320-24050-D

Zestaw do oceny i pielęgnacji ran, skóra ciemna

320-25550-M

Zestaw stóp z ranami, skóra jasna

320-25550-D

Zestaw stóp z ranami, skóra ciemna

Symulacja szkoleniowa o krok dalej

Rozwiązania i usługi oparte na symulacji umożliwiające rozwój kompetencji w sali szkoleniowej i poza nią w zakresie opieki nad pacjentami

ASL 5000™ Lung Solution

Realistyczne szkolenie z zakresu wentylacji mechanicznej



Laerdal Scenario Cloud

Platforma cyfrowa zawierająca szereg zatwierdzonych przez specjalistów scenariuszy klinicznych



Sterowanie

Symulatorem Nursing Anne Simulator – Male można sterować za pomocą SimPad®/SimPad® PLUS lub komputera instruktora LLEAP. Może być on również używany z monitorem symulowanego pacjenta i jest zgodny z ASL 5000 Lung Solution.

LLEAP Komputer
instruktora



Monitor Pacjenta



ASL 5000™



SimPad
PLUS



Laerdal®
helping save lives