



Laerdal
helping save lives



Nursing Anne Simulator

Jeden Symulator - Wiele Możliwości

Nursing Anne Simulator to platforma modułowa, która oferuje studentom oraz kadrze pielęgniarskiej możliwość doskonalenia szerokiego zakresu umiejętności, poszerzenia wiedzy klinicznej oraz - dzięki wymiennym modułom - doświadczania realistycznych spotkań z pacjentami z różnych grup demograficznych i z różnymi problemami zdrowotnymi



Dostępna w kolorze
jasnym i ciemnym



INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH

320-05050 Nursing Anne Simulator; skóra jasna
320-04050 Nursing Anne Simulator; skóra ciemna

Pełna postać z ruchomymi rękami i nogami. Zestaw zawiera perukę brunetki, zestaw brązowych źrenic, zestaw stomijny, mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, lubrykant w sprayu, sztuczną krew, koszulę dla osoby dorosłej oraz przewodnik szybkiej konfiguracji.

Moduł geriatryczny

322-10550-M NAS Geriatric Kit, skóra jasna
322-10550-D NAS Geriatric Kit, skóra ciemna

Zestaw Geriatric Kit zawiera skórę torsu, karku, głowy, ramion i stóp osoby starszej wraz z charakterystycznymi dla seniorów zmianami, postarzone zęby, zestaw źrenic z zaćmą i obwódka starczą, perukę włosy siwe, postarzone genitalia męskie i żeńskie oraz chusty na głowę

Obsługa i opcje monitorowania pacjenta

204-00133 SimPad PLUS 2
400-10201 Laptop instruktora - Monitor pacjenta
400-09201 Tablet instruktora - Monitor pacjenta
400-09501 Wzmocniony laptop instr. - Monitor pacjenta
400-29301 Komputer AIO instruktora - Monitor pacjenta

Akcesoria

320-24050-M Zestaw ran (skóra jasna)
320-24050-D Zestaw ran (skóra ciemna)
320-25550-M Rany stóp - odleżynowe, martwice i zmiany cukrzycowe (skóra jasna)
320-27050-M Moduł mastektomii (skóra jasna)
320-29050-D Skóra osoby afroamerykańskiej (przód)
320-28050-M Genitalia męskie (skóra jasna)
320-21150 Peruka – blond
320-21250 Peruka - włosy ciemne, kręcone
213-20050 Niebieskie źrenice
320-22550 Wkładki do iniekcji podskórnych, 50
320-23150 Opatrunek silikonowy, IV – 50 szt.
320-23250 Opatrunek silikonowy, 4x4 – 50 szt.
320-23350 Opatrunek silikonowy, 8x10 – 10 szt.

Zapraszamy na stronę Laerdal.com/NursingAnneSimulator, gdzie zamieściliśmy informacje o zamówieniach oraz kompletną listę akcesoriów, kompatybilnych produktów i usług.

Sterowanie

Symulatorem Nursing Anne Geriatric można sterować za pomocą tableta SimPad®/SimPad® PLUS lub komputera z oprogramowaniem LLEAP. Jest on również kompatybilny z symulowanym monitorem pacjenta oraz ASL 5000 Lung Solution.

LLEAP komputer
instruktora



Monitor pacjenta



ASL 5000™



SimPad
PLUS



Funkcje Nursing Anne Simulator

Drogi oddechowe i oddychanie

- Realistyczne drogi oddechowe z językiem, nagłośnią, strunami głosowymi i przełykiem
- Różne metody podawania tlenu
- Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
- Intubacja ustno-nosowa
- Intubacja prawego oskrzela głównego
- Pielęgnacja tracheotomii oraz odsysanie płynów z tchawicy
- Oddychanie spontaniczne zsynchronizowane z wybraną częstością oddychania (0–60 oddechów/min)
- Przednie i tylne miejsca osłuchiwania płuc

Opieka nad pacjentem

- Pełne zginanie ramion i nóg w stawach zapewnia realizm opieki nad pacjentem
- Głowę można zgąć do pozycji z podbródkiem przyciągniętym do klatki piersiowej i może ona pozostać zgięta do momentu zmiany pozycji
- Siedzenie bez podparcia oraz zginanie w talii do pozycji z pochylem do przodu i rękami opartymi na kolanach (ang. tripod position)

Ocena stanu pacjenta i opieka nad nim

- Części anatomiczne do badań palpacyjnych i lokalizacji miejsc zabiegowych, w tym obojczyk, mostek, kręgosłup, kołec biodrowy przedni górny, spojenie łonowe, krętarz większy i łopatką
- Peruka do czynności pielęgnacyjnych włosów
- Kanał słuchowy do ćwiczenia irygacji i oczyszczania
- Pielęgnacja i higiena jamy ustnej
- Dokładne anatomiczne punkty orientacyjne do nauki poprawnego wprowadzania zgłębnika nosowo-żołądkowego
- Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik

Podawanie leków

- Ramiona z obustronnym dostępem dożylnym (przygotowane do założenia portów) umożliwiające podanie bolusa lub wlewu dożylnego
- Obustronne miejsca wkłucia: naramienne,

pośladkowe przednie, pośladkowe grzbietowe oraz udowe

- Zgłębnik żołądkowy do odżywiania i podawania leków

Funkcje/umiejętności związane z układem moczowym i jelitami

- Genitalia żeńskie o realistycznej budowie anatomicznej
- Cewnikowanie dróg moczowych z możliwością prawidłowego powrotu płynu
- Podawanie wlewu doodbytniczego i sztucznych czopków

Umiejętności/funkcje związane z układem krążenia

- Obustronny pomiar tętna: tętnica szyjna, ramienna, promieniowa i udowa oraz grzbiet stopy
- Wykrywanie i rejestracja palpacyjnego pomiaru tętna
- Obustronny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (osłuchiwanie lub palpacja)
- Tony serca zsynchronizowane z EKG

Inne

- Wkłucie centralne w linii środkowoobojczykowej do pielęgnacji i procedury podawania wleatów
- Możliwość odtwarzania nagranych dźwięków z głośni w kontrolowanej głośności
- Mrugające oczy z regulowaną częstością mrugnięć
- Całkowite i częściowe otwarcie/zamknięcie oczu jako wskazówka stanu świadomości
- Wymienne źrenice (normalne, rozszerzone, zwężone)
- Możliwość wykonywania RKO
- Możliwość monitorowania EKG w przypadku korzystania z symulowanego monitora pacjenta
- Cztery niezależnie sterowane obszary osłuchiwania jelit z odgłosami perystaltyki
- Odgłosy pracy serca płodu
- 4 bezpłatne scenariusze (przypadki pacjentów) dostępne na Laerdal.com

Dostępne moduły



Mastektomia



Rany stóp



Skóry geriatryczne



Rany